

BARRIER® Champ d'extrémité avec Drisite® Plus



- Drisite® Plus* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Pliage optimal pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient

* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.

Instructions d'utilisation



1. Dépliez le champ de table et placez-le sous la jambe du patient.



2. Option 1: couvrez le bas de la jambe avec le champ adhésif et fixez-le avec la bande adhésive.



2. Option 2: couvrez la jambe avec la petite stockinette.



3. Fixez-la à l'aide de la bande adhésive.



4. Placez le champ d'extrémité déplié sur le pied du patient de manière à ce que la flèche du pictogramme soit orientée vers le haut du corps du patient.



5. Dépliez l'un des côtés du champ d'extrémité et passez-le à un assistant. Soulevez la jambe du patient et tirez le champ d'extrémité de manière à couvrir le genou du patient. Dépliez les côtés du champ.



6. Par l'ouverture élastique, saisissez le pied du patient et couvrez le pied à l'aide du champ.



7. Dépliez la partie supérieure du champ par-dessus le cadre d'anesthésie.

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60202	Trousse d'extrémité 1 bande adhésive 9x49cm 1 champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	7/14
60205	Trousse d'extrémité 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ d'emballage 100x100cm	6/12

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60208	Trousse d'extrémité 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ adhésif 75x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	5/10
60205	Trousse d'extrémité 1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 stockinette 22x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	5/10
60211	Champ d'extrémité 200x300cm, ouv. 7cm élastique	11/22
60212	Champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique, emballé	10/20
60213	Champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique	10/20

Tous ces composants des trouses peuvent également être inclus dans les trouses composites Mölnlycke®.

N° de réf.	Composant de trouses composites Mölnlycke®
70210	Champ d'extrémité 250x315cm, ouv. 7cm élastique
70211	Champ d'extrémité 200x300cm, ouv. 7cm élastique
70213	Champ d'extrémité 230x315cm, ouv. 7cm élastique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00831709)

