

	Phasengerechte Wundversorgung										
	Inflammationsphase / Reinigungsphase					Granulationsphase			Epithelisierungsphase	Maturationsphase	
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelegte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z. B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation		Infektionsgefährdete oder infizierte, oberflächliche Wunden		infektionsgefährdete oder infizierte Wundhöhlen	Feuchte (oberflächliche) Wunden		(Feuchte) Wundhöhlen	Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung	
Beispiel											
Exsudation	Nicht bis wenig 🟩		Mäßig bis stark 🟩🟩 bis 🟩🟩🟩			Wenig bis stark 🟩 bis 🟩🟩			Nicht bis wenig 🟩		
Ziele	• Aufweichen der Beläge • Wundreinigung • Feuchthalten		• Keimreduzierung • Wundreinigung • Exsudatmanagement • Wundrandschutz			• Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus • Exsudatmanagement • Schutz			• Schutz • Wundruhe	• Schutz • Förderung der Elastizität • Vorbeugung hypertropher Narbenbildung*	
	Schmerzen minimieren										
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen								Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung		
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel		Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag ⊕ Mextra®	Exufiber® ⊕ Granudacyn® Wundgel	Exufiber® Ag+ oder Melgisorb® Ag	bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Exufiber® ⊕ bei Bedarf Granudacyn® Wundgel	Mepilex® Lite ⊕ Tubifast®	Mepitel® Film Mepiform®	
Sekundärverband	Mepilex® Lite ⊕ Tubifast®	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® XT ⊕ Tubifast®	Tubifast®	Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT ⊕ Tubifast®			Mepilex® Border Lite oder Mepitel® Film			
Mepilex® Lite	Mepilex® Border Flex Lite	Mepilex® XT	Tubifast®	Mepilex® Ag	Mepilex® Transfer Ag	Exufiber® Ag+	Melgisorb® Ag	Exufiber® bei Bedarf	Mepilex® Border Flex	Mepitel® Film	Mepiform®

Lösungen für spezielle Situationen										
Situation		Anforderung	Lösung							
Sehr stark exsudierende Wunden		Exsudatmanagement	Mepitel® One einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter			+				
	Mepitel® beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter									
		Mepilex® Transfer drainagefähiger Schaumverband								
		Infektionsprophylaxe/-therapie	Mepilex® Transfer Ag drainagefähiger Schaumverband mit Silber für kritisch kolonisierte und infizierte Wunden							
Verbrennungen bis Grad 2a		Exsudatmanagement, Infektionsprophylaxe/-therapie	Mepilex® XT + Granudacyn® Wundgel			+	Tubifast® 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY			
			Mepilex® Ag				Tubifast® 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY			
Chirurgische Wunden		Exsudatmanagement, Spannungsblasen vermeiden, Hautschutz	Primärversorgung Mepilex® Border Post-Op			Zum Schutz nach Nahtverschluß Mepitel® Film				
Strahlenbedingte Hautreaktionen		Prophylaxe, Schutz Schmerzreduzierung	Mepilex® Lite			Mepitel® Film				

Schaumverbände

Mepilex® XT

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5
21 13 00	15 x15 cm	07 05 23 59	5
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2

Mepilex®

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

29 40 15	5 x 5 cm	09 31 30 54	5
29 41 50	10 x 12 cm	01 60 33 38	5
29 42 50	12 x 20 cm	01 60 33 50	5
29 43 50	15 x 17 cm	01 60 33 73	5
29 44 50	20 x 22 cm	01 60 34 04	5
29 45 00	20 x 50 cm	01 16 68 14	2
Mepilex Heel			
28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5

Mepilex® Lite

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4

Mepilex® Transfer

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

29 47 00	10 x 12 cm	04 04 79 32	5
29 48 00	15 x 20 cm	02 52 35 41	5
29 45 02	20 x 50 cm	09 89 16 73	4

WECHSELN SIE JETZT!

MEPILEX® BORDER
wird zu
MEPILEX® BORDER FLEX.

Mepilex® Border Flex

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

59 52 11	7,5 x 7,5 cm	12 59 59 84	10
59 53 11	10 x 10 cm	12 59 60 09	10
59 50 11	12,5 x 12,5 cm	12 59 60 15	10
59 54 11	15 x 15 cm	12 59 60 21	10
59 56 11	15 x 20 cm	12 59 60 38	10
58 35 00	7,8 x 10 cm	14 41 21 43	5
58 33 00	13 x 16 cm	14 41 21 95	5
58 34 00	15 x 19 cm	14 41 22 03	5

Mepilex® Border Flex Lite

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

58 10 11	4 x 5 cm	16 22 64 91	10
58 11 00	5 x 12,5 cm	16 22 65 22	5
58 12 00	7,5 x 7,5 cm	16 22 65 16	5
58 13 00	10 x 10 cm	16 22 65 39	5
58 15 00	15 x 15 cm	16 22 65 45	5

Folienverbände

Mepitel® Film

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

29 61 70	6 x 7 cm	04 10 73 38	10
29 62 70	10 x 12 cm	04 10 73 50	10
29 64 70	10 x 25 cm	04 10 73 73	10
29 66 70	15 x 20 cm	04 10 74 04	10

Antimikrobielle Schaumverbände

Mepilex® Ag*

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2
Mepilex Heel Ag			
38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5

Mepilex® Border Ag*

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

39 52 60	7 x 7,5 cm	01 41 04 38	5
39 53 60	10 x 12,5 cm	01 41 69 49	5
39 54 60	15 x 17,5 cm	01 41 69 78	5
39 56 60	17 x 20 cm	01 43 22 91	5
39 58 00	10 x 20 cm	06 13 03 99	5
39 57 00	10 x 25 cm	06 13 04 07	5
39 59 00	10 x 30 cm	06 13 04 13	5
Mepilex Border Sacrum Ag			
38 20 00	18 x 18 cm	06 13 04 36	5
38 22 00	20 x 20 cm	06 13 04 42	5
38 24 00	23 x 23 cm	06 13 04 59	5

Mepilex® Transfer Ag*

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

39 40 00	7,5 x 8,5 cm	09 54 27 77	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	09 54 27 83	5
39 48 00	15 x 20 cm	09 54 28 14	10
39 45 00	20 x 50 cm	09 54 28 20	2

Chirurgische Wundversorgung

Mepilex® Border Post-Op

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

49 61 00	6 x 8 cm	11 63 91 13	10
49 62 00	9 x 10 cm	11 63 91 36	10
49 63 00	10 x 15 cm	11 63 91 42	10
49 64 05	10 x 20 cm	11 63 91 59	5
49 64 55	10 x 25 cm	11 63 91 65	5
49 66 05	10 x 30 cm	11 63 91 71	5
49 66 50	10 x 35 cm	11 63 91 88	5

Silikon-Tüll

Mepitel®

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

29 05 00	5 x 7 cm	02 81 84 43	5
29 07 00	8 x 10 cm	02 81 84 72	5
29 10 00	12 x 15 cm	02 81 85 03	5
29 20 05	20 x 30 cm	04 66 04 72	5

Mepitel® One

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

Mit Abziehhilfe			
28 91 70	6 x 7 cm	14 33 30 99	5
28 92 70	9 x 10 cm	14 33 31 07	5
28 94 70	13 x 15 cm	14 33 31 13	5
Weitere Größen			
28 91 00	5 x 7,5 cm	03 08 97 27	10
28 93 00	7,5 x 10 cm	03 09 00 15	10
28 95 00	10 x 18 cm	09 50 47 59	10
28 97 00	17 x 25 cm	09 50 84 50	5
28 97 50	27,5 x 50 cm	11 02 88 46	2
Spenderbox			
28 91 10	6 x 7 cm	16 26 10 79	70
28 92 10	9 x 10 cm	16 26 10 85	70

Fixierung

Tubifast®

Art.-Nr.

Breite

Umfang
Gliedmaße

PZN
Packung

PZN
Stück

Stück
Packung

10 m Länge					
24 34	Rot (3,5 cm)	9-18 cm	09 93 26 91	---	1
24 36	Grün (5 cm)	14-24 cm	09 93 27 16	---	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24-40 cm	09 93 27 39	---	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35-64 cm	09 93 27 45	---	1
24 44	Violett (20 cm)	64-130 cm	09 93 27 68	---	1
1 m Länge					
24 80	Rot (3,5 cm)	9-18 cm	09 93 27 74	00 14 35 38	12
24 81	Grün (5 cm)	14-24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28	12
24 82	Blau (7,5 cm)	24-40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	35-64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40	12
24 79	Violett (20 cm)	64-130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57	12

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle, 1 m-Produkte einzeln verpackt

Gelbildender Faserverband

Exufiber®

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

70 99 00	5 x 5 cm	14 02 16 61	10
70 99 01	10 x 10 cm	14 02 16 78	10
70 99 03	15 x 15 cm	14 02 16 84	10
70 99 04	20 x 30 cm	14 03 93 13	5
70 99 05	4,5 x 10 cm	14 03 93 36	10
70 99 06	4,5 x 20 cm	14 02 16 90	10
70 99 07	4,5 x 30 cm	14 03 93 42	10
Tamponade			
70 99 08	1 x 45 cm	14 02 17 15	5
70 99 09	2 x 45 cm	14 02 17 09	5

Exufiber® Ag+*

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

60 34 01	5 x 5 cm	14 02 16 03	10
60 34 02	10 x 10 cm	14 02 16 32	10
60 34 03	15 x 15 cm	14 02 16 49	10
60 34 04	4,5 x 10 cm	14 03 93 59	10
60 34 05	4,5 x 20 cm	14 03 93 65	10
60 34 06	4,5 x 30 cm	14 03 93 71	10
60 34 07	20 x 30 cm	14 02 16 55	5
Tamponade			
60 34 00	2 x 45 cm	14 02 15 95	5

Narbenbehandlung

Mepiform®

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

29 36 00	4 x 30 cm	00 08 91 87	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	08 65 55 74	5
29 38 00	10 x 18 cm	08 65 55 97	5

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mepilex® XT

Safetac
TECHNOLOGY

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele

Zeh

Ohren

Ellenbogen

Anwendung bei Schläuchen

Die aufgeführten Verbände können aktuell im Rahmen der Erstattung zu Lasten der GKV verordnet werden. Ausgenommen ist grundsätzlich Granudacyn Wundspüllösung und Mepiform.

*Aktuelle Informationen zur Erstattungsfähigkeit finden Sie unter www.molnlycke.de/unsere-expertise/verbandmittelfdefinition

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com
Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf,
Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Die Namen Molnlycke Health Care, sowie alle genannten entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2019 Molnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWOC0090

Stand: Juni 2021

Mölnlycke®

Mölnlycke®

Superabsorber

Mextra® Superabsorbent

Art.-Nr.

Größe

PZN
Packung

Stück
Packung

61 00 00	12,5 x 12,5 cm	12 51 30 87	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	12 51 31 01	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	12 51 31 18	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	12 51 31 24	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	12 51 31 53	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	12 51 31 76	