


Fonctionnement de Mepilex Border Flex

Mepilex Border Flex est un pansement hydrocellulaire tout-en-un composé de cinq couches qui garantit une absorption très efficace tout en retenant les exsudats et donc les bactéries.¹² Grâce à la technologie Flex, unique en son genre, le pansement est visiblement plus souple que les autres pansements hydrocellulaires avec bord.¹⁷

Il épouse les mouvements du corps et procure une sensation de confort.²⁻³ La technologie Safetac® de la couche de contact ainsi que la technologie Flex donnent naissance à un pansement qui reste en place plus longtemps que les autres pansements hydrocellulaires¹⁻³ mais réduit également la douleur et les traumatismes¹⁵⁻¹⁶. Il convient à toutes sortes de plaies.

**sur les coudes et les genoux*




Safetac® couche de contact

Technologie Flex

Mesures de précaution

- Si des signes d'infection clinique apparaissent, consultez un médecin pour un traitement approprié de l'infection.
- Évitez toute utilisation sur des patients sensibles au pansement ou à l'un de ses composants.
- En cas de question ou de souci, veuillez contacter votre prestataire de soins, dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Coordonnées du professionnel de soins



Références


Referenties: 1. Alten. Comparison of Mepilex Border Flex dressing and Mepilex Border dressing in wet condition. Rapport nr. PD-530246. 18 januari 2017. Informatie beschikbaar. 2. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the knees. Rapport nr. PD-535012. 22 augustus 2016. Informatie beschikbaar. 3. ProDerm. Assessment of wearing properties of wound dressings on the elbows. Rapport nr. PD-535013. 22 augustus 2016. Informatie beschikbaar. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Fluid handling capacity. Rapport nr. PD-527642. Informatie beschikbaar. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Estimation of spreading area using dot pattern on backing film. Rapport nr. PD-528872. Informatie beschikbaar. 6. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport nr. 322509. Informatie beschikbaar. 7. Mölnlycke Health Care. Wet penetration. Rapport nr. 2002-0423-001. Informatie beschikbaar. 8. Mölnlycke Health Care. Tests of Mepilex Lite laminate. Rapport nr. 20071123-004. Informatie beschikbaar. 9. Nelson Laboratories (Salt Lake City, UT, VS). Viral penetration ASTM Methods F 1671. Rapport nr. 413098. Informatie beschikbaar. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Waterproofness. Rapport nr. PD-532095. Informatie beschikbaar. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Rapport nr. PD-528871. Informatie beschikbaar. 12. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Bacteria encapsulation. Rapport nr. PD-537072. Informatie beschikbaar. 13. Gebruiksaanwijzing Mepilex Border Flex. Informatie beschikbaar. 14. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 15. Woo, K., Coultis, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing 2 foam dressings. Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 16. Meaume, S., Van De Looverbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 17. Mölnlycke Health Care. Mepilex Border Flex – Conformability. Rapport nr. PD-528870.



Mölnlycke Health Care SA, Berchemstationstraat 72 boîte 2 •
B-2600 Berchem, Belgique • Tél. 03 286 89 50. www.molnlycke.be

Les marques, noms et logos Mölnlycke®, Mepilex® en Safetac® sont déposés par le groupe de sociétés Mölnlycke Health Care pour le monde entier. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

BFWC00011807



Mepilex® Border Flex Brochure patients

Le pansement tout-en-un pour un excellent confort et une plus grande liberté de mouvement



Les atouts de Mepilex Border Flex

- **La couche de contact adhère en douceur, ce qui réduit les atteintes à la peau ainsi que la douleur au retrait du pansement**^{14,15,16}
- **Capacité d'absorption très élevée de tous les types d'exsudats**^{4,11}. Un test montre que Mepilex Border Flex retient **les exsudats et les bactéries** dans le pansement et garantit qu'ils ne redescendent pas vers la plaie.¹²
- **La grande flexibilité du pansement est synonyme de confort et de liberté de mouvement**¹⁻³
- Résistant aux bactéries et aux virus (microbes >25nm)^{6,7,8,9}
- **Permet la douche**¹⁰
- S'utilise avec des gels et des pommades
- Peut s'utiliser sous **compression**
- **Indications**: plaies exsudatives chroniques et aiguës variées, notamment les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux à la jambe, les skin tears et les plaies traumatiques.¹³

Informations pour la commande

Code CNK	Référence	Dimensions	Pcs/boîte (stérile)
3699-477	595200	7,5x7,5cm	5
3699-485	595300	10x10 cm	5
3699-493	595400	15x15 cm	5
3699-501	595600	15x20 cm	5

Guide pour l'application de Mepilex Border Flex

Avant



Commencez par nettoyer la plaie suivant les procédures normales et assurez-vous que la peau périlésionnelle est totalement sèche avant d'appliquer le pansement.



Choisissez un pansement de la bonne taille: le coussin doit chevaucher la peau périlésionnelle sur 1 à 2 cm.



Ouvrez l'emballage stérile et sortez le pansement.



Ne tirez pas sur le pansement en l'appliquant, veillez à ce qu'il n'y ait pas de pli.

L'application du pansement



Ôtez la partie centrale du film protecteur (seuls les modèles de grande taille possèdent un film protecteur en trois parties) et posez le pansement à l'endroit voulu.



Ôtez le film protecteur (ou les autres parties du film) tout en appliquant le pansement.



Pour terminer, passez la main sur toute la surface du pansement pour qu'il adhère parfaitement et soit bien lisse.

Après

Le pansement peut rester en place jusqu'à 7 jours. Inspectez le pansement et la peau périlésionnelle chaque jour ou suivant le calendrier prévu dans le protocole. Laissez le pansement en place, sauf s'il existe des motifs cliniques pour le changer. **Le contrôle des exsudats** permet de suivre la progression des exsudats⁵ afin d'éviter des changements de pansement inutiles.

Exemple de contrôles des exsudats:



Vous notez le nombre de points indiquant la progression des exsudats. Chacun peut alors se référer au décompte afin de suivre et d'enregistrer leur évolution.

Remplacez le pansement :

- Lorsque des exsudats coulent du pansement ou sur les bords.
- Lorsque le coussin absorbant est saturé (3 des 4 coins).
- Au moindre signe d'infection.