



# Lösungen für Chirurgie und Wundversorgung


Sortimentsübersicht Klinik / Ausgabe September 2023

Bitte um Berücksichtigung, dass es zu Änderungen innerhalb des Sortiments kommen kann. Diese Änderungen werden laufend eingepflegt.

  
**Mölnlycke®**


# Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und freuen uns immer, von Ihnen zu hören.



# Neues von Mölnlycke®

Erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um Produkte, Services, Veranstaltungen und Webinare von Mölnlycke – einfach und aktuell per E-Mail.



Rufnummer für Bestellungen:

Customer Service Center 0800/186218 0 (-9)

# PRODUKTKATALOG

<b>Mölnlycke® - ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor</b> . . . . .	2	Urologie . . . . .	42	Thermojacken Basic/Unisoft . . . . .	82
<b>Mölnlycke® - Qualität trifft auf Nachhaltigkeit</b> 3		Herz-/Thoraxchirurgie . . . . .	43	Reinraumbekleidung . . . . .	83
<b>Mölnlycke® - Chirurgische Lösungen</b> . . . . .	4	Angiographie . . . . .	44	Schutzprodukte . . . . .	84
<b>ProcedurePak® - Die Komplettlösung für mehr Effizienz</b> . . . . .	5	Neurochirurgie . . . . .	45	Schutzmäntel/Schürzen . . . . .	84
Farbcodierung . . . . .	6	HNO/Dental . . . . .	46	<b>Patient*innen-Wärmemanagement</b> . . . . .	85
<b>Das Mölnlycke® Portal</b> . . . . .	7	Ophthalmologie . . . . .	47	EasyWarm® Wärmedecken . . . . .	85
OP-Tray Management Funktionen . . . . .	8	Ergänzungsprodukte . . . . .	48	<b>Biogel® - OP-Handschuhe</b> . . . . .	86
<b>Mölnlycke® - Laparoskopische Lösungen</b> . . . . .	9	Instrumententischbezüge . . . . .	48	Biogel® Indicator® Doppelhandschuhsystem	87
Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten . . . . .	10	Tischabdeckungen . . . . .	49	Latex OP-Handschuhe . . . . .	88
Chirurgische Instrumente		OP-Abdecktücher - 2-lagig/mit Patch . . . . .	50	Latexfreie OP-Handschuhe (Polyisopren) . . . . .	89
Trokare . . . . .	11	OP-Abdecktücher - 3-lagig/mit Patch . . . . .	51	Latexfreie OP-Handschuhe (Polyisopren) . . . . .	90
Abnehmbarer Bergebeutel . . . . .	12	OP-Abdecktücher . . . . .	52	Latexfreie OP-Handschuhe (Polychloropren) . . . . .	91
Monopolare Scheren . . . . .	12	Schlitztücher . . . . .	53	Untersuchungshandschuhe latexhaltig/latexfrei . . . . .	92
Monopolare Instrumentenkabel . . . . .	12	Lochtücher . . . . .	54	NEU: Biogel® Tech . . . . .	93
Monopolare L-Haken-Elektroden . . . . .	12	OP-Tape/Klett-Schlauchfixierungen . . . . .	56	Biogel® Tech Sortiment . . . . .	94
Veressnadeln . . . . .	12	Saugertaschen/Beutel . . . . .	57	<b>Wundversorgung</b> . . . . .	95
Saug-/Spülsystem . . . . .	12	Stockinetten/Beinlinge/Armlehnenbezug . . . . .	58	Schaumverbände/Superabsorber . . . . .	96
Monopolare Instrumente . . . . .	13	Kamerabezüge/Allzwecküberzüge . . . . .	59	Superabsorber/Faserverbände/ Antimikrobielle Wundauflagen . . . . .	97
<b>Mölnlycke® - Orthopädische Lösungen</b> . . . . .	14	Inventarabdeckungen . . . . .	60	Wundkontaktauflagen/Filmverbände . . . . .	98
Kurzübersicht OP-Tray-Komponenten . . . . .	15	Inzisionsfolien . . . . .	61	Wundschnellverbände/Fixierung . . . . .	99
Pulsed Lavage System . . . . .	16	Allzweckbeutel . . . . .	62	Wundspüllösung/Wundgel/topische Sauerstofftherapie . . . . .	100
Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung . . . . .	17	<b>BARRIER® OP-Bekleidung</b> . . . . .	63	<b>Unterdruck-Wundtherapie NPWT</b> . . . . .	101
<b>BARRIER® OP-Abdeckungen</b> . . . . .	18	BARRIER OP-Mäntel Materialkunde . . . . .	64	Avance Solo Adapt . . . . .	101
Materialkunde . . . . .	19	OP-MÄNTEL (EN 13795) . . . . .	67	Avance Solo . . . . .	102
Zeichenerklärung Zahlen/Materialien . . . . .	20	Primary/Primary Plus . . . . .	67	<b>Mölnlycke Advantage</b> . . . . .	103
Materialindex . . . . .	21	Ultimate . . . . .	68	<b>Wundversorgung Newsletter</b> . . . . .	104
Mölnlycke® goes green - ISCC zertifizierte OP-Abdeckungen . . . . .	22	Classic . . . . .	69	<b>Referenzen</b> . . . . .	105
Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® OP-Abdeckungen . . . . .	23	FPP/Urologie/Armschützer . . . . .	70		
BARRIER® Flex - Dehnbare Klebezonen . . . . .	24	<b>BARRIER® Bereichskleidung</b> . . . . .	71		
Drisite® Plus - Flüssigkeitsmanagement OP-Abdeckungen . . . . .	25	OP-Hauben . . . . .	72		
Universal Sets - 2-lagig/mit Patch . . . . .	26	Baretthauben . . . . .	72		
Universal Sets - 3-lagig/mit Patch . . . . .	27	Astronautenhauben . . . . .	73		
Laparoskopie . . . . .	29	Schwesternschleier/Schiffchen . . . . .	74		
Allgemein/Abdominalchirurgie . . . . .	30	Haubenübersicht . . . . .	75		
Orthopädie . . . . .	32	OP-Masken . . . . .	76		
Gynäkologie . . . . .	39	Standard Typ II . . . . .	76		
Gynäkologie/Geburtshilfe . . . . .	41	Special Typ II . . . . .	77		
		Extra Protection Typ II R . . . . .	78		
		Partikelfiltrierende Halbmasken . . . . .	78		
		Maskenübersicht . . . . .	79		
		<b>Bereichskleidung/Reinraumbekleidung</b> . . . . .	80		
		Bereichskleidung . . . . .	81		
		Basic/Unisoft . . . . .	81		





## Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren. Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Alles was wir tun, dient einem einzigen Zweck: Medizinische Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihr Bestes zu geben, um somit eine bestmögliche Versorgung ihrer Patient\*innen zu gewährleisten. Und wir sind bestrebt, dies täglich unter Beweis zu stellen.



## Was wir tun

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patient\*innen an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause:

### 1. Chirurgische Lösungen

Wir erhöhen die Sicherheit und Effizienz im und rund um den OP mit maßgeschneiderten ProcedurePak® Trays, die auch chirurgische Instrumente beinhalten. Zudem schützen wir Personal und Patient\*innen durch Abdecktücher, OP-Bekleidung, Antiseptika und OP-Handschuhe vor Infektionen und bieten entsprechende Fortbildungen und Fachberatung.

### 2. Wundversorgung

Mit evidenzbasierten Wundversorgungslösungen (z.B. Verbände mit Safetac® Technologie) machen wir es Ihnen so einfach wie möglich, für Ihre Patient\*innen den effektivsten und wirksamsten Wundheilungsprozess zu finden.

### 3. Dekubitusprophylaxe

Wir reduzieren das Risiko von Dekubitalulzera mit prophylaktischen Verbänden und Hilfsmitteln, die medizinischen Fachkräften die Umlagerung von Patient\*innen erleichtern, sowie durch unterstützende Schulungs- und Beratungsservices.



## Die Gesundheitsversorgung verbessern

Weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, beschränken wir uns nicht darauf, Produkte zu verkaufen. Wir unterstützen medizinische Fachkräfte auch dabei, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Daran anknüpfend nutzen wir unser umfassendes Fachwissen, um passende Lösungen zu entwickeln, die zu besseren Ergebnissen führen.



## Innovation für die Zukunft

Angetrieben durch unser stetiges Streben nach Lösungen für Ihre Bedürfnisse in der Gesundheitsversorgung werden wir weiter Innovationen schaffen und hochwertige, kostengünstige Lösungen entwickeln, die neue Standards setzen. Wir werden auch weiterhin eng mit Branchenverbänden, Gesundheitsorganisationen und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um an Gesundheitsvorschriften und Leitlinien mitzuwirken und die Therapiestandards zu erhöhen. Wir unterstützen alle Mitarbeiter\*innen im Gesundheitswesen, von Pflegekräften und Ärzt\*innen über Krankenhausmanager\*innen und häuslichen Pflegediensten bis hin zu Einkäufer\*innen dabei, die besten Ergebnisse zu erzielen.

# Ausgezeichnete Lieferketten



Wir sind sehr stolz darauf, die Goldmedaille von EcoVadis erhalten zu haben – dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen.

**Mölnlycke gehört damit zu den besten 3 % aller zertifizierten Unternehmen weltweit.**

Jede Entscheidung für Mölnlycke  
ist eine Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen integrieren und wie wir gemeinsame Werte für all unsere Stakeholder schaffen.

Weitere Infos unter [www.molnlycke.de/kampagnen/nachhaltigkeit/](http://www.molnlycke.de/kampagnen/nachhaltigkeit/)

# Chirurgische Lösungen



Unser breites Portfolio beinhaltet alles - von OP-Mänteln bis zu chirurgischen Instrumenten. Jede Lösung wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und um zu einem für OP-Personal und Patient\*innen optimalen Ergebnis beizutragen.



## Unsere führenden Marken

**ProcedurePak® Trays** - alle für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einwegartikel in einer praktischen sterilen Verpackung, um medizinischem Fachpersonal eine individuelle und umfassende Lösung zu bieten.

**Mölnlycke® chirurgische Instrumente** - eine breite Auswahl an Instrumenten für den Einmalgebrauch, darunter Trokare für minimalinvasive Eingriffe.

**Biogel® OP-Handschuhe** - zum Schutz als Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation. Zudem die bevorzugte Wahl bezüglich Passform, Gefühl und Komfort.\*

**BARRIER® OP-Abdeckungen** - eine große Auswahl, die speziell für verschiedene chirurgische Eingriffe entwickelt wurden.

**BARRIER® OP-Bekleidung** - ein breites Sortiment an Schutzkleidung, das die Sicherheit und den Komfort von medizinischem Fachpersonal und Patient\*innen gewährleistet.

\* Archivierte Daten bei Mölnlycke.

# OP-Trays für mehr Effizienz

Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um für Sie die beste Lösung aus unserem breiten Angebot an chirurgischen OP-Produkten und -Komponenten zu definieren. Das Ergebnis: Eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse, für den spezifischen Eingriff zugeschnittene Lösung in einem einzelnen, praktischen und kosteneffizienten ProcedurePak® Tray.



# 40%

**VORBEREITUNGSZEIT  
EINGESPART.<sup>1</sup>**

Mit einer einzigen Verpackung können Sie:

- Die Vorbereitungszeit um bis zu 40 % reduzieren<sup>1</sup>
- Die Anzahl der Eingriffe steigern
- Die Beschaffungs- und Logistikkosten senken

**"Die Anzahl der Eingriffe stieg um 18 % und im gesamten Workflow wurden 1.060 Stunden eingespart. Daraus ergaben sich Einsparungen von 51.000 Euro."**

Hartmut Freckmann, leitender OP-Pfleger/OP-Koordinator, Deutschland, über die individuell zusammengestellten ProcedurePak Trays.



Ihre maßgeschneiderten Lösungen

# ProcedurePak<sup>®</sup> Trays

Farbcodierung für Ihre OP-Trays und  
Ihr Inventar - für mehr Effizienz



Investieren Sie zu viel Zeit mit der Bereitstellung von Materialien und zu wenig mit Ihren Patient\*innen? Unsere Lösung der Farbcodierung unterstützt Sie dabei, dass Ihr Materialfluss "wie geschmiert" läuft. Dies ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Kommissionieren und Wiederauffüllen Ihres Lagers.

## Vorteile:

- Unterstützt die einfache Identifikation des richtigen OP-Trays für den jeweiligen Eingriff
- Sorgt für effizientere Abläufe beim Wiederauffüllen und Bestandsmanagement
- Ermöglicht dem Krankenhauspersonal eine effizientere Kommissionierung und Vorbereitung
- Unterstützt OP-Effizienz durch kürzere Vorbereitungs- und Wechselzeiten

## Farbcodierung - Sie haben die Wahl

Mit den farbcodierten Packzetteln und farbigen Seitenlabels verfügen die ProcedurePak Trays über ein einfaches Merkmal zur Identifizierung für ein schnelleres sowie fehlerfreies Kommissionieren und damit vereinfachtes Handling.

Wir bei Mölnlycke<sup>®</sup> gehen in Punkto Farbcodierung noch einen Schritt weiter. Für ein effizienteres Bestandsmanagement können wir Ihnen noch weitere unterstützende Materialien für die Farbcodierung Ihres Lagers zur Verfügung stellen.


Sie können aus den folgenden zwölf Farben wählen:





# Das Mölnlycke® Portal

## Maximieren Sie den Wert Ihrer OP-Trays



Das interaktive Mölnlycke® Portal bietet Ihrer Organisation noch mehr Möglichkeiten, den Mehrwert Ihrer ProcedurePak® Trays zu steigern. In Zusammenarbeit mit unseren Kund\*innen haben wir ein Portal entwickelt, welches Ihnen das Management Ihrer OP-Trays erleichtert und vereinfacht. Das Mölnlycke® Portal steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.



### ✓ Kontrolle

- Lieferinformationen in Echtzeit
- Eigenständige Änderungen der OP-Tray Konfiguration
- Export aller Daten in Excel

### ✓ Transparenz

- Überblick über Ihre OP-Trays und Komponenten
- Daten und Statistiken: Bedarfsprognose, Auftragsstatus, Lieferinformationen und Bestellhistorien
- Ermöglicht Benchmarking

### ✓ Effizienz

- Einfache und intuitive Bedienung
- Anpassung der OP-Trays mit wenigen Klicks
- Erleichtert die Zusammenarbeit zwischen OP, Einkauf und Ihrer\*Ihrem zuständige\*n Mölnlycke Mitarbeiter\*in

# Das Mölnlycke® Portal

Das Mölnlycke® Portal enthält folgende OP-Tray Management Funktionen:

Ihre sämtlichen OP-Trays sind für einen direkten Überblick und zum einfachen Bearbeiten logisch angeordnet.




Meine OP-Trays

Käufe nach Menge und Ausgaben verfolgen.



Statistik

Ein effizienter Arbeitsprozess vereinfacht die Prüfung und Genehmigung von OP-Tray-Änderungen.



Tray Genehmigungsprozess

Sämtliche Informationen zu Ihren OP-Trays, wie z.B. Lieferdaten, Liefermengen und Auftragsstatus sowie Ihre Bestellhistorie und Bedarfsprognosen der OP-Trays.



Bestellinformationen

Hier finden Sie das komplette Angebot von qualitätsgeprüften Komponenten, die zu Ihrem angepassten OP-Tray hinzugefügt werden können.



Komponentenkatalog

Für jeden Eingriff können Sie Ihr OP-Tray mit dem ProcedurePak Referenz-Tray vergleichen.



Benchmarking

## Starten Sie einen Testlauf!

Sprechen Sie Ihre\*Ihren zuständige\*n Mölnlycke Mitarbeiter\*in an, falls Sie noch keinen Portal-Zugang besitzen oder nähere Informationen wünschen.

# Alles, was Ihr Team benötigt

## Mölnlycke® Laparoskopische Lösungen

**2 BARRIER® OP-Bekleidung**  
Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

**4 Mepilex® Border Post-Op**  
Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

**1 BARRIER® Abdeckungen**  
All-in-one Spezial-Abdecktücher, um die strengen Anforderungen der laparoskopischen Chirurgie zu erfüllen<sup>35</sup>


**3 Biogel® OP-Handschuhe**  
Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort<sup>15,16,36,37</sup>

**5 Trokare, Instrumente und OP-Tray-Komponenten**  
Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen Trokaren und Instrumenten



Maßgeschneiderte Lösungen  
für die Laparoskopie

## 1 BARRIER® Abdeckungen



Art.-Nr.	Beschreibung
954226	Laparoskopie-Abdecktuch für Flachlage 200/250 x 340 cm, Ausschnitt sk. 32 x 30 cm
944206	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt sk. 28 x 30 cm
944201	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit transparenten Beinlingen und abdo-perinealem Ausschnitt für Steinschnittlage 250/200/300 x 285 cm, Ausschnitt 28 x 30 cm und 10 x 13 cm



## 2 BARRIER® OP-Bekleidung

Art.-Nr.	Beschreibung
18600 - 18670*	Bereichskleidung Unisoft Shirt, XS - 4XL
18700 - 18770*	Bereichskleidung Unisoft Hose XS - 4XL
680102 - 680106	Ultimate OP-Mantel, Standard Performance, L - 2 XXL
4231*	Medizinische Gesichtsmaske
621001*	OP-Haube, Kosack



## 3 Biogel® OP-Handschuhe

Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Anzahl Paare
40955 - 40990	Biogel® PI UltraTouch®	5,5 - 8,5 9	50/Box 40/Box
82255 - 82290	Biogel® Surgeons	5,5 - 8,5 9	50/Box 40/Box

## 4 Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)



Art.-Nr.	Produktgröße	Größe Wundkissen	Absorption	Stück/VSK
496100 - 496300	6 x 8 / 9 x 10 / 10 x 15	3 x 5 / 5 x 6 / 5 x 10	mittel/hoch	70-100

## 5 Trokare und Instrumente

Trokare



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Stück/IV
899316 - 899319	Optische Trokare	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899324, 899326	Optische Trokare	5, 12 mm	150 mm	5
899308 - 899313, 899336	Klingenlose Trokare mit Dilatationsspitze	5, 11, 12, 15 mm	70 - 150 mm	5
899300 - 899305	Trokare mit geschützter Klinge	5, 11, 12 mm	70 - 150 mm	5
899320 - 899323	Universal Trokarhülsen	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899327 - 899331	Optische Ballon Trokare	5, 11, 12 mm	70 - 100 mm	5
899329	Hasson Ballon Trokar	12 mm	100 mm	5
899306 - 899307	Hasson Trokare	11, 12 mm	100 mm	5

Abnehmbarer Bergebeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Ø	Größe Beutel	Volumen	Stück/IV
899102	Abnehmbarer Bergebeutel	S	10 mm	8 x 14,5 cm	250 - 300 ml	5
899103	Abnehmbarer Bergebeutel	M/L	10 mm	13 x 18 cm	500 - 700 ml	5
899112*	Abnehmbarer Bergebeutel	XL	12 mm	19 x 23 cm	1150 - 1500 ml	5
899104*	Abnehmbarer Bergebeutel	XL	15 mm	19 x 23 cm	1150 - 1500 ml	5

Monopolare L-Haken-Elektroden



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Stück/IV
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode	5 mm	33 cm	10
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode mit Kabel	5 mm	33 cm	10
420200	Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung	5 mm	33 cm	10

Monopolare Scheren und Instrumente



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Stück/IV
899110	Monopolares Instrumentenkabel Universal 4 mm	4 mm	3 m	40
899111	Monopolares Instrumentenkabel Universal 8 mm	8 mm	3 m.	40
899216	Monopolare Schere - Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899217	Monopolare Schere - Mini Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899218	Monopolare Schere - Metzenbaum*	5 mm	45 cm	10
899200 - 899215	Monopolare Instrumente	5 mm	33 cm	10

Veressnadeln



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge	Stück/IV
899105	Veressnadel	12 cm	25
899106	Veressnadel	15 cm	25

Saug-/Spülsystem



Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Länge	Stück/IV
899107	Saug-/Spülsystem Doppeldorn	5 mm	33 cm	10
899108	Saug-/Spülsystem Doppeldorn	5 mm	45 cm	10
899109	Saug-/Spülansatz	10 mm	33 cm	10

\*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

**Trokar mit geschützter Klinge**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899300	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm	5/60
899301	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm	5/60
899302	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm	5/60
899303	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm	5/30
899304	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm	5/60
899305	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm	5/30

**Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899308	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 70 mm	5/60
899309	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 100 mm	5/60
899310	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 100 mm	5/60
899311	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 150 mm	5/30
899312	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 100 mm	5/60
899313	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 150 mm	5/30
899336	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 15 mm, 100 mm	5/30

**Optischer Trokar**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899316	Optischer Trokar, 5 mm, 70 mm	5/60
899317	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899324	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm	5/45
899318	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899319	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm	5/60
899326	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm	5/30

**Optischer Ballon Trokar**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899330	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 70 mm	5/60
899327	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899331	Optischer Ballon Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899328	Optischer Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

**Hasson Trokar**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899306	Hasson Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899307	Hasson Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

**Hasson Ballon Trokar**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899329	Hasson Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

**Universal-Trokarhülse**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899320	Universal-Trokarhülse 5 mm, 70 mm	5/60
899321	Universal-Trokarhülse 5 mm, 100 mm	5/60
899322	Universal-Trokarhülse 11 mm, 100 mm	5/60
899323	Universal-Trokarhülse 12 mm, 100 mm	5/60

**Trokar mit geschützter Klinge / Optischer Trokar Dual Pack**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899337	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm - Dual Pack	5/60
899338	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899339	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899340	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899341	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899342	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899343	Optischer Trokar 5 mm, 70 mm - Dual Pack	5/60
899344	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899347	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30
899345	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899346	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm - Dual Pack	5/60
899349	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm - Dual Pack	5/30

**Abnehmbarer Bergebeutel**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899102</b>	Abnehmbarer Bergebeutel 80 x 145 mm (250 - 300 ml), 10 mm	5/50
<b>899103</b>	Abnehmbarer Bergebeutel 130 x 180 mm (500 - 700 ml), 10 mm	5/50
<b>899112</b>	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 12 mm	5/50
<b>899104</b>	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 - 1500 ml), 15 mm	5/50

**Monopolare L-Haken-Elektroden**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899100</b>	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm	10/100
<b>899101</b>	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm, mit Kabel	10/100
<b>420200</b>	Monopolare L-Haken-Elektrode Handaktivierung, 5 mm, 33 cm	10/120

**Monopolare Scheren**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899216</b>	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
<b>899217</b>	Monopolare Schere – Mini Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
<b>899218</b>	Monopolare Schere – Metzenbaum, 5 mm, 45 cm	10/100

**Veressnadeln**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899105</b>	Veressnadel 120 mm	25/500
<b>899106</b>	Veressnadel 150 mm	25/500

**Monopolare Instrumentenkabel**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899110</b>	Monopolares Instrumentenkabel 4 mm	40/400
<b>899111</b>	Monopolares Instrumentenkabel 8 mm	40/400

**Saug-/Spülsystem**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>899107</b>	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 33 cm	10/20
<b>899108</b>	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 45 cm	10/20
<b>899109</b>	Saug-/Spülansatz 10 mm, 33 cm	10/100

# Monopolare Instrumente

- Der ergonomische Komfort-Griff ermöglicht die Umstellung von Mehr- auf Einweginstrumente ohne funktionale Einschränkungen
- Robuste, beidseitig bewegliche und weit öffnende Branchen



## Komfort-Griff



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV/VSK
899208	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899209	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899210	Klemm-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899211	Babcock-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899212	Rattenzahn-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899213	Duckbill-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899214	Darmfaszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100
899215	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

## Standard-Griff



Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV/VSK
899200	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899201	Maryland-Präparierzange	5 mm	33 cm	10 / 100
899202	Klemm-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899203	Babcock-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899204	Rattenzahn-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899205	Duckbill-Faszzange, Griff mit Sperrklinke	5 mm	33 cm	10 / 100
899206	Darmfaszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100
899207	Gerade Faszzange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm	33 cm	10 / 100

# Alles, was Ihr Team benötigt

## Mölnlycke® Orthopädische Lösungen

### 1 Pulsed Lavage und OP-Tray-Komponenten

Breite Auswahl an qualitativ hochwertigen OP-Tray-Komponenten

### 2 Mepilex® Border Post-Op

Der flexible, absorbierende All-in-one-Verband für chirurgische Wunden

### 3 Biogel® OP-Handschuhe

Sicherer Schutz, kombiniert mit vollanatomischer Passform und hohem Tragekomfort<sup>15,16,36,37</sup>

### 4 BARRIER® OP-Bekleidung

Optimale Kombination aus Schutz und Komfort

### 5 BARRIER® Abdeckungen

Mehrzweck-Spezial-Abdecktücher für eine Kombination aus hoher Saugfähigkeit, Festigkeit und Drapierbarkeit<sup>35</sup>



Maßgeschneiderte Lösungen  
für die Orthopädie



## 1 Pulsed Lavage




Pulsed Lavage

Art.-Nr.	Beschreibung
9750000	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC
9750003	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien
9751000	Femoraler Bürstenaufsatz AC
9751004	Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version

Exklusiv in der ProcedurePak Tray Version verfügbar:

Tray-Nr.	Beschreibung
2322130	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC
2324050	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien

## 2 Rauchgasabsaugung



Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung

Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
420102	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahl Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40
420100	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40
420101	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt), Kabellänge 4 m	20/40

## 3 Mepilex®



Mepilex® Border Post-Op Sortiment (steril verpackt)

Art.-Nr.	Produktgröße	Größe Wundkissen	Absorption	Packung/Karton
496100	6 x 8 cm	3 x 5 cm	mittel/hoch	10/80
496200	9 x 10 cm	5 x 6 cm	mittel/hoch	10/70
496300	10 x 15 cm	5 x 10 cm	mittel/hoch	10/100
496400	10 x 20 cm	5 x 15 cm	hoch	10/120
496450	10 x 25 cm	5 x 20 cm	hoch	10/60
496600	10 x 30 cm	5 x 25 cm	hoch	10/40
496650	10 x 35 cm	5 x 30 cm	hoch	5/55

## 4 Biogel® OP-Handschuhe



Biogel® PI UltraTouch® / Surgeons

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Anzahl Paare
40955 - 40990	Biogel® PI UltraTouch®	5,5 - 8,5 / 9	50/Box / 40/Box
82255 - 82290	Biogel® Surgeons	5,5 - 8,5 / 9	50/Box / 40/Box



## 5 BARRIER® OP-Bekleidung

Art.-Nr.	Beschreibung
4232*	OP-Maske Extra Protection
620200*	OP-Haube Glenn
690102 - 690107	OP-Mantel Ultimate, verstärkt, L-2XL
842100 - 842400*	Reinraumbekleidung Shirt, S-XL
843100 - 843400*	Reinraumbekleidung Tunnelzughose, S-XL

## 6 BARRIER® Abdeckungen



Knie

Art.-Nr.	Beschreibung
70105	BARRIER® Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 260/300 x 320 cm, Ausschnitt 7 cm und 5 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel



Hüfte

Art.-Nr.	Beschreibung
70601	BARRIER® Hüft-Abdecktuch mit Luxationsbeutel 220/300 x 340 cm, Ausschnitt 18 x 22 cm elastisch



Schulter

Art.-Nr.	Beschreibung
70004	BARRIER® Beach-Chair-Schultertuch 400 x 220 cm, Ausschnitt 10 x 10 cm elastisch, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel

\*Nicht in ProcedurePak Trays erhältlich.

# Pulsed Lavage



Unser Mölnlycke® Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch bildet die Grundlage für eine effektive Knochenbettreinigung während der gesamten Operation. Durch diese Vorbereitung wird das Eindringen des Zements in die Spongiosa verbessert und die Fixierung des Implantats verstärkt. Die Revisionsrate kann dadurch verringert werden. Darüber hinaus kann das System auch zur Reinigung von Wunden genutzt werden, z.B. um Verunreinigungen, Fremdkörper oder nekrotisches Gewebe zu entfernen.

## Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750000	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung AC	1/5
Tray-Nr. 2322130	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar.	

## Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750003	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien	1/5
Tray-Nr. 2324050	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien Exklusiv in ProcedurePak Trays verfügbar.	

## AC-Adapter



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9752000	AC-Adapter (AC 100-240 V)	-/1

## Zubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9751000	Femoraler Bürstenaufsatz AC Version	1/10
9751004	Femoraler Bürstenaufsatz Batterie Version (ohne Abbildung)	1/10
9751003	Revisionsansatz AC Version (ohne Abbildung)	1/20
9751007	Revisionsansatz Batterie Version (ohne Abbildung)	1/20

## Pulsed Lavage System

### In zwei Ausführungen erhältlich


1. AC-Adapter: Eine umweltfreundliche Ausführung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Handstück für den Einmalgebrauch und wiederverwendbarer Wechselstromadapter.
2. Integrierte Batterien: Eine flexible und mobile Ausführung mit integrierten Batterien im Handstück, für schnelles und einfaches Herausnehmen der Batterien.

### Keine versteckten Kosten, alles ist enthalten

- Kurze Fächerstrahlspitze mit Spritzschutz
- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Lange Femurkanalspitze
- Integriertes Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab für die Behebung von potenziellen Verstopfungen in der Femoralspitze



# Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung



Sobald sich im Operationssaal Rauchgas bildet, sieht sich das OP-Personal den gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt. Durch das neue und einzigartige Mölnlycke® Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung bieten wir Ihnen die passende Lösung, um Rauchgas zu minimieren und freie Sicht auf den Situs zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Ihrer Patient\*innen steht an erster Stelle.

## Elektrodenauswahl:

1. **Edelstahl** - für schnelle, einfache Eingriffe
2. **PTFE-Beschichtung** - reduziert den Reinigungsaufwand und die Karbonisierung der Elektrode
3. **PTFE-Beschichtung, isoliert** - verringert das Risiko unbeabsichtigter Gewebeschäden



Art.-Nr.	Beschreibung	Kabellänge	IV/VSK
420102	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, Edelstahlelektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420100	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40
420101	Diathermie Handstück mit Rauchgasabsaugung, PTFE-isolierte Elektrode (einzeln steril verpackt)	4 m	20/40

Alle angegebenen Komponenten sind auch für eingriffsspezifische ProcedurePak® Trays von Mölnlycke® erhältlich.



# BARRIER® OP-Abdeckungen

Die BARRIER Produkte und Lösungen wurden entwickelt, um einen reibungslosen Ablauf im OP-Saal zu gewährleisten.

Unser umfangreiches Sortiment an eingriffsspezifischen Produkten mit großer Qualitätsvielfalt bietet Ihnen innovative Lösungen (Patent EP2477574, Patent EP 1996110 B1) in der Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort.

## Auf der sicheren Seite

Alle BARRIER Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie eine optimale Patientensicherheit gewährleisten. Eine effektive Infektionsprävention wird durch Einweg-OP-Abdeckungen mit einer hohen Flüssigkeits- und Keimbarriere gewährleistet. Eine Übertragung von Bakterien wird hierdurch verhindert und ermöglicht einen trockenen Arbeitsbereich.<sup>35</sup>

## Komfortabel für Patient\*in und Anwender\*in

Unsere Abdeckungen besitzen überwiegend eine Komfortlage auf der zu den Patient:innen zugewandte Seite - zur Steigerung des Wohlbefindens Ihrer Patient:innen. Einen weiteren Vorteil stellt die Faltung der Produkte dar, die eine einfache Handhabung und Applikation der OP-Abdeckungen gewährleistet.

## Unsere speziellen Lösungen

Für den orthopädischen Bereich bieten wir mit unserem "Drisite® Plus" ein patentiertes Drei-Zonen-Konzept mit einer hohen Saugfähigkeit, Flüssigkeitskontrolle, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragender Festigkeit an<sup>35</sup>.

Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern unterstützen Sie bei schwer abdeckbaren Körperregionen. Die beiden Spezialabdeckungen sind mit der Zusatzmarkierung "Drisite Plus" und "BARRIER Flex" gekennzeichnet.

## Das gewisse Extra


Das BARRIER Produktangebot wird vervollständigt durch bestmöglichen Service, maßgeschneiderte Logistiklösungen sowie durch Unterstützung in Form von Projektberatung und Produktrainings. Alle BARRIER OP-Abdeckungen sind auch in unseren kundenindividuellen ProcedurePak® Trays erhältlich.

Universal Sets - in verschiedenen Ausführungen für Ihre Bedürfnisse im OP

# Unser Standard: Qualität


## Standard, 3-lagig mit Patch

Für hohes Flüssigkeitsaufkommen




## Basic



3-lagig ohne Patch, für mittleres bis geringes Flüssigkeitsaufkommen



## Primary

2-lagig für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Weitere verstärkte Produktausführungen mit Patch sind als "Primary Plus" erhältlich.







Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Beschreibung  
der Artikel,  
Eigenschaften  
und Maße


falls vorhanden,  
Artikelnummer  
Einzelprodukt

Anzahl der  
Artikel im Set


Bei selbstklebenden  
Tüchern ist die  
erstgenannte  
Maßangabe jene,  
an deren Seite  
der Klebestreifen  
angebracht ist



Absorbierendes und  
undurchlässiges  
Multi-Lagen-Material  
Verwendung: Abdeckungen




Undurchlässiges,  
1-lagiges Material  
Verwendung: Abdeckungen/  
OP-Mäntel



Absorbierendes,  
undurchlässiges Material  
mit Patch  
Verwendung: Abdeckungen/  
OP-Mäntel




Elastische Manschette  
Verwendung: Abdeckungen



transparente PE-Folie  
Verwendung: Abdeckungen



Inzisionsfolien  
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges,  
1-lagiges Material  
Verwendung: Abdeckungen  
und OP-Mäntel




Absorbierendes und  
undurchlässiges  
2-lagiges Material  
Verwendung: Abdeckungen



Absorbierendes und  
undurchlässiges  
3-lagiges Material  
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges und  
2-lagiges Material  
Verwendung: Abdeckungen  
und OP-Mäntel



Flüssigkeitsabweisendes  
Vliesstoffmaterial  
Verwendung: Abdeckungen  
und OP-Mäntel



Hoch flüssigkeitsabweisendes  
Vliesstoffmaterial  
Verwendung: OP-Mäntel



Absorbierendes und  
undurchlässiges  
Patch-Material  
Verwendung: Abdeckungen  
Undurchlässige Verstärkung:  
OP-Mäntel



Hoch absorbierendes  
1-lagiges Patch-Material  
Verwendung: Abdeckungen



Hoch absorbierendes,  
undurchlässiges  
Patch-Material  
Verwendung: Abdeckungen



Schaum-Material  
Verwendung: Abdeckungen

Alle hier aufgeführten Materialien sind latexfrei.

# Mölnlycke® goes green



ISCC zertifizierte OP-Abdeckungen sind ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Durch diese Produkte wird der Anteil nachhaltiger, biobasierter Rohstoffe erhöht und die CO<sub>2</sub> Emissionen können um bis zu 25 % im Vergleich zu nicht ISCC-zertifizierten Produkten gesenkt werden, wie eine Lebenszyklusanalyse gezeigt hat. Die ISCC zertifizierten OP-Abdeckungen sind sowohl einzeln steril als auch als Komponente in unserem ProcedurePak® erhältlich.

Für verschiedene Produkte aus dem Mölnlycke Sortiment stehen Verpackungen aus nachhaltiger Waldwirtschaft zur Verfügung – erkennbar am FSC™-Siegel. Selbstverständlich sind die Verpackungen auch recycelbar.

Wir arbeiten an weiteren Meilensteinen – für eine nachhaltigere Zukunft. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.

## ISCC\*-zertifizierte BARRIER® OP-Abdeckungen

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe (cm)
60900	Universal Set Basic ISCC	
60054	Universal Set Standard ISCC	
60530	OP-Abdecktuch ISCC	75 x 90
60500	OP-Abdecktuch sk., ISCC	75 x 75
60677	OP-Abdecktuch sk., ISCC	90 x 75
60800	OP-Abdecktuch sk. mit Patch, ISCC	90 x 75



\* International Sustainability and Carbon Certification



# Ökobilanz nachhaltiger Mölnlycke® OP-Abdeckungen

Mölnlycke® bringt das Thema Nachhaltigkeit mit der Einführung ISCC-zertifizierter OP-Abdeckungen in den OP. Die Lebenszyklus-Analyse eines unserer etablierten Produkte in ProcedurePak Trays, Sets und Einzelsterilverpackungen zeigt eine Reduzierung der CO<sub>2</sub> Emission von bis zu 25 %.

Unser Ziel ist es, unsere Auswirkung auf die Umwelt schrittweise zu reduzieren, indem wir die Auswahl der Rohstoffe sowie die Herstellung und den Vertrieb unserer Produkte kritisch hinterfragen.\*

## Vergleich der Produkte

Bestehender Artikel	ISCC-zertifizierter Artikel
706800 OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm, steril	60800 OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm, steril, ISCC-zertifiziert 
910200 OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm, unsteril	70200 OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm, unsteril, ISCC-zertifiziert 

## Nachweislich weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen

Für die ISCC-Zertifizierung unserer Produkte nutzen wir den Massenbilanzansatz hinsichtlich biobasierter Rohstoffe für die undurchlässige Schicht der ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen.

Die CO<sub>2</sub> Emissionen der ISCC-zertifizierten und der nicht ISCC-zertifizierten OP-Abdeckungen wurden mittels einer Ökobilanz miteinander verglichen.

Die Analyse ergab, dass ISCC-zertifizierte BARRIER OP-Abdeckungen geringere CO<sub>2</sub> Emissionen verursachen als nicht ISCC-zertifizierte, vergleichbare Produkte.


Sie wollen mehr über unsere ISCC-zertifizierten Produkte erfahren? Bitte kontaktieren Sie Ihre\*n zuständige\*n Mölnlycke Mitarbeiter\*in.



Mit unserem CO<sub>2</sub>-Kalkulator zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unseren nachhaltigen OP-Produkten Ihre klinikindividuellen CO<sub>2</sub>-Emissionen reduzieren können\*\*:

- 20 % CO<sub>2</sub> Reduktion pro steriles OP-Abdecktuch
- 25 % CO<sub>2</sub> Reduktion pro unsteriles OP-Abdecktuch für ProcedurePak Trays

CO<sub>2</sub> Emission / OP-Abdeckung



\*\* Annahme: 100% des Abfalls der OP-Abdeckungen wird verbrannt



\* Life Cycle Analysis. 2020 12 30, Comparative LCA on fossil- and bio-based raw materials for production



# BARRIER® Flex




Unsere patentierten Flex-Abdeckungen mit transparenten, dehnbaren und anpassungsfähigen Kleberändern für schwer abdeckbare Körperregionen.


## Die BARRIER® Flex OP-Abdeckung ist ideal für:

- Bariatrische Eingriffe/Bariatric
- Laparoskopische Eingriffe
- Mamma-Chirurgie
- HNO/plastische Chirurgie

## Vorteile beim Einsatz:

- Flexible und optimal anmodellierbare selbstklebende Zone, die eine effektive Abdeckung auch schwieriger Körperregionen ermöglicht
- Der verwendete Kleber sorgt auch bei Kontakt mit großen Flüssigkeitsmengen für eine sichere und dichte Abdeckung
- Leichte Handhabung für eine Person

### Universal Set, 3-lagig + Patch


**5/10 66010**


Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	OP-Abdecktücher sk. BARRIER Flex 90 x 75 cm, mit Patch 20 x 50 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 175 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 300 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	Tischabdeckung 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

### Weitere Produkte:


Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
694245	Laparoskopie Set	28
61450	Laparoskopie Set Bariatric	28
694241	Laparoskopie Rektum Set	28
61310	Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	30
61340	Pädiatrietuch sk. BARRIER Flex 200 x 300 cm, mit Patch 50 x 80 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	30
85604	Ophthalmologietuch BARRIER Flex 150 x 195 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm	46

### OP-Abdecktücher selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>66002</b>	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 175 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm	20/40
<b>66003</b>	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 300 x 175 cm, mit Patch 50 x 20 cm	14/28

### OP-Abdecktuch selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>66001</b>	OP-Abdecktuch sk. BARRIER Flex 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm, ganzflächige Verstärkung	24/48

# Drisite® Plus



## BARRIER® OP-Abdeckungen für die Orthopädie

Einzigartiges Flüssigkeitsmanagement mit dem patentierten Drisite® Plus System.\* Es bietet eine hohe Saugfähigkeit, Undurchlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und hervorragende Reißfestigkeit. Diese Kombination hilft, die Übertragung und das Durchdringen von Bakterien zu verhindern.\*\*



### Zone 1 Hochabsorbierende Zone

#### Kritische Zone

- Patch (1): Hochabsorbierende Vliesverstärkung
- Obere Schicht (2): Absorbierender Vliesstoff
- Mittlere Schicht (3): Undurchlässiger Polyethylenfilm
- Untere Schicht (4): Patientenkomfortlayer aus Vliesstoff

Hochabsorbierendes und widerstandsfähiges Material in der kritischen Zone für die Kontrolle und dem Transfer von Flüssigkeiten von der Wunde\*\*, Richtung Zone 2.



### Zone 2 Besonders reißfeste Transportzone

#### Weniger kritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2), (3) und (4)

Sehr gut drapierbar. Besteht aus Material mit mittlerer Absorptionsfähigkeit und Komfortlayer an der Patientenseite.\*\*

Leitet überschüssige Flüssigkeit in Richtung Zone 3 ab.



### Zone 3 Effiziente Absorptionszone

#### Unkritische Zone

- Bestehend aus Schicht (2) und (3)

Das hochabsorbierende Material minimiert das Risiko, dass Flüssigkeiten auf den Boden gelangen und ist fester, um einen sicheren und sterilen Drapiervorgang zu ermöglichen.\*\*

\* Mölnlycke Health Care. Data on file; Patent EP 1996110 B1.


\*\* Mölnlycke Health Care. Data on file.

**Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch**

**Universal Set PRIMARY I**

11/22

63711




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
4	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Universal Set PRIMARY PLUS I**

4/8

63702




Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Universal Set PRIMARY II**

5/10

63710




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Universal Set PRIMARY PLUS II**

6/12

63701




Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Pädiatrie Set PRIMARY**

5/10

63720




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Universal Set PRIMARY PLUS III**

5/10

63700




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 17 x 8 cm, absorbierend
1	OP-Tape 9 x 50 cm, sk.
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


**Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch**

**ISCC Universal Set Basic, 3-lagig 6/12 60900**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**ISCC Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 60054**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	ISCC-zertifizierte OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Universal Set Basic 6/12 698900**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 6/12 699054**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Universal Set Basic 12/24 904194**



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
4	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Universal Set Standard, 3-lagig + Patch 5/10 699540**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 200 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch**

**Pädiatrie Universal Set, 3-lagig**


6/12 699010



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 73 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 173 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Universal Set Standard, 3-lagig + Patch**


5/10 699140



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm, mit Patch 60 x 19,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set


5/10 694245



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex mit integrierten Beinlingen 250/175/270 x 260 cm, mit Patch 40 x 125 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set Bariatrie


5/10 61450



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen sk. 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
2	Instrumententaschen sk. 25 x 40 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 280/230/270 x 335 cm, Ausschnitt sk. 32 x 42 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Laparoskopie Rektum Set

5/10 694241



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch BARRIER Flex 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Basis Schlittuch Set, 3-lagig + Patch** 6/12 60617



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Schlittuch* sk. 230 x 150 cm, mit Patch, Schlitz 7 x 65 cm
1	OP-Abdecktuch sk. mit Patch 240 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


**Basis Schlittuch Set II, 3-lagig + Patch** 6/12 60618



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlittuch* sk. 230 x 150 cm, mit Patch, Schlitz 7 x 65 cm
2	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. mit Patch 200 x 240 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Schlittuch Set PRIMARY PLUS** 4/8 60811



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
4	Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm
1	Schlittuch sk. 225 x 260 cm, mit Patch 20 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm


**U-Tuch Set, 3-lagig + Patch** 5/10 60620



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm
1	Schlittuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. mit Patch 240 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Variables Schlittuch Set (Hals Set)** 7/14 697250



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Schlittuch (Körper) sk. 175 x 230 cm, Schlitz 20 x 20 cm
1	Schlittuch (Kopf) sk. 260 x 150 cm, Schlitz 20 x 65 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Struma Set** 7/14 697260




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Strumatuch sk. 200/280 x 350 cm, Ausschnitt 11 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).




**Strumatum**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65011	Strumatum 175/250 x 300 cm, mit Patch 50 x 70 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm	11/22

**Varizen Set, 3-lagig + Patch**

6/12 61400




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm, mit Patch 19,5 x 55 cm
1	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Laparotomie Set, 3-lagig**


7/14 697100



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Laparotomie-Abdecktuch 200 x 315 cm, mit Patch, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Set für Kleinsteingriffe, 3-lagig**

9/18 697600




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Lochtuch 200 x 240 cm Ausschnitt sk. 12 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Pädiatrietücher**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61310	Pädiatrietuch T-Form BARRIER Flex 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	8/16




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61340	Pädiatrietuch BARRIER Flex 200 x 300 cm, mit Patch 50 x 80 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	14/28

**Laparotomietücher**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61330	Laparotomietuch T-Form 200/270 x 320 cm, mit Patch 50 x 100 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm	8/16




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
825000	Laparotomietuch 200 x 315 cm, 3-lagig, mit Patch 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm	12/24

**Hand Set**

7/14

60305




Stück Beschreibung

- 1 Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm
- 1 Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

**Hand Set PRIMARY PLUS**

5/10

63731




Stück Beschreibung

- 1 Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
- 1 Hand-Abdecktuch 370/150 x 277 cm, 2-lagig, mit Patch 90 x 50 cm, dehnbarer Bereich 26 x 19 cm, elastische Manschette 3,5 cm
- 1 Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
- 1 Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm

**Hand Set**

7/14


60306



Stück Beschreibung

- 1 Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
- 1 Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm
- 1 Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Hand Abdecktuch**



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung	IV/VSK
60310	1	Hand-Abdecktuch 150/370 x 280 cm, mit Patch 50 x 100 cm, elastische Manschette 3,5 cm	7/14

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).


**Fuß Set Bilateral, 3-lagig + Patch 7/14 60300**



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Fuß-Abdecktuch bilateral* 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 90 cm, 2 elastische Manschetten 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Extremitäten Set PRIMARY PLUS I 7/14 63730**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, absorbierend
1	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, absorbierend
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm


**Hand-/Fuß Set, 3-lagig + Patch 7/14 60303**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Hand-/Fuß-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Extremitätentücher, Hand-/Fußtücher PRIMARY PLUS**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63632</b>	Hand-/Fuß-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 3,5 cm	12/24
<b>63633</b>	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 5 cm	12/24
<b>63634</b>	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, 2-lagig, mit Patch 110 x 50 cm, dehnbarer Bereich 27 x 20 cm, elastische Manschette 7 cm	12/24

**Hand-/Fußtücher\*, 3-lagig + Patch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>60308</b>	Hand-/Fuß-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm	13/52
<b>60309</b>	Hand-/Fuß-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 70 cm, elastische Manschette 3,5 cm	11/22

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

**Extremitäten Set PRIMARY PLUS II 4/8 60711**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
2	Zellstoff-Tücher 8 x 17 cm
1	OP-Tape 9 x 50 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
2	Tischabdecktücher 150 x 190 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch 225 x 300 cm, Ausschnitt 7 cm


**Extremitäten Set 4/4 60206**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Extremitäten-Abdecktuch* 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


**Extremitäten Set 5/10 60208**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Abdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


**Extremitäten Set mit Stockinette 5/10 60209**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


**Extremitätentücher\***



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60210	Extremitäten-Abdecktuch 250 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	9/18
60211	Extremitäten-Abdecktuch 200 x 300 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	11/22
60212	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm, ingeschlagen	10/20
60213	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	10/20

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Extremitätentuch T-Form**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60214	Extremitäten-Abdecktuch* T-Form 200/300 x 320 cm, mit Patch 70 x 140 cm, elastische Manschette 7 cm	8/16

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

**Knie-Arthroskopie Set**


4/8 60102



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 absorbierend
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35,3 x 30 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Knie Set Bilateral**


7/14 60301



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Knie-Abdecktuch* bilateral 200 x 300 cm, mit Patch 90 x 140 cm, 2 elastische Manschetten 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Knie-Arthroskopietuch mit Beutel\***



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60105	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch mit Beutel 260/300 x 320 cm, mit Patch 30 x 70 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, eingeschlagen	4/8

**Knie-Arthroskopietuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60104	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 220 x 320 cm, mit Patch 35 x 30 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm	5/10

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Schulter Arthroskopie Set**


4/8 60001



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schulter-Abdecktuch* sk. 240 x 170 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 15 x 45 cm
1	Schlitztuch* 230 x 295 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 10 x 70 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

**Schulter Set mit Beutel**

4/8 60002




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schlitztuch* sk. 230 x 295 cm, mit Patch 90 x 70 cm, Schlitz 10 x 70 cm
1	Schulter-Abdecktuch 240 x 170 cm mit Saugertasche, Schlitz 15 x 45 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


**Beach Chair Schulter Set**

4/8 60003



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm
1	Schlitztuch (Plastik) 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


**Beach Chair Schultertuch**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60004	Beach Chair Schultertuch 400 x 220 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	5/10

**Hüft Set, 3-lagig + Patch**

4/8 60603




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 90 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Hüft Set, 3-lagig + Patch**

4/8 60604




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch**

4/8 60608




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch**

4/8 60609




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Hüft Set II, 3-lagig + Patch**

5/10 60613




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	OP-Abdecktuch 150 x 190 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**Hüft Set mit Stockinette, 3-lagig + Patch**

4/8 60616




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 250 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set All-in-One


3/6 60602



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 32 x 120 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Hüft-Abdecktuch 230/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 154 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm
1	Sauger/Diathermiebeutel 38 x 33 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltuch Set


6/12 903016



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


Vertikaltuch Set

6/12 903026



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


Vertikaltücher



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826010	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 86 x 25 cm	7/14
826020	Vertikal-Abdecktuch 240 x 330 cm, Inzisionsbereich 40 x 30 cm	8/16
80000527	Vertikal-Abdecktuch II 240 x 320 cm, Inzisionsbereich 60 x 30 cm	8/16




**Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 11/22 696110**




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie/Zystoskopie Set, 2-lagig 9/18 902496**




Stück	Beschreibung
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Lithotomie Set + Patch 6/12 61010**




Stück	Beschreibung
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lithotomie-Abdecktuch 75/150 x 170 cm, mit Patch 30 x 70 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie Set 7/14 696810**




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm, 3-lagig
1	Gynäkologie-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm rechts und links
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie Set 7/14 888113**




Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
	1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
	1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie Set 7/14 888112**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/270 x 220 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie Set All-in-One 5/10 925984**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch 200/270 x 280 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Urologie/Gynäkologie Set 5/10 905020**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Gesäßtuch 75 x 100 cm
1	Urologie/Gynäkologie-Abdecktuch 200/355 x 295 cm, Ausschnitt sk. 17/8 x 28 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Laparoskopie-Set Abdo-Perineal 6/12 903020**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 3-lagig, 50 x 50 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 250/270 cm x 270 cm, Ausschnitt 9 x 13 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Pfannenstiel Set 5/10 694500**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Pfannenstiel-Abdecktuch 200/250 x 335 cm, Ausschnitt sk. 30 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Gynäkologie/Laparoskopie Set 6/12 696600**



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 250/270 x 270 cm, dreieckiger Ausschnitt sk. 26 x 20 cm und Ausschnitt 7,5 x 13 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Gynäkologie Abdecktuch 44/88 888521**



Stück	Beschreibung
1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm


Auch in Kombination mit Laparoskopie Rektum Set verwendbar.

**Sectio Set mit integrierten Beinlingen 4/8 694145**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche und integrierten Beinlingen 250/175 cm/270 x 270 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Sectio Set für Flachlage All-in-One 4/8 694135**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche 175/250 x 305 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Entbindungs-Set, 3-lagig + Patch 5/10 695000**




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesäftuch 85 x 120 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel
1	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm (2 Stück)
1	Babytuch 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk., 75 x 75 cm, mit Patch 35 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Babytuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>610434</b>	Babytuch 100 x 100 cm, steril Viskose/Polyester-Vliesstoff	30/60

**TUR Set mit integriertem Beutel 7/14 888222**




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk., 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**TUR Set mit integriertem Beutel 9/18 888224**




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk., 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Sieb und Ablaufschlauch, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**TUR Set mit integriertem Sieb 9/18 888225**




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk., 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Sieb, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 888226**




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk., 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Zystoskopie Set 15/30 80974401**




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Einschlagpapier 90 x 90 cm

**TUR Set 10/20 696310**




Stück	Beschreibung
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	TUR-Abdecktuch 75 x 175 cm, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 6 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**TUR Set mit Sieb 8/16 65800**



Stück	Beschreibung
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	TUR-Abdecktuch mit Sieb 100/152 x 220 cm, mit Patch, Ausschnitt 9 x 18 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Nephroskopietch 65810**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65810	Nephroskopietch 175 x 300 cm mit Saugertasche, eingeschlagen, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm	6/12


**Cardiovascular Set**

3/6 694640




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Sauger-/Diathermiebeutel 38 x 33 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
2	Füßlinge grün, 36 x 28 cm
2	Füßlinge transparent, 36 x 28 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm
1	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch, Inzisionsbereich 32 x 40 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend

**Schlitztuch mit Perinealabdeckung**



Art-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824700	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm	12/24


**Thoraxtuch**



Art-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824600	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, mit Patch 50 x 140 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm	6/12

**Hybrid Cardiovascular Set**


5 /10 61800



Stück	Beschreibung
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 absorbierend
2	OP-Abdecktücher sk., 3-lagig, 75 x 75 cm
1	Hybrid Cardiovasculartuch 240/300 x 450 cm, mit Patch 90 x 220 cm, Inzisionsbereiche 60 x 40 cm und 15 x 27 cm [2]

**Angiographie Set**


6/12 65213



Stück	Beschreibung
1	Angiographietuch 240 x 320 cm, mit Patch 90 x 110 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**Angiographie Set**

5/10 698220




Stück	Beschreibung
1	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 3-lagig, 50 x 50 cm
1	Allzwecküberzug 140 cm Durchmesser
1	Absorptionsunterlage 34 x 50 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Angiographietuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65211	Angiographietuch 240 x 370 cm, mit Patch 90 x 220 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm	8/16

**Angiographietuch**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65212	Angiographietuch 115 x 150 cm, mit Patch 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 6 cm	24/48


**Angiographietuch**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828300	Angiographietuch 240 x 370 cm, mit Patch 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm	9/18


**Neurochirurgie Set**

6/12 888142




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
4	OP-Abdecktücher sk., 3-lagig, 50 x 50 cm
1	Neurochirurgie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Neurochirurgietuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888342	Neurochirurgie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	9/18

**Neurochirurgietuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888442	Neurochirurgie-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	9/18

**HNO/Dental Set 22/44 306480**




Stück	Beschreibung
1	Dentaltuch 100 x 150 cm, 3-lagig, Ausschnitt 13 x 9,5 cm
2	Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 75 x 90 cm

**Dental Set 16/32 694000**




Stück	Beschreibung
1	Dentaltuch 150 x 150 cm, 3-lagig, Ausschnitt 10 x 14 cm
2	Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm
2	OP-Abdecktücher, 2-lagig, 45 x 75 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 75 x 90 cm

**HNO Set, 3-lagig + Patch 7/14 65000**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 3-lagig, 90 x 75 cm
1	Schlitztuch* sk., 3-lagig, 150 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


**HNO Schlitztuch Set 7/14 697000**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 3-lagig, 75 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch, 3-lagig, 150 x 175 cm
1	Schlitztuch sk., 3-lagig, 150 x 125 cm, Schlitz 7 x 45 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

**HNO Lochtuch Set 8/16 697640**




Stück	Beschreibung
1	Lochtuch sk. 200 x 240 cm, Ausschnitt 7 cm
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**Kopf Set 6/12 696940**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Kopf-Abdecktuch 150 x 175 cm, Turban 106 x 100 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 175 x 175 cm, mit Patch 55 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

**HNO Set 6/12 1218**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Kopf-Abdecktuch 150 x 94 cm, Turban 128 x 79 cm
1	Schlitztuch sk., 3-lagig, 200 x 290 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm verstärkt
1	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend




Ophthalmologie Set

8/16 903286




Stück	Beschreibung
1	Mesoft 10 x 20 cm
1	Inzisionsfolie 10 x 14 cm, Inzisionsbereich 10 x 11 cm
1	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend

Ophthalmologietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85604	Ophthalmologie-Abdecktuch BARRIER Flex 150 x 195 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 6,5 x 3,5 cm	14/28

Ophthalmologietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85603	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Auffangbeutel, Ausschnitt 7 x 5 cm	14/28

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85602	Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 300 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm	10/20

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85601	Ophthalmologie-Abdecktuch 115 x 100 cm, Inzisionsbereich 8 x 19 cm	20/40

Ophthalmologietuch mit Inzisionsfolie




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85613	Ophthalmologie-Abdecktuch 140 x 150 cm, mit Auffangbeutel, Inzisionsbereich 10 x 8 cm	14/28

**Instrumententischbezug**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>610601</b>	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	25/75

**Instrumententischbezug verstärkt**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>610900</b>	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	20/60

**Tischabdecktuch PRIMARY**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63690</b>	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 2-lagig	30/60

**Tischabdecktuch Standard**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>80100</b>	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	40/80
<b>80150</b>	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	30/60
<b>80170</b>	Tischabdecktuch 150 x 170 cm, 75 x 170 cm absorbierend	27/54
<b>80190</b>	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	22/44
<b>80210</b>	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	21/42

**Tischabdecktuch verstärkt**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>85190</b>	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	15/30

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

**Material: 2-lagig oder 2-lagig mit Patch**


**ISCC OP-Abdecktuch, 2-lagig**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>60530</b>	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	38/228




**OP-Abdecktücher, 2-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>800330</b>	OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm	40/240
<b>800430</b>	OP-Abdecktuch 45 x 75 cm	25/150

**OP-Abdecktuch, 2-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>80649015</b>	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	18/72

**OP-Abdecktuch PRIMARY**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63619</b>	OP-Abdecktuch 90 x 75 cm, 2-lagig	45/90

**OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63611</b>	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 2-lagig	42/84
<b>63612</b>	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm, 2-lagig	33/66
<b>63613</b>	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig	60/120
<b>63614</b>	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm, 2-lagig	70/140
<b>63615</b>	OP-Abdecktuch sk. 180 x 150 cm, 2-lagig	26/52
<b>63616</b>	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig	22/44

**OP-Abdecktücher selbstklebend PRIMARY PLUS**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63603</b>	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	33/66
<b>63604</b>	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	60/120
<b>63605</b>	OP-Abdecktuch sk. 180 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	22/44
<b>63606</b>	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	20/40
<b>63607</b>	OP-Abdecktuch sk. 300 x 180 cm, 2-lagig, mit Patch 60 x 25 cm	13/26

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

**Material: 3-lagig oder 3-lagig mit Patch**


**ISCC OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60500	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
60677	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	32/192




**ISCC OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60800	ISCC-zertifiziertes OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm	45/90




**OP-Abdecktücher, 3-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777900	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	30/60
778000	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	18/36
778100	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm	14/28

**OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig + Patch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706800	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch 50 x 20 cm	45/90
66520	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, mit Patch 90 x 20 cm	22/44

**OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777400	OP-Abdecktuch sk. 175 x 150 cm	18/36
777600	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	16/32
778200	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm	9/18
920496	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	18/36

**OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig + Patch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66540	OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit Patch 90 x 20 cm, mit durchgehendem Kleberand	13/26

**OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706300	OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm	50/300
706400	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm	65/390
706500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
706700	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm	28/168
706900	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm	43/86
707500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, <b>Doppelpack</b>	34/204

**Gesäßtuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>828900</b>	Gesäßtuch 75 x 100 cm, Unterlegtuch mit steriler Schutz- kante, eignet sich z. B. für alle Eingriffe in Steinschnittlage	44/88

**Gesäßtuch mit Auffangbeutel**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>229</b>	Gesäßtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm, mit Patch 50 x 35 cm	20/40

**Perineal-Abdeckung**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>63062</b>	Perinealabdeckung 20 x 42 cm	105/210

**Perineal Set**


20/40

**706200**




Stück	Beschreibung
1	Perineal-Abdecktuch 75 x 120 cm, Ausschnitt 8 x 12 cm
1	Tischabdecktuch 75 x 90 cm

**absorbierendes Pad selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>706100</b>	absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm	40/80

**Extremitäten-Vorbereitungstuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80006214	Extremitäten-Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, Schlitz 10 x 36 cm	15/30

**Schlitztuch selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
2750	Schlitztuch 150 x 193 cm PE-Folie, Schlitz sk. 15 x 61 cm	18/36

**Schlitztuch selbstklebend, 3-lagig**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
778900	Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm	15/60

**Schlitztücher selbstklebend PRIMARY PLUS**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63650	Schlitztuch sk. 200 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 100 cm, Schlitz 7 x 100 cm	13/26
63651	Schlitztuch sk. 225 x 260 cm, 2-lagig, mit Patch 75 x 140 cm, Schlitz 20 x 100 cm	11/22

**Schlitztücher selbstklebend\*, 3-lagig + Patch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60502	Schlitztuch (abgebildet) 200 x 150 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 65 cm	10/40
60503	Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	14/28
60504	Schlitztuch 200 x 260 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm	14/28
60506	Schlitztuch 200 x 290 cm, mit Patch 70 x 100 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm	12/24

\*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

**Lochtücher selbstklebend PRIMARY**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63621	Lochtuch 90 x 75 cm, 2-lagig, Ausschnitt 9 x 6 cm oval	36/72
63623	Lochtuch 50 x 60 cm, 2-lagig, Ausschnitt 8 x 6 cm oval	90/180
63624	Lochtuch 120 x 150 cm, 2-lagig, Ausschnitt sk. 7 x 5 cm oval	58/116

**Lochtücher selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708840	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval	16/32
708850	Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval	28/56
708860	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund	17/34
904622	Lochtuch 45 x 75 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	15/90
904624	Lochtuch 75 x 90cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	10/60
906542	Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	40/80
906693	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	75/150




706610	Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnittgröße 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand	20/40
708870	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 15 cm sk., 114 cm vom oberen Rand	15/30
708880	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 14 x 14cm sk., 124 cm vom oberen Rand	14/28
935569	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnittgröße 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand	18/36

**Lochtücher selbstklebend, variabel PRIMARY**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63628	Lochtuch sk. 75 x 50 cm, 2-lagig, variabel	56/112
63629	Lochtuch sk. 100 x 75 cm, 2-lagig, variabel	36/72

**Lochtücher selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706620	Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm	42/84
706630	Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm	30/60

**Lochtuch selbstklebend PRIMARY**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63625	Lochtuch 75 x 80 cm, 2-lagig, Ausschnitt 6 x 15 cm oval	48/96

**Epiduraltuch selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906540	Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	50/100

PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).




**Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>84521200</b>	Lochtuch 120 x150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, eingeschlagen	22/44

**Lochtuch**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>906544</b>	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval	70/140

**OP-Tape**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>381035</b>	OP-Tape 9 x 49 cm	100/400
<b>381045</b>	OP-Tape 9 x 49 cm, <b>Doppelpack</b>	120/480

**Klett-Schlauchfixierungen**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>708131</b>	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm	50/200
<b>80006076</b>	Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm	50/200

**Luxationsbeutel**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>84541230</b>	Luxationsbeutel 75 x 120 cm eingeschlagen	16/32

**Saugertasche transparent selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>706035</b>	Saugertasche sk. 40 x 35 cm 1 Kammer	30/120

**Saugertasche transparent selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>707035</b>	Saugertasche sk. 40 x 35 cm 2 Kammern	30/120

**Bohrschlauch-Halterung**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>80003113</b>	Bohrschlauch-Halterung 90 x 92 cm, 70 x 50 cm absorbierend	12/48

**Instrumententasche transparent, 3 Kammern**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>705860</b>	Instrumententasche sk. 30 x 50 cm 3 Kammern	35/70

**Stockinetten**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
611105	Stockinette kurz 22 x 75 cm	22/44
611205	Stockinette lang 32 x 120 cm	14/28

**Stockinetten**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
273	Stockinette mittel 23 x 107 cm, mit Baumwollstrumpf	6/24
269	Stockinette kurz 23 x 71 cm, mit Baumwollstrumpf	10/20
274	Stockinette groß 31 x 122 cm, mit Baumwollstrumpf (vormals 86530880)	5/20

**Lithotomie-Beinlinge**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610930	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm 2-lagiges Laminat, <b>Doppelpack</b>	36/72

**Füßlinge, transparent**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
691005	Füßlinge, 36 x 28 cm, <b>Doppelpack (66 Paar pro IV)</b> für eine verbesserte Kontrolle der Blutzirkulation	132/264

**Armlenkenbezug**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80002120	Armlenkenbezug 35 x 73 cm, <b>Doppelpack</b>	32/64


**Hockerbezug PRIMARY**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63056	Hockerbezug PRIMARY 70 x 75 cm	25/50


PRIMARY Abdeckungen sind 2-lagig,  
PRIMARY PLUS Abdeckungen zusätzlich verstärkt (mit Patch).

Schlauch-/Kameraüberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705740	Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze	30/180
705750	Überzug 14 x 250 cm, flache Spitze	15/90

Kamerabezüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705820	Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze	20/120
705830	Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze	15/90

Kamerabezug/Schlauch-/Kameraüberzug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541211	Überzug, perforierte Spitze, 14 x 254 cm, mit Einführhilfe	40/80

Allzwecküberzug, rechteckig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63013	Allzwecküberzug, rechteckig 90 x 75 cm	15/30

Allzwecküberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
63010	Allzwecküberzug Durchmesser 75 cm	18/36
63011	Allzwecküberzug Durchmesser 90 cm	22/44
63012	Allzwecküberzug Durchmesser 140 cm	11/22

**Röntgenkassettenbezug**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>705856</b>	Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm	35/70

**C-Bogen-Bezug Bildwandler**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>705850</b>	C-Bogen-Bezug Bildwandler halbseitige Abdeckung 117 x 183 cm	12/48
<b>705852</b>	C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm	9/18

**Mikroskop-Bezug Zeiss MD**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>705960</b>	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 305 cm	8/16

**Ultraschallkopfbezug**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>706004</b>	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze	30/120

**Lampengriffüberzug Universal**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>705827</b>	Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm	40/80

**Inzisionsfolien**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>801526</b>	Inzisionsfolie 15 x 26 (15 x 20) cm	30/120
<b>803026</b>	Inzisionsfolie 30 x 26 (30 x 20) cm	25/100
<b>804040</b>	Inzisionsfolie 40 x 40 (40 x 34) cm	20/80
<b>804555</b>	Inzisionsfolie 45 x 55 (45 x 49) cm	15/60
<b>805680</b>	Inzisionsfolie 56 x 80 (56 x 74) cm	10/40

**Schulter-Saugertasche selbstklebend**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5217	Schulter-Saugertasche sk. 81 x 86 cm, Schlitz 15 x 52 cm	8/16

**Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832000	Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	10/20

**Knie-Arthroskopiebeutel**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
69200	Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, eingeschlagen	9/18

**Flüssigkeitsauffangbeutel**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831200	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 50 x 50 cm	7/14

**Flüssigkeitsauffangbeutel**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5218	Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und integriertem Sieb 50 x 60 cm	8/16





## BARRIER® OP-Bekleidung

BARRIER OP-Mäntel bieten zuverlässigen Schutz des Personals sowohl bei kurzen Eingriffen mit geringem Flüssigkeitsaufkommen als auch bei langen Eingriffen mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Die OP-Mäntel der Leistungsstufe "High Performance" sind im kritischen Ärmel- und Frontbereich mit einer Polyethylenfolie verstärkt oder ganzflächig undurchlässig, um den Schutz vor Kontaminationen für das OP-Personal zu erhöhen.<sup>35</sup>

Dank des atmungsaktiven Materials bieten BARRIER OP-Mäntel bei längeren Eingriffen ein hohes Komfortlevel.<sup>35</sup>

Unsere BARRIER Bereichskleidung wurde entwickelt, um gleichzeitig Schutz und Sicherheit für die Patient\*innen als auch Komfort für das medizinische Fachpersonal zu gewährleisten.<sup>35</sup> Das umfangreiche Sortiment an Einwegbereichskleidung und Thermojacken bietet Frische und Sicherheit jeden Tag.<sup>38</sup> Einwegbereichskleidung trägt weiterhin zur Infektionskontrolle im Krankenhaus bei.<sup>2</sup>


Reinraumbekleidung ist nach EN 13795 ein Medizinprodukt. Sie sorgt für eine effektive Infektionskontrolle<sup>3</sup> und reduziert das Risiko einer bakteriellen Kontamination über die Luft durch Freisetzung von Hautpartikeln des Personals in die Umgebung.



BARRIER Medizinische Masken (OP-Masken) werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohe Filtereigenschaften und teilweise einen Spritzschutz.<sup>4,35</sup>

Mölnlycke bietet noch weitere Ergänzungsprodukte für die Sicherheit und den Komfort des OP-Personals an, z.B. Bekleidungsprodukte, wie Schutzmäntel und -schürzen.

OP-Mäntel aus SMS-Material

BARRIER OP-Mantel Primary




SCHUTZ	KOMFORT
	




Für leichten Schutz und Einfachheit

- Leichtes Material für Mobilität und Flexibilität
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)<sup>39</sup>

BARRIER OP-Mantel Primary Plus



SCHUTZ	KOMFORT
	






Ergonomisches Design

Für Rundum-Schutz und Komfort

- Flüssigkeitsabweisendes SMS Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Schulterfalten und nach vorne versetzte Ärmel ermöglichen eine flexible Bewegung
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)<sup>39</sup>

BARRIER OP-Mantel Ultimate



SCHUTZ	KOMFORT
	




Ergonomisches Design

Für ultimativen Schutz und Komfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Maximale Atmungsaktivität
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)<sup>39</sup>

OP-Mäntel aus Spunlace-Material

BARRIER OP-Mantel Classic



SCHUTZ	KOMFORT




Ergonomisches Design

Für hohen Tragekomfort

- Material ermöglicht hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholabweisende Beschichtung
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP) <sup>39</sup>

OP-Mäntel aus Laminat

BARRIER OP-Mantel FPP\*



SCHUTZ	KOMFORT



Ergonomisches Design

Für das Plus an Schutz

- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für hohen Schutz
- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

\* Fluid Protection Plus

**Die Wahl des richtigen OP-Mantels ergibt sich aus der Kombination von Schutz und Komfort**

OP-Mäntel wurden zum Schutz von Patient\*innen und Personal vor Kreuz-Kontamination entwickelt. Daher ist die Schutzfunktion bei der Auswahl eines geeigneten OP-Mantels unerlässlich. Doch auch der Komfort ist ein wichtiger Faktor. Denn ein unbequemer OP-Mantel kann den Erfolg eines kompletten Eingriffs gefährden.

Ein Material, das atmungsaktiv und flexibel ist, ermöglicht dem Personal konzentriert zu arbeiten. Ergonomische Details verbessern den Sitz des OP-Mantels und bieten höhere Bewegungsfreiheit.



Unsere sterilen, eingriffsspezifischen Produkte sind für einen schnellen, einfachen und aseptischen Einsatz gefaltet.

Mölnlycke Health Care vereint mehrere ergonomische Elemente in den BARRIER® OP-Mänteln\*, wie beispielsweise:



Schulterfalten



Der Schnitt der Ärmel ist kompatibel mit Biogel® OP-Handschuhen und verhindert das Rutschen von Handschuhen




Ergonomische Passform ermöglicht Bewegungsfreiheit

\* Primary Plus, Ultimate, FPP und Classic

**Wählen Sie den richtigen OP-Mantel für den richtigen Eingriff**

Unser Sortiment wurde entwickelt, um die optimale Kombination aus Schutz und Komfort für verschiedene Eingriffe anzubieten – von kurzen Eingriffen mit geringem Risiko bis hin zu langen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle BARRIER OP-Mäntel entsprechen der DIN EN 13795. Primary Plus, Ultimate, Classic und FPP erfüllen zudem auch AAMI 1, 2 oder 3. Die Wahl des Mantels hängt ab von dem anstehenden Eingriff und den spezifischen Anforderungen in der klinischen Kontrolle.<sup>39, 40</sup>




**SCHUTZANFORDERUNGEN**

- Flüssigkeitsmenge
- Eingriffsdauer


**KOMFORTANFORDERUNGEN**

- Atmungsaktivität
- Design und Passform
- Breites Größenangebot

**OP-Mäntel Primary Standard**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>98000622</b>	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/42
<b>98000624</b>	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/42
<b>98000625</b>	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/42

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

**OP-Mäntel Primary verstärkt**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>98000722</b>	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/30
<b>98000724</b>	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/28
<b>98000725</b>	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/26

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die undurchlässige Verstärkung im kritischen Bereich sorgt für zusätzlichen Schutz. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.

**OP-Mäntel Primary Plus Standard**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>580200</b>	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	20/40
<b>580201</b>	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	18/36
<b>580202</b>	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	18/36
<b>580203</b>	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
<b>580204</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	16/32
<b>580205</b>	157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
<b>580100</b>	119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	20/40
<b>580101</b>	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	18/36
<b>580102</b>	129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	18/36
<b>580103</b>	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	16/32
<b>580104</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	16/32
<b>580105</b>	157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL	16/32

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

**OP-Mäntel Primary Plus verstärkt**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>590200</b>	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
<b>590201</b>	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	16/32
<b>590202</b>	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
<b>590203</b>	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	14/28
<b>590204</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	14/28
<b>590205</b>	157 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	14/28
<b>590100</b>	119 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L	18/36
<b>590101</b>	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	16/32
<b>590102</b>	129 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	16/32
<b>590103</b>	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	14/28
<b>590104</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	14/28
<b>590105</b>	157 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-XL	14/28

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ermöglicht hohen Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die universelle Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

**OP-Mäntel Ultimate Standard**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>680102</b>	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
<b>680103</b>	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	16/32
<b>680104</b>	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
<b>680105</b>	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
<b>680106</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	14/28
<b>680003</b>	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	16/32
<b>680005</b>	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	16/32
<b>680006</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	14/28


OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

**OP-Mäntel Ultimate verstärkt**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>690102</b>	119 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
<b>690103</b>	134 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	14/28
<b>690104</b>	129 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	14/28
<b>690105</b>	144 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	14/28
<b>690106</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	12/24
<b>690107</b>	165 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	12/24
<b>690003</b>	134 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	14/28
<b>690005</b>	144 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	14/28
<b>690006</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	12/24

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem und leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.


**OP-Bindemäntel**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>640102</b>	120 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, L	22/44
<b>640103</b>	141 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, XL-L	20/40

OP-Bindemantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material als Standard in Schutz und Sicherheit. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material. Die fehlende Überlappung im Rücken sorgt für hohen thermischen Komfort.


**OP-Mäntel Classic Standard**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>650102</b>	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	20/40
<b>650104</b>	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	20/40
<b>650108</b>	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	18/36
<b>650110</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	18/36
<b>650114</b>	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	18/36
<b>650113</b>	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
<b>650105</b>	131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	22/44
<b>650111</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	18/36

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

**OP-Mäntel Classic verstärkt**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>660101</b>	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
<b>660102</b>	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	18/36
<b>660105</b>	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
<b>660106</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
<b>660111</b>	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	16/32
<b>660110</b>	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
<b>660103</b>	131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	18/36
<b>660113</b>	132 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	18/36
<b>660107</b>	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	18/36

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.



### OP-Mäntel FPP\*




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>670103</b>	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	30/60
<b>670105</b>	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	28/56
<b>670107</b>	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	26/52
<b>670106</b>	161 cm 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	26/52

Ganzflächiger flüssigkeitsundurchlässiger OP-Wickelmantel, gefertigt aus einem leichten, flüssigkeitsundurchlässigen und dennoch atmungsaktiven Material für Eingriffe mit intensivem Flüssigkeitsaufkommen oder für Hochrisikoeingriffe. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

\*FPP = Fluid Protection Plus


### OP-Mäntel Urologie



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>670301</b>	141 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
<b>670302</b>	160 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32

Der OP-Mantel Urologie besteht im Front- und Ärmelbereich aus flüssigkeitsundurchlässiger PE-Folie für hohen Schutz bei urologischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Durch den weiten Schnitt besonders für urologische Eingriffe im Sitzen geeignet. Das offene Rückenteil sorgt für zusätzlichen Komfort. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

### Armschützer



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>623501</b>	48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt	40/80





# BARRIER® Bereichskleidung

## Frische und Reinheit - Tag für Tag

Sie und Ihr Team vollbringen jeden Tag Höchstleistungen und verdienen OP-Bereichskleidung, die immer frisch, hygienisch und außerordentlich tragefreundlich ist.<sup>38</sup>

## Hohe Qualität und Sicherheit

Unsere BARRIER Bereichskleidung ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt und wird mit fusselfremdem Material hergestellt. Unser Produktions- und Verpackungsprozess gewährleistet höchste und zuverlässige Qualität - zu jeder Zeit.<sup>38</sup>

Eine Studie zeigt, dass BARRIER Bereichskleidung eine geringere Durchdringung mit Trockenbakterien aufweist als die getesteten wiederverwendbaren Produkte.<sup>41</sup>

## Komfort ist Kopsache

Unser BARRIER OP-Hauben Sortiment bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Materialqualitäten.

## Sicherheit, die Raum zum Atmen lässt

Wählen Sie die passende OP-Maske für Ihre individuellen Bedürfnisse.

## Umweltfreundlich

Eine Ökobilanz zeigt, dass BARRIER Einweg-Bereichskleidung im Vergleich zu wiederverwendbarer Bereichskleidung eine geringere Umweltbelastung in Bezug auf geringere CO<sub>2</sub>-Emissionen und Eutrophierung aufweist.<sup>42</sup>

**OP-Haube Annie**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621500	Barett, farblich sortiert (grün/ weiß/ blau), Gr. L	150/600
621825	Barett, grün, Gr. L	150/600
621835	Barett, weiß, Gr. L	150/600
621715	Barett, blau, Gr. M	150/600

M = 50 cm  
L = 53 cm

**OP-Haube Flott**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
70042013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400

**OP-Haube Charlotte**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620900	Patientenhaube, weiß, Gr. M	-/200

M = 50 cm

**OP-Haube Flair**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42113	mit Mittelnaht, grün, speziell für volles Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	60/480



Alle OP-Hauben sind unsteril.

**OP-Haube Tuck**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620100	Astronautenhaube, auch für längeres Haar geeignet, grün	120/960

**OP-Haube Glenn**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620200	Astronautenhaube mit Schweißband im Stirnbereich, mit Kragen, auch für längeres Haar geeignet, grün	40/200

**OP-Haube All Pro**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42074	Astronautenhaube mit Schweißband, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	70/560

**OP-Haube All**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42072	Astronautenhaube, blau, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42073	Astronautenhaube, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42076	Astronautenhaube mit Schweißband und Kragen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	50/400

Alle OP-Hauben sind unsteril.

**OP-Haube Kosack**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621000	mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, grün	100/500
621001	mit elastischem Nackenband, auch für längeres Haar geeignet, violett	100/500

**OP-Haube Flory**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620500	Schwesternschleier, mit variablem Stirnbereich und Bindebändern grün/weiß	100/500

**OP-Haube Chic**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42033	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800

**OP-Haube Commodus**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
622010	mit integriertem Schweißband, blau/grün/weiß	60/480

**OP-Haube Top**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42093	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

**OP-Haube Peggy**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621700	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar	120/960

**OP-Haube Elast**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42063	Schiffchenform, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200

**OP-Haube Jack**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620300	Schiffchenform, grün	150/1200

Alle OP-Hauben sind unsteril.

## Haubenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	latexfrei	Schweißband	mit Gummizug	Barettform	Astronautenform	Astronautenf. mit Kragen	Schwesternschleier	Schiffchen	elast. Nackenband	langes Haar	weibl. Personal	männl. Personal	Patienten*innen
<b>Barettform</b>															
620900	OP-Haube Charlotte	weiß	•	•	•										•
621500	OP-Haube Annie, farbl. sort.	g/w/b	•	•	•						•	•	•	•	•
621715	OP-Haube Annie	blau	•	•	•						•	•	•	•	•
621825	OP-Haube Annie	grün	•	•	•						•	•	•	•	•
621835	OP-Haube Annie	weiß	•	•	•						•	•	•	•	•
42013	OP-Haube Flott	grün		•	•						•	•	•	•	•
70042013	OP-Haube Flott	grün	•	•	•						•	•	•	•	•
42113	OP-Haube Flair, Mittelnaht	grün		•	•						•	•	•		
<b>Astronautenform</b>															
620100	OP-Haube Tuck	grün	•			•					•	•	•		
620200	OP-Haube Glenn	grün	•	•			•				•	•	•		
42072	OP-Haube All	blau	•			•					•	•	•		
42073	OP-Haube All	grün	•			•					•	•	•		
42074	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•					•	•	•		
42076	OP-Haube All Pro	grün	•	•			•				•	•	•		
<b>Special / Schiffchen / Schwesternschleier</b>															
620300	OP-Haube Jack	grün	•						•						•
621700	OP-Haube Peggy	grün	•	•						•	•	•	•		
621000	OP-Haube Kosack	grün	•	•						•	•	•			
621001	OP-Haube Kosack	violett	•	•						•	•	•			
620500	OP-Haube Flory	grün	•				•				•	•	•		
42063	OP-Haube Elast	grün	•					•						•	
42093	OP-Haube Top	grün		•					•	•	•	•			
622010	OP-Haube Commodus	b/g/w	•	•	•					•		•	•		
42033	OP-Haube Chic	grün	•				•				•	•	•		

Alle OP-Hauben sind unsteril.

**OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4301	Ohrschlaufen, grün	50/600
4311	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



**OP-Maske Standard mit Bindebändern**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4302	Bindebänder, grün	50/600
4312	Bindebänder, blau	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657200	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657000	Bindebänder, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42270	Ohrschlaufen, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42280	Bindebänder, blau	60/600
42290	Bindebänder, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



**OP-Maske Standard mit Bindebändern**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4330	Bindebänder, blau	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428901	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün	70/700

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

OP-Maske Special



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658200	Ohrschlaufen mit Formhalter, grün	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657100	Bindebänder, extrabreite Maske für Barträger, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4231	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Mit gepolstertem Nasenbügel. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658300	OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, Formhalter, weiß	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Special



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658000	Bindebänder mit Formhalter, grün	60/600
658010	Bindebänder mit Formhalter, antifog, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428801	OP-Maske aus Zellulose, mit extra langen Bindebändern und kurztem Nasenbügel, antifog, grün	70/700

OP-Maske mit einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

**OP-Maske Extra Protection**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4232	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, Visier, blau	50/200

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



**OP-Maske Extra Protection**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4236	OP-Maske aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, violett	50/500

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von  $\geq 98\%$ . Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Besonders für Brillenträger durch antifog geeignet. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II R bestehen aus einem 4-Lagen-Design.



Partikelfiltrierende Halbmasken  
(entspricht EN 149:2001 für Atemschutzmasken und EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)

**Filtrierende Halbmaske**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42902	FFP1 Maske mit gelben Gummibändern, weiß	20/200

Die Mölnlycke FFP Masken nach EN 149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheitserregender Aerosole. Sie schließen um Mund und Nase sicher ab und garantieren einen festen Sitz. Darüber hinaus sind sie nach EN 14683 als Medizinische Gesichtsmaske zertifiziert.

**Filtrierende Halbmaske**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42904	FFP2 Maske mit blauen Gummibändern, weiß	20/200

Die Mölnlycke FFP Masken nach EN 149:2001 dienen zum Schutz des Personals vor krankheitserregender Aerosole. Sie schließen um Mund und Nase sicher ab und garantieren einen festen Sitz. Darüber hinaus sind sie nach EN 14683 als Medizinische Gesichtsmaske zertifiziert.

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.



## Maskenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Ohrschlaufe	Bindeband	Lagen	Farbe	antifog	weiß/ohne Druckfarbe	Formhalter	Visier	gepolsterter Nasenbügel
<b>OP-Masken Standard Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)</b>										
4301	OP-Maske Basic	•		3-lagig	grün					
4311	OP-Maske Basic	•		3-lagig	blau					
657200	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau					
42270	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau					
428901	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün	•				
4302	OP-Maske Basic		•	3-lagig	grün					
4312	OP-Maske Basic		•	3-lagig	blau					
657000	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
42280	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
42290	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün					
4230	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
4330	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau					
<b>OP-Masken Special Typ II (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)</b>										
657100	OP-Maske Special	•		3-lagig	blau			•		
658200	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün			•		
658000	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•		•		
658010	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•				•
4231	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau		•	•		
658300	OP-Maske Special		•	3-lagig	weiß	•				
428801	OP-Maske Special			3-lagig	grün					
<b>OP-Masken Extra Protection Typ II R (entspricht EN 14683 für Medizinische Gesichtsmasken)</b>										
4232	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau	•				
4236	OP-Maske Extra Protection			4-lagig	violett					
<b>Partikelfiltrierende Halbmasken (entspricht EN 149:2001 und EN 14683)</b>										
42902	Filtrierende Halbmaske, FFP1				weiß					
42904	Filtrierende Halbmaske, FFP2				weiß					

Alle OP-Masken sind latexfrei und unsteril.

Bereichskleidung und Reinraumbekleidung im Überblick

„Mein OP-Team hat sehr gute Erfahrungen mit der Bereichskleidung von Mölnlycke gemacht.“

Prof. Dr. Jürgen Beck, stellvertretender medizinischer Leiter  
Inselspital Bern, Schweiz



Reinraumbekleidung

Auf Funktionalität ausgelegt mit mehreren großen Taschen. Die absorbierende Innenseite erhöht den Tragekomfort. Lieferbar in Größen von S bis 3XL. Trägt zur Generierung ultrareiner Luft bei<sup>10,11,12,13</sup> und verringert KbE und Partikelzahl signifikant.<sup>10</sup> Dies ist besonders wichtig bei Eingriffen in der Orthopädie und Pädiatrie sowie bei Implantationen.



Bereichskleidung  
Unisoft®

Das Unisoft®-Material bietet hohen Tragekomfort in modischem Design. Ausgestattet mit ergonomisch platzierten Taschen. Umfangreiche Größenauswahl von S bis 4XL. Einzeln verpackte Oberteile und Hosen ermöglichen eine individuelle Größenauswahl.



Bereichskleidung  
Basic

Aus Vlies in Unisex-Design. Lieferbar in sechs Größen von S bis XL. Scheren- und Kugelschreiberhalter in einer der drei praktischen Taschen auf dem Oberteil.



**Bereichskleidung Shirt Basic, grün**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
839109	Shirt, grün, S	-/45
839209	Shirt, grün, M	-/45
839309	Shirt, grün, L	-/45
839409	Shirt, grün, XL	-/45

**Bereichskleidung Tunnelzughose Basic, grün**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
839509	Tunnelzughose, grün, S	-/45
839609	Tunnelzughose, grün, M	-/45
839709	Tunnelzughose, grün, L	-/45
839809	Tunnelzughose, grün, XL	-/45

**Bereichskleidung Set (Shirt und Hose) Basic, in 2 Farben**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
836009	Shirt und Hose, blau, XS	-/50
836109	Shirt und Hose, blau, S	-/45
836209	Shirt und Hose, blau, M	-/45
836309	Shirt und Hose, blau, L	-/45
836409	Shirt und Hose, blau, XL	-/45
832109	Shirt und Hose, violett, S	-/45
832209	Shirt und Hose, violett, M	-/45
832309	Shirt und Hose, violett, L	-/45
832409	Shirt und Hose, violett, XL	-/45

**Bereichskleidung Gummizughose Unisoft, grün**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18920	Gummizughose, grün, S	-/48
18930	Gummizughose, grün, M	-/48
18940	Gummizughose, grün, L	-/48
18950	Gummizughose, grün, XL	-/48
18960	Gummizughose, grün, 2XL	-/48

**Bereichskleidung Shirt Unisoft in 3 Farben**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18600	Shirt, grün, XS	-/48
18610	Shirt, grün, S	-/48
18620	Shirt, grün, M	-/48
18630	Shirt, grün, L	-/48
18640	Shirt, grün, XL	-/48
18650	Shirt, grün, 2XL	-/48
18660	Shirt, grün, 3XL	-/48
18670	Shirt, grün, 4XL	-/48
21600	Shirt, blau, XS	-/48
21610	Shirt, blau, S	-/48
21620	Shirt, blau, M	-/48
21630	Shirt, blau, L	-/48
21640	Shirt, blau, XL	-/48
21650	Shirt, blau, 2XL	-/48
21660	Shirt, blau, 3XL	-/48
21670	Shirt, blau, 4XL	-/48
24600	Shirt, violett, XS	-/48
24610	Shirt, violett, S	-/48
24620	Shirt, violett, M	-/48
24630	Shirt, violett, L	-/48
24640	Shirt, violett, XL	-/48
24650	Shirt, violett, 2XL	-/48
24660	Shirt, violett, 3XL	-/48
24670	Shirt, violett, 4XL	-/48

**Bereichskleidung Tunnelzughose Unisoft in 3 Farben**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18700	Tunnelzughose, grün, XS	-/48
18710	Tunnelzughose, grün, S	-/48
18720	Tunnelzughose, grün, M	-/48
18730	Tunnelzughose, grün, L	-/48
18740	Tunnelzughose, grün, XL	-/48
18750	Tunnelzughose, grün, 2XL	-/48
18760	Tunnelzughose, grün, 3XL	-/48
18770	Tunnelzughose, grün, 4XL	-/48
21700	Tunnelzughose, blau, XS	-/48
21710	Tunnelzughose, blau, S	-/48
21720	Tunnelzughose, blau, M	-/48
21730	Tunnelzughose, blau, L	-/48
21740	Tunnelzughose, blau, XL	-/48
21750	Tunnelzughose, blau, 2XL	-/48
21760	Tunnelzughose, blau, 3XL	-/48
21770	Tunnelzughose, blau, 4XL	-/48
24700	Tunnelzughose, violett, XS	-/48
24710	Tunnelzughose, violett, S	-/48
24720	Tunnelzughose, violett, M	-/48
24730	Tunnelzughose, violett, L	-/48
24740	Tunnelzughose, violett, XL	-/48
24750	Tunnelzughose, violett, 2XL	-/48
24760	Tunnelzughose, violett, 3XL	-/48
24770	Tunnelzughose, violett, 4XL	-/48

**Thermojacke Basic, grün**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832010	Thermojacke, grün, S	-/30
832020	Thermojacke, grün, M	-/30
832030	Thermojacke, grün, L	-/30
832040	Thermojacke, grün, XL	-/30

**Thermojacke Basic, blau**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831010	Thermojacke, blau, S	-/30
831020	Thermojacke, blau, M	-/30
831030	Thermojacke, blau, L	-/30
831040	Thermojacke, blau, XL	-/30

**Thermojacke Unisoft, grün**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18001	Thermojacke, grün, S	-/48
18010	Thermojacke, grün, M	-/48
18020	Thermojacke, grün, L	-/48
18030	Thermojacke, grün, XL	-/48
18040	Thermojacke, grün, 2XL	-/48
18050	Thermojacke, grün, 3XL	-/48

**Thermojacke Unisoft, blau**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
28000	Thermojacke, blau, S	-/48
28010	Thermojacke, blau, M	-/48
28020	Thermojacke, blau, L	-/48
28030	Thermojacke, blau, XL	-/48
28040	Thermojacke, blau, 2XL	-/48
28050	Thermojacke, blau, 3XL	-/48

**Thermojacke Unisoft, violett**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
24000	Thermojacke, violett, S	-/48
24010	Thermojacke, violett, M	-/48
24020	Thermojacke, violett, L	-/48
24030	Thermojacke, violett, XL	-/48
24040	Thermojacke, violett, 2XL	-/48
24050	Thermojacke, violett, 3XL	-/48

**Thermojacke Unisoft, violett mit Halbarm**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
22300	Thermojacke, violett, S	-/48
22310	Thermojacke, violett, M	-/48
22320	Thermojacke, violett, L	-/48
22330	Thermojacke, violett, XL	-/48
22340	Thermojacke, violett, 2XL	-/48

**Thermojacke Unisoft, weiss mit Halbarm**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
25300	Thermojacke, weiß, S	-/48
25310	Thermojacke, weiß, M	-/48
25320	Thermojacke, weiß, L	-/48
25330	Thermojacke, weiß, XL	-/48
25340	Thermojacke, weiß, 2XL	-/48

**Reinraumbekleidung, Shirt**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>842100</b>	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, S	-/26
<b>842200</b>	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, M	-/22
<b>842300</b>	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, L	-/20
<b>842400</b>	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XL	-/18

**Reinraumbekleidung, Tunnelzughose**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>843100</b>	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, S	-/26
<b>843200</b>	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M	-/22
<b>843300</b>	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, L	-/20
<b>843400</b>	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XL	-/18

**Schutzmantel unsteril**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1901	114 cm lang, gelb, L	-/50
1903	114 cm lang, grün, L	-/50
1904	114 cm lang, weiß, L	-/50
1905	114 cm lang, dunkelblau, L	-/50
1921	127 cm lang, gelb, XL	-/50
1923	127 cm lang, grün, XL	-/50
1924	127 cm lang, weiß, XL	-/50
1925	127 cm lang, dunkelblau, XL	-/50

**Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen**




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
19055	114 cm lang, blau, L	-/50
19255	127 cm lang, blau, XL	-/45

**Schutzmantel steril**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616650	120 cm lang, blau, L	26/52

**Schutzmantel unsteril, undurchlässig**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1931	124 cm lang, gelb, L	-/50
1932	124 cm lang, blau, L	-/50
1933	142 cm lang, gelb, XL	-/40
1934	142 cm lang, blau, XL	-/40

**Einwegschürze**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
613000	2-lagiges Laminat 115 x 75 cm, weiß	-/200
613100	2-lagiges Laminat 145 x 75 cm, weiß	-/150
613350	Polyethylen 140 x 81 cm, weiß	100/500

# BARRIER® EasyWarm®



BARRIER® EasyWarm® ist eine aktiv selbstwärmende Einwegdecke, die vor, während und nach der Operation zur Verhinderung von unbeabsichtigten perioperativen Hypothermien eingesetzt werden kann<sup>54</sup>. Sie verfügt über 12 Wärmepads, die aktiviert werden, sobald die Decke aus der Verpackung genommen und der Luft ausgesetzt wird. Die Decke wärmt sich innerhalb von 30 Minuten vollständig auf und hält die Temperatur bis zu 10 Stunden lang aufrecht. Durch die Vorwärmung der Patient:innen mit BARRIER EasyWarm für etwa 30 Minuten vor der Operation wird der anfängliche Abfall der Körperkerntemperatur reduziert, der bei der Einleitung der Anästhesie normalerweise auftritt<sup>54</sup>.

## Patienten-Wärmedecke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629999	Vliesstoff 130 x 190 cm	-/20

## Patienten-Wärmedecke EasyWarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629900	Aktiv selbstwärmende Patientendecke, 92 x 152 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/10

## Patienten-Wärmedecke EasyWarm+



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629910	Aktiv selbstwärmende Patientendecke in 2-teiligem Design, 110/150 x 200 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/7

# Jeder Handschuh bietet Schutz. Biogel bedeutet Präzision.



## Biogel® OP-Handschuhe - Präzision bei jedem Einsatz



Biogel OP-Handschuhe setzen den Maßstab in Bezug auf Qualität und Tastempfinden.<sup>14</sup> Sie bieten nicht nur eine hervorragende Schutzbarriere,<sup>15-18</sup> sondern befähigen den Chirurgen, exakt zu arbeiten.<sup>19,20</sup>

Unser Engagement für Präzision zeigt sich in allen Bereichen - in Bezug auf die Fertigung, den Tragekomfort und letztendlich darauf, wie Biogel OP-Handschuhe die Präzisionsarbeit des OP-Teams unterstützen.

Biogel bietet sowohl die beste Perforationserkennung bei Doppelhandschuhsystemen von 97 %, <sup>21,22</sup> als auch die niedrigste Ausfallquote im Vergleich zum globalen Wettbewerb.<sup>14</sup> Das niedrige Endotoxin-Level von Biogel OP-Handschuhen (< 20 EU/Paar) kann zudem das Risiko postoperativer Komplikationen senken.<sup>23,24</sup>

Biogel bedeutet mehr als nur eine hervorragende Schutzbarriere: Biogel bedeutet Präzision, auf die es ankommt.

  
**Mölnlycke®**



# Hervorragend doppelwandig

Das Biogel® Indicator System bietet die beste Perforationserkennung<sup>21,22</sup>



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür, dass auch kleinste Risse und Perforationen im OP-Handschuh schnell erkannt werden – und sich damit das Infektionsrisiko nachweislich reduzieren lässt.<sup>25-27</sup>

## Dreifach sicher

### Eindeutig<sup>21,28-34</sup>

Durch die einzigartige Farbtechnologie der Innenhandschuhe werden Perforationen und kleinste Schnitte eindeutig sichtbar

### Schnell<sup>21,28-34</sup>

Beschädigungen der patentierten Handschuhe fallen bereits nach kürzester Zeit auf, da sich an der Schadstelle sofort eine signifikante Verfärbung bildet

### Auffällig<sup>21,28-34</sup>

Die Verfärbung dehnt sich markant aus und ist auch aus der Distanz gut zu erkennen – z. B. für OP-Assistent\*innen

Eine Studie hat gezeigt, dass das Biogel Indicator System

bis zu **97%** aller Perforationen erkennen kann.<sup>21,28-34</sup>

**Biogel Eclipse® Indicator® System**
**607**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>60755</b>	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
<b>60760</b>	Größe 6	25 x 2/100 x 2
<b>60765</b>	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
<b>60770</b>	Größe 7	25 x 2/100 x 2
<b>60775</b>	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
<b>60780</b>	Größe 8	25 x 2/100 x 2
<b>60785</b>	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Latex mit Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar grüne Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

**Biogel Eclipse®**
**751**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>75155</b>	Größe 5,5	50/200
<b>75160</b>	Größe 6	50/200
<b>75165</b>	Größe 6,5	50/200
<b>75170</b>	Größe 7	50/200
<b>75175</b>	Größe 7,5	50/200
<b>75180</b>	Größe 8	50/200
<b>75185</b>	Größe 8,5	50/200
<b>75190</b>	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung für verbessertes Tastempfinden. Für bessere Griffbarkeit ist die Handschuhoberfläche leicht angestumpft. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein höheres Tastempfinden erfordern.

**Biogel Eclipse® Indicator® Underglove**
**732**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>73255</b>	Größe 5,5	50/200
<b>73260</b>	Größe 6	50/200
<b>73265</b>	Größe 6,5	50/200
<b>73270</b>	Größe 7	50/200
<b>73275</b>	Größe 7,5	50/200
<b>73280</b>	Größe 8	50/200
<b>73285</b>	Größe 8,5	50/200
<b>73290</b>	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, grüner OP-Innenhandschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung aus Latex. Der Biogel Eclipse Indicator Underglove ist für alle chirurgischen Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko und auch zur alleinigen Verwendung geeignet.

**Biogel® Surgeons**
**822**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>82255</b>	Größe 5,5	50/200
<b>82260</b>	Größe 6	50/200
<b>82265</b>	Größe 6,5	50/200
<b>82270</b>	Größe 7	50/200
<b>82275</b>	Größe 7,5	50/200
<b>82280</b>	Größe 8	50/200
<b>82285</b>	Größe 8,5	50/200
<b>82290</b>	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet.

**Biogel® M**
**823**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>82355</b>	Größe 5,5	50/200
<b>82360</b>	Größe 6	50/200
<b>82365</b>	Größe 6,5	50/200
<b>82370</b>	Größe 7	50/200
<b>82375</b>	Größe 7,5	50/200
<b>82380</b>	Größe 8	50/200
<b>82385</b>	Größe 8,5	50/200
<b>82390</b>	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

**Biogel® Super-Sensitive**
**825**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>82555</b>	Größe 5,5	50/200
<b>82560</b>	Größe 6	50/200
<b>82565</b>	Größe 6,5	50/200
<b>82570</b>	Größe 7	50/200
<b>82575</b>	Größe 7,5	50/200
<b>82580</b>	Größe 8	50/200
<b>82585</b>	Größe 8,5	50/200
<b>82590</b>	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

**Biogel® PI Indicator® System**
**414**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41455	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
41460	Größe 6	25 x 2/100 x 2
41465	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
41470	Größe 7	25 x 2/100 x 2
41475	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
41480	Größe 8	25 x 2/100 x 2
41485	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

**Biogel® PI UltraTouch®**
**409**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40955	Größe 5,5	50/200
40960	Größe 6	50/200
40965	Größe 6,5	50/200
40970	Größe 7	50/200
40975	Größe 7,5	50/200
40980	Größe 8	50/200
40985	Größe 8,5	50/200
40990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung und einem Gefühl und Tastempfinden wie bei Latex. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet.

**Biogel® PI Indicator® Underglove**
**416**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41655	Größe 5,5	50/200
41660	Größe 6	50/200
41665	Größe 6,5	50/200
41670	Größe 7	50/200
41675	Größe 7,5	50/200
41680	Größe 8	50/200
41685	Größe 8,5	50/200
41690	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

**Biogel® PI Micro Indicator® System**
**483**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48355	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
48360	Größe 6	25 x 2/100 x 2
48365	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
48370	Größe 7	25 x 2/100 x 2
48375	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
48380	Größe 8	25 x 2/100 x 2
48385	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

**Biogel® PI Micro**
**485**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48555	Größe 5,5	50/200
48560	Größe 6	50/200
48565	Größe 6,5	50/200
48570	Größe 7	50/200
48575	Größe 7,5	50/200
48580	Größe 8	50/200
48585	Größe 8,5	50/200
48590	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

**Biogel® PI Micro Indicator® Underglove**
**489**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48955	Größe 5,5	50/200
48960	Größe 6	50/200
48965	Größe 6,5	50/200
48970	Größe 7	50/200
48975	Größe 7,5	50/200
48980	Größe 8	50/200
48985	Größe 8,5	50/200
48990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/ an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

**Biogel® PI UltraTouch® G**
**421**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42155	Größe 5,5	50/200
42160	Größe 6	50/200
42165	Größe 6,5	50/200
42170	Größe 7	50/200
42175	Größe 7,5	50/200
42180	Größe 8	50/200
42185	Größe 8,5	50/200
42190	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

**Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® System 453**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
45355	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
45360	Größe 6	25 x 2/100 x 2
45365	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
45370	Größe 7	25 x 2/100 x 2
45375	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
45380	Größe 8	25 x 2/100 x 2
45385	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.\* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

**Biogel® PI UltraTouch® S 455**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
45555	Größe 5,5	50/200
45560	Größe 6	50/200
45565	Größe 6,5	50/200
45570	Größe 7	50/200
45575	Größe 7,5	50/200
45580	Größe 8	50/200
45585	Größe 8,5	50/200
45590	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.\* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

**Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® Underglove 459**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
45955	Größe 5,5	50/200
45960	Größe 6	50/200
45965	Größe 6,5	50/200
45970	Größe 7	50/200
45975	Größe 7,5	50/200
45980	Größe 8	50/200
45985	Größe 8,5	50/200
45990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Herstellung ohne chemische Akzeleratoren, die nachweislich Kontaktdermatitis hervorrufen – dazu gehören z.B. Thiazole, Thiurame, Carbamate, Thioharnstoffe und Diphenylguanidin.\* Bei der Herstellung kommt auch kein CPC (Cetylpyridiniumchlorid) zum Einsatz.

\* Referenz: Final Design Verification Report. Mölnlycke Health Care. Daten im Archiv.

**Biogel® Skinsense®**
**509**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
50955	Größe 5,5	50/200
50960	Größe 6	50/200
50965	Größe 6,5	50/200
50970	Größe 7	50/200
50975	Größe 7,5	50/200
50980	Größe 8	50/200
50985	Größe 8,5	50/200
50990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

**Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove**
**406**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40655	Größe 5,5	50/200
40660	Größe 6	50/200
40665	Größe 6,5	50/200
40670	Größe 7	50/200
40675	Größe 7,5	50/200
40680	Größe 8	50/200
40685	Größe 8,5	50/200
40690	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

**Biogel® NeoDerm®**
**429**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42955	Größe 5,5	50/200
42960	Größe 6	50/200
42965	Größe 6,5	50/200
42970	Größe 7	50/200
42975	Größe 7,5	50/200
42980	Größe 8	50/200
42985	Größe 8,5	50/200
42990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Frei von allergieauslösenden Chemikalien wie Thiurame, Mercaptobenzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenylguanidin und Dithiocarbamat. Für alle chirurgischen Eingriffe an/mit Latex- und Typ IV-Allergikern und zur Allergieprävention geeignet.

**Biogel® Dental**
**56**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>5636</b>	Größe 5,5	25/150
<b>5637</b>	Größe 6	25/150
<b>5638</b>	Größe 6,5	25/150
<b>5639</b>	Größe 7	25/150
<b>5640</b>	Größe 7,5	25/150
<b>5641</b>	Größe 8	25/150
<b>5642</b>	Größe 8,5	25/150
<b>5643</b>	Größe 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnmedizinischen Behandlungen geeignet.

**Biogel® Diagnostic**
**56**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>5653</b>	Größe 5,5	25/150
<b>5654</b>	Größe 6	25/150
<b>5655</b>	Größe 6,5	25/150
<b>5656</b>	Größe 7	25/150
<b>5657</b>	Größe 7,5	25/150
<b>5658</b>	Größe 8	25/150
<b>5659</b>	Größe 8,5	25/150
<b>5660</b>	Größe 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Behandlungen geeignet.

**Biogel® Dental Sterile**
**99990**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>9999055</b>	Größe 5,5	10/100
<b>9999060</b>	Größe 6	10/100
<b>9999065</b>	Größe 6,5	10/100
<b>9999070</b>	Größe 7	10/100
<b>9999075</b>	Größe 7,5	10/100
<b>9999080</b>	Größe 8	10/100
<b>9999085</b>	Größe 8,5	10/100
<b>9999090</b>	Größe 9	10/100

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Behandlungen geeignet.

**Latexfrei - Polychloropren**
**Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove**
**33406**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
<b>3340660</b>	Größe 6	25/150
<b>3340665</b>	Größe 6,5	25/150
<b>3340670</b>	Größe 7	25/150
<b>3340675</b>	Größe 7,5	25/150
<b>3340680</b>	Größe 8	25/150
<b>3340685</b>	Größe 8,5	25/150

Unsteriler, puderfreier, synthetischer Untersuchungshandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Untersuchungen mit/an latexsensiblen Personen und/oder Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

# Biogel® Tech Sortiment

## Für den Einsatz in kritischen Umgebungen

Alle Handschuhe des Biogel® Tech Sortiments sind nach der PSA Kategorie III zertifiziert und wurden für die Verwendung mit Chemotherapeutika und Chemikalien getestet. Je nach Anforderungen und Präferenzen stehen verschiedene Materialien und Handschuhstärken zur Verfügung. Um zu identifizieren, welcher Handschuh für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, beachten Sie auch die Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.\*



### Umfassender Schutz in kritischen Umgebungen

Das Biogel® Tech Sortiment wurde speziell für den Einsatz in kritischen Umgebungen, wie pharmazeutischen oder biotechnologischen Produktionsstätten, Forschungslaboren oder für Zubereitungen in Krankenhausapotheken entwickelt, um Prozesse sowie Produkte und Anwender:innen zu schützen.



### Zweifach-Verpackung für kritische Umgebungen

Die zwei jeweils verschweißten Verpackungsstufen im Inneren des Transportkartons entsprechen den Hygieneprotokollen für kritische Umgebungen und bieten eine einfache Handhabung.



### Innenverpackung und Inneneinschlag aus Kunststoff

Ein Paar sterile Handschuhe befinden sich in einer Peelverpackung aus Kunststoff. Jedes Paar Biogel Tech-Handschuhe verfügt zudem über einen hochwertigen Polyethylen-Inneneinschlag. So wird die Partikelanzahl auf ein Minimum reduziert.



### Cleveres Design

Der Inneneinschlag bleibt geöffnet, wenn er aufgefaltet wird, um ein aseptisches Anziehen der Handschuhe zu gewährleisten.



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN ISO 374-1:2016 Type B



EN ISO 374-1:2016 Type C



\* In den Permeationsdatenblättern sowie in den Gebrauchsanweisungen finden Sie weitere Daten zu den Durchbruchzeiten für Chemikalien und Chemotherapeutika.

**Biogel NeoTech 44509**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4450955	Größe 5,5	50/200
4450960	Größe 6	50/200
4450965	Größe 6,5	50/200
4450970	Größe 7	50/200
4450975	Größe 7,5	50/200
4450980	Größe 8	50/200
4450985	Größe 8,5	50/200
4450985	Größe 9	40/160

Polychloropren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ A.

**Biogel NeoTech Indicator® Underglove 44406**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4440655	Größe 5,5	50/200
4440660	Größe 6	50/200
4440665	Größe 6,5	50/200
4440670	Größe 7	50/200
4440675	Größe 7,5	50/200
4440680	Größe 8	50/200
4440685	Größe 8,5	50/200
4440690	Größe 9	40/160

Polychloropren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.

**Biogel PI Tech 44409**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4440955	Größe 5,5	50/200
4440960	Größe 6	50/200
4440965	Größe 6,5	50/200
4440970	Größe 7	50/200
4440975	Größe 7,5	50/200
4440980	Größe 8	50/200
4440985	Größe 8,5	50/200
4440990	Größe 9	40/160

Polyisopren. Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ B.

**Biogel® PI Tech Indicator® Underglove 44416**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4441655	Größe 5,5	50/200
4441660	Größe 6	50/200
4441665	Größe 6,5	50/200
4441670	Größe 7	50/200
4441675	Größe 7,5	50/200
4441680	Größe 8	50/200
4441685	Größe 8,5	50/200
4441690	Größe 9	40/160

Polyisopren. Blauer Allzweck-Innenhandschuh zur Perforationserkennung, PSA Klasse III, Typ B.

**Biogel® PI Micro Tech 44485**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4448555	Größe 5,5	50/200
4448560	Größe 6	50/200
4448565	Größe 6,5	50/200
4448570	Größe 7	50/200
4448575	Größe 7,5	50/200
4448580	Größe 8	50/200
4448585	Größe 8,5	50/200
4448590	Größe 9	40/160

Polyisopren. Besonders dünner Handschuh für gutes Tastempfinden. PSA Klasse III, Typ B.

**Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove 44489**
**NEU**


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4448955	Größe 5,5	50/200
4448960	Größe 6	50/200
4448965	Größe 6,5	50/200
4448970	Größe 7	50/200
4448975	Größe 7,5	50/200
4448980	Größe 8	50/200
4448985	Größe 8,5	50/200
4448990	Größe 9	40/160

Polyisopren. Besonders dünner blauer Innenhandschuh zur Perforationserkennung. PSA Klasse III, Typ B.

**Biogel® Tech 44822**
**NEU**



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4482255	Größe 5,5	50/200
4482260	Größe 6	50/200
4482265	Größe 6,5	50/200
4482270	Größe 7	50/200
4482275	Größe 7,5	50/200
4482280	Größe 8	50/200
4482285	Größe 8,5	50/200
4482290	Größe 9	40/160

Naturkautschuklatex. Strapazierfähiger Allzweckhandschuh, PSA Klasse III, Typ C.





Weil das  
Ergebnis  
zählt



## Wundversorgung



Mölnlycke liefert innovative Produkte für das Wundmanagement, Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP und zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren.

Diese Produkte und Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Unsere Lösungen ermöglichen eine bessere und effizientere Versorgung von Patienten an allen Standorten – vom Krankenhaus bis nach Hause.

In zahlreichen randomisierten Studien wurde klinisch nachgewiesen, dass Verbände mit Safetac® die Schäden an der Wunde und der Haut beim Entfernen minimieren.<sup>45-52</sup> Durch die Versiegelung der Wundränder helfen sie, eine Mazeration zu verhindern.<sup>45,50</sup>

Da die Wunde und die Haut weniger geschädigt werden, sind die Schmerzen beim Verbandwechsel geringer.<sup>45-50,53</sup> Daher wurden in mehreren randomisierten Studien Verbände mit Safetac mit einer schnelleren Heilung<sup>46-48,53</sup> und niedrigeren Gesamtkosten<sup>46,50,53</sup> in Verbindung gebracht.

  
**Mölnlycke®**

Safetac® - Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke Health Care erhältlich ist.



**Mepilex® XT - Schaumverband für alle Arten von Wundexsudat**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
211015	5 x 5	5/40
211110	12,5 x 12,5	5/50
211210	10 x 21	5/45
211310	17,5 x 17,5	5/25
211410	21 x 22	5/20
211500	20 x 50	2/12

Steril - einzeln verpackt

Mepilex XT ist ein abdeckender, weicher, anschmiegsamer Schaumstoffverband, der für leicht bis mäßig exsudierende akute und chronische Wunden in allen Heilungsstadien entwickelt wurde.

**Mepilex® / Mepilex® Heel - Schaumverband ohne Haftrand**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
294015	5 x 5	5/40
294100	10 x 10	5/70
294200	10 x 20	5/45
294300	15 x 15	5/25
294400	20 x 20	5/20
294500	20 x 50	2/12

**Mepilex Heel**

288100	13 x 20	5/25
--------	---------	------

Steril - einzeln verpackt

Mepilex ist ein abdeckender, weicher, sehr anpassungsfähiger Schaumverband zur Versorgung leicht bis mittelstark exsudierender akuter und chronischer Wunden.

**Mepilex® Lite - Dünner Schaumverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
284000	6 x 8,5	5/70
284100	10 x 10	5/50
284300	15 x 15	5/30
284500	20 x 50	4/24

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Lite ist ein abdeckender, dünner, hoch flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht oder leicht exsudierender Wunden und zum Schutz gefährdeter und/oder empfindlicher Haut.

**Mepilex® Transfer - Drainagefähiger Schaumverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
294700	10 x 12	5/50
294800	15 x 20	5/40
294502	20 x 50	4/24

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Transfer ist ein abdeckender, dünner, sehr anpassungsfähiger Schaumverband. Er transferiert Exsudat (wenig bis sehr stark) und hält in Kombination mit einem geeigneten Sekundärverband, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht.

**Mepilex® Border Flex - Flexibler selbsthaftender Schaumverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
595250	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	5/50
595350	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
595050	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	5/50
595411	15 x 15	11 x 11	10/100
595611	15 x 20	11 x 16	10/120
<b>Oval</b>			
583300	13 x 16	9 x 12	5/35
583400	15 x 19	11,2 x 15,2	5/45
583500	7,8 x 10	3,5 x 5,5	5/50

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Flex ist ein abdeckender, absorbierender, äußerst flexibler Schaumverband mit Haftrand zur Versorgung einer Vielzahl von Wunden mit wenig bis starker Exsudation.

**Mepilex® Border Sacrum / Mepilex® Border Heel**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe Wundkissen	Packung/Karton
<b>Mepilex Border Sacrum</b>			
282060	16 x 20	120 cm <sup>2</sup>	5/25
282460	22 x 25	240 cm <sup>2</sup>	5/25
<b>Mepilex Border Heel</b>			
282710	22 x 23	189cm <sup>2</sup>	10/30

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border ist ein abdeckender, selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden.

**Mepilex® Border Flex Lite - Dünner, flexibler Schaumverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
581050	4 x 5	2 x 3	10/70
581100	5 x 12,5	2,5 x 8,5	5/65
581250	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	5/70
581350	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
581500	15 x 15	11 x 11	5/50

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Flex Lite ist ein abdeckender, selbsthaftender, dünner, flexibler Schaumverband zur Versorgung nicht bis mäßig exsudierender Wunden.

**Mextra® Superabsorbent - Superabsorbierender Wundverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
610700	10 x 10	7 x 7	10/50
610710	10 x 15	7 x 12	10/40
610720	10 x 20	7 x 17	10/90
610730	15 x 20	12 x 17	10/40
610740	20 x 25	17 x 22	10/40
610750	20 x 30	17 x 27	10/50
610760	20 x 40	17 x 37	10/50

Steril - einzeln verpackt

Mextra Superabsorbent ist ein abdeckender, superabsorbierender Verband für mäßig bis sehr stark exsudierende Wunden, der Wundexsudat über die Wundkontaktschicht absorbiert und zuverlässig in seinem Kern festhält.

**Mepilex® Border Post-Op - Chirurgischer Komplettverband**




Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Absorption	Packung/Karton
496100	6 x 8	3 x 5	mittel/hoch	10/80
496200	9 x 10	5 x 6	mittel/hoch	10/70
496300	10 x 15	5 x 10	mittel/hoch	10/100
496400	10 x 20	5 x 15	hoch	10/120
496450	10 x 25	5 x 20	hoch	10/60
496600	10 x 30	5 x 25	hoch	10/40
496650	10 x 35	5 x 30	hoch	5/50

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Post-Op ist ein abdeckender, flexibler selbsthaftender Verband für chirurgische Wunden, der Exsudat sehr effektiv absorbiert und zurückhält.

**Exufiber® - gelbildender Faserverband**




Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
709900	5 x 5	10/40
709901	10 x 10	10/80
709903	15 x 15	10/60
709904	20 x 30	5/25
709905	4,5 x 10	10/40
709906	4,5 x 20	10/50
709907	4,5 x 30	10/60
Tamponade		
709908	1 x 45	5/25
709909	2 x 45	5/25

Steril - einzeln verpackt

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock®-Technologie und besteht aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA) für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden.

**Mepilex® Ag / Mepilex® Heel Ag - Antimikrobieller Schaumverband mit Silber**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
287110	10 x 10	5/70
287210	10 x 20	5/45
287310	15 x 15	5/25
287410	20 x 20	5/20
287510	20 x 50	2/12
<b>Mepilex Heel Ag</b>		
388100	13 x 20	5/25
388300	15 x 22	5/30

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Ag ist ein abdeckender Schaumverband mit Silbersulfat für die Versorgung von leicht bis mäßig exsudierenden Wunden.

**Mepilex® Transfer Ag - Drainagefähiger, antimikrobieller Schaumverband mit Silber**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
394000	7,5 x 8,5	10/70
394700	12,5 x 12,5	5/50
394800	15 x 20	10/50
394500	20 x 50	2/12

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Transfer Ag ist ein abdeckender Schaumverband mit Silbersulfat für den Exsudattransfer (wenig bis stark) in einen Sekundärverband.

**Mepilex Border® Ag / Mepilex Border® Sacrum Ag - Selbsthaftender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
395260	7 x 7,5	4 x 4,5	5/70
395360	10 x 12,5	6,5 x 8,5	5/50
395460	15 x 17,5	11 x 13	5/35
395660	17 x 20	12 x 16	5/40
395800	10 x 20	6 x 16	5/35
395700	10 x 25	5 x 20	5/35
395900	10 x 30	5 x 25	5/25
<b>Mepilex Border Sacrum Ag</b>		Größe in cm <sup>2</sup>	
382000	18 x 18	120	5/40
382200	20 x 20	162	5/40
382400	23 x 23	239	5/25

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Border Ag ist ein abdeckender, selbsthaftender, effektiv absorbierender Komplettverband für oberflächliche Wunden, der über eine antimikrobielle Wirkung durch Silbersulfat verfügt.

**Exufiber® Ag+ - antimikrobieller, gelbildender Faserverband**




Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
Kompressen		
603401	5 x 5	10/40
603402	10 x 10	10/60
603403	15 x 15	10/60
603404	4,5 x 10	10/40
603405	4,5 x 20	10/50
603406	4,5 x 30	10/60
603407	20 x 30	5/20
Tamponade		
603400	2 x 45	5/20

Steril - einzeln verpackt

Exufiber Ag+ ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock® Technologie inkl. Silber und besteht aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Der Faserverband ist beidseitig mit Silbersulfat beschichtet. Bei Kontakt mit Exsudat geliert der Faserverband und passt sich sanft ans Wundbett an.

**Mepitel® - Beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter/  
Silikon-Tüll**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
290510	5 x 7,5	10/50
290710	7,5 x 10	10/40
291010	10 x 18	10/70
292005	20 x 30	5/30

Steril - einzeln verpackt

Mepitel ist ein abdeckender Silikon-Tüllverband, der als perforierte Wundkontaktauflage mit und ohne Sekundärverband verwendet werden kann.

**Mepitel® One - Einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter/  
Silikon-Tüll**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
<b>Mit Abziehhilfe</b>		
289170	6 x 7	5/70
289270	9 x 10	5/50
289470	13 x 15	5/50
<b>Weitere Größen ohne Abziehhilfe</b>		
289100	5 x 7,5	10/70
289300	7,5 x 10	10/40
289500	10 x 18	10/70
289700	17 x 25	5/40
289750	27,5 x 50	2/14

Steril - einzeln verpackt

Mepitel One ist ein abdeckender Silikon-Tüllverband, der als perforierte Wundkontaktauflage mit und ohne Sekundärverband verwendet werden kann.

**Mepitel® Film - Hautschützender Folienverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
296170	6 x 7	10/50
296270	10 x 12	10/70
296470	10 x 25	10/50
296670	15 x 20	10/70

Steril - einzeln verpackt

Mepitel Film ist ein abdeckender, sanfter, transparenter, atmungsaktiver und haftender Silikonfolien-Verband.

**Mepore® Film & Pad - abdeckender, transparenter, selbstklebender, saugfähiger Folienverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
275100	4 x 5	1,5 x 2,5	85/340
275200	5 x 7, oval	2,5 x 4	85/340
275300	5 x 7	2,5 x 4	85/340
275400	10 x 9	5 x 4,5	30/180
275500	15 x 9	10 x 4,5	30/240
275600	20 x 9	15 x 4,5	30/240
275700	25 x 9	20 x 4,5	30/150
275800	30 x 9	25 x 4,5	25/125
275900	35 x 9	30 x 4,5	25/100

Steril - einzeln verpackt

Mepore Film & Pad ist ein transparenter, atmungsaktiver und wasserfester Filmverband mit Wundkissen zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden akuten Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

**Mepore® IV - abdeckender, transparenter Kanülenfixierverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
274000	5,5 x 5	100/600
274200	8 x 9	70/210
274400	10 x 11	70/210

Steril - einzeln verpackt

Mepore IV ist ein transparenter, atmungsaktiver, selbstklebender Kanülenfixierverband. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie die sichere Fixierung.

**Tubifast® 2-Way Stretch - elastischer Schlauchverband**



Art.-Nr.	Breite in cm	Umfang in cm Gliedmaße	Packung/Karton
10 m Länge (Produkte auf Rolle)			
2434	3,5 - rot	9 - 18	1/20
2436	5 - grün	14 - 24	1/24
2438	7,5 - blau	24 - 40	1/30
2440	10,75 - gelb	35 - 64	1/12
2444	20 - violett	64 - 130	1/15

Unsteril

Tubifast 2-Way Stretch ist ein elastischer längs- und querdehnbarer Schlauchverband. Er eignet sich für die Abdeckung und Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex XT, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet.

**Mepore® - abdeckender, selbstklebender, absorbierender Wundverband**



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
670800	6 x 7	3 x 4	60/480
670900	10 x 9	6 x 4,5	50/400
671000	15 x 9	10 x 4,5	50/400
671100	20 x 9	15 x 4,5	30/180
671200	25 x 9	20 x 4,5	30/120
671300	30 x 9	25 x 4,5	30/270
671400	35 x 9	30 x 5	30/180
672000	5 x 7	2 x 4	60/480
672100	8 x 10	3,5 x 6	50/400
672200	8 x 15	3,5 x 10	50/400

Steril - einzeln verpackt

Art.-Nr.	Breite in cm	Packung/Karton
5 m Länge (Produkte auf Rolle)		
331900	4	1/24
332000	7	1/18

Unsteril - im Karton

Mepore ist ein selbstklebender Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

**Mefix® - Fixiervlies**



Art.-Nr.	Breite	Packung/Karton
10 bzw. 11 m Länge (Produkte auf Rolle)		
310250	2,5 cm x 10 m	1/40
310500	5 cm x 10 m	1/40
311090	10 cm x 11 m	1/20
311590	15 cm x 11 m	1/22
312000	20 cm x 10 m	1/10
313000	30 cm x 10 m	1/12

Unsteril - im Karton

Selbstklebendes Vlies zur sicheren Fixierung von Verbänden, Schläuchen und Kanülen.

**Granudacyn® - Lösung und Gel zum Reinigen, Befeuchten und Spülen**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Stück/ Karton
<b>Wundspüllösung</b>			
360100	Lösung	250 ml	15
360101	Lösung	500 ml	12
360102	Lösung	1000 ml	6
360105	Lösung	5000 ml	1
360103	Lösung NPWT	500 ml	12
360104	Lösung NPWT	1000 ml	6

**Wundgel**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Stück/ Karton
360107	Gel	50 g	12
360108	Gel	100 g	12
360106	Gel	250 g	15

Die enthaltene hypochlorige Säure (HOCl) sowie die geringe Osmolarität der Lösung sorgen für eine sichere antimikrobielle Konservierung und machen Granudacyn zu einer zuverlässigen Wundspüllösung. Die Vermehrung von gram+ und gram- Bakterien (inkl. MRSA, ORSA, VRSA, VRE), Viren, Hefen und bakteriellen Sporen wird in der Lösung zuverlässig verhindert.

**Granulox® - Topisches Hämoglobin-Spray für die adjuvante Behandlung chronischer Wunden**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Stück/ Karton
<b>Sauerstoff-Therapie</b>			
360001	Spray für ca. 30 Anwendungen	12 ml	6

Granulox versorgt die Wunde mit zusätzlichem Sauerstoff. Dies erfolgt durch das in Granulox enthaltene aufgereinigte Hämoglobin mittels der sogenannten erleichterten Diffusion. Die verbesserte Sauerstoffversorgung des Wundbetts unterstützt die Heilung.

# Avance® Solo / Avance® Solo Adapt

## Einweg-Unterdruck-Wundtherapie ohne Kompromisse

Avance Solo / Avance Solo Adapt ist ein batteriebetriebenes Unterdruck-Wundtherapiesystem zur Einmalverwendung mit einer Lebensdauer von 14 Tagen, das Exsudat von der Wunde zum Verband und in den Kanister transportiert.




### Vorteile

- -125 mmHg kontinuierlicher Unterdruck<sup>43,44</sup>
- CFM-Technologie (Controlled Fluid Management):  
Duales Lumen, 50 ml Kanister, Verband
- Verbände mit Safetac® Technologie
- Modulares System

### Anwendungsgebiete

- Chirurgische sowie akute und chronische Wunden

**Einfach.  
Flexibel. Modular.**



### Bestellinformationen

#### Avance® Solo Adapt

Zur Anwendung bei Dekubitus


Avance® Solo Adapt Starter-Set		
Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
994152	Das Starter-Set beinhaltet je einmal: • Pumpe • 50ml Kanister mit Schlauch und Konnektor • Safetac® Folienverband (20 x 27 cm) • Wundfüller (10 x 8 x 3 cm) • ein Kunststoff-Gürtelclip • 4 AA Lithium-Batterien	1/2
Avance® Solo Adapt Filmverband-Set mit Wundfüller		
Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
994152	Avance® Solo Adapt Filmverband-Set, jeweils 5 Stk.: • Safetac® Filmverband (20 x 27 cm) • Wundfüller (10 x 8 x 3 cm) • Schlauch und Konnektor	5/5
Avance® Solo Adapt Filmverband		
Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
994000	• Avance® Solo Adapt, je 5 Stk. Safetac® Filmverband (20 x 27 cm)	5/10

## Bestellinformationen



## Avance® Solo

## Avance® Solo Starter Set




Das Avance® Solo-Starter-Set beinhaltet je einmal:

- Pumpe
- 50-ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor
- 4 AA-Lithium-Batterien
- Kunststoff-Gürtelclip

Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
8880050	Avance Solo Starter-Set	1/2


## Die Pumpe muss mit dem passenden Wundverband kombiniert werden:



Erhältlich in acht verschiedenen Verbandgrößen, inklusiv Schlauch und Konnektor sowie 6 Fixierstreifen.

Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
881020	Wundverband, Hafrand 10 x 20 cm	2/4
881030	Wundverband, Hafrand 10 x 30 cm	2/4
881035	Wundverband, Hafrand 10 x 35 cm	2/4
881515	Wundverband, Hafrand 15 x 15 cm	2/4
881520	Wundverband, Hafrand 15 x 20 cm	2/4
881530	Wundverband, Hafrand 15 x 30 cm	2/4
882020	Wundverband, Hafrand 20 x 20 cm	2/4
882525	Wundverband, Hafrand 25 x 25 cm	2/4

## Avance® Solo Starter-Set inkl. Verband



Für den Einsatz bei chirurgischen Wunden im OP. Enthält alle Komponenten für die Erstversorgung.

- eine Pumpe
- ein 50-ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor
- ein Kunststoff-Gürtelclip
- 4 AA Lithium-Batterien
- ein Wundverband mit 6 Fixierstreifen, je nach Set, Verband in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
8881020	Starter-Set inklusiv Verband 10 x 20 cm	1/2
8881030	Starter-Set inklusiv Verband 10 x 30 cm	1/2
8881035	Starter-Set inklusiv Verband 10 x 35 cm	1/2

## Zubehör Avance® Solo und Avance® Solo Adapt

## Kanister und Wundfüller



Kanister und Wundfüller (10 x 12 x 1,5 cm) sind im vierer Set erhältlich. Sie sind steril einzeln verpackt. Jeder Kanister ist mit einem integrierten Schlauch und Konnektor versehen.

Art.-Nr.	Artikel-Beschreibung	Packung/Karton
880050	Avance® Solo 50ml-Kanister mit Schlauch und Konnektor	4/8
882000	Avance® Solo Wundfüller	4/8



# Jetzt online kostenlos fortbilden!



**Besuchen Sie unser Fortbildungsportal Mölnlycke Advantage!**

**Wir unterstützen Sie.** Dazu geben wir das Wissen unserer Kund\*innen stets auf neue, besonders dynamische Weise weiter. Die Schulungsplattform Mölnlycke Advantage ist dabei ganz auf Ihre Bedürfnisse als medizinisches Fachpersonal im Bereich Wundversorgung ausgerichtet. Bei dieser webbasierten Lösung stehen therapiebasierte Ansätze, klinische Evidenz und praxisorientierte Erklärungen im Mittelpunkt. So können Sie Ihr Wissen sicher voranbringen und gleichzeitig die besten Ergebnisse für Ihre Patient\*innen erzielen.

**Ihr direkter Zugang zu Online-Seminaren, eLearnings, klinischer Evidenz und weiteren Formaten:**

**MÖLNLYCKE**<sup>®</sup>  
ADVANTAGE | ADVANCING  
HEALTHCARE  
THROUGH  
EDUCATION



**Weitere Informationen finden Sie unter [molnlycke.de/fortbildung](https://www.molnlycke.de/fortbildung)**

# Neues von Mölnlycke®

Erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um die Wundversorgung – einfach und aktuell per E-Mail.

**Scannen Sie den QR Code oder nutzen Sie den direkten Link und registrieren Sie sich für unsere News!**



Registrieren Sie sich für unseren Newsletter Wundversorgung

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn:



## Kundenservice:

Tel.: 0800 / 186 21 81, Fax: 0800 / 186 08 77, E-Mail: [csc.de@molnlycke.com](mailto:csc.de@molnlycke.com)

# Referenzen

1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Daten wurden auf dem 23. Kongress der europäischen Assoziation der Krankenhausmanager im September 2010 in Zürich, Schweiz, vorgestellt (Poster).
2. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36; 724-6.
3. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
4. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks – Requirements and test methods.
5. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
6. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
7. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943
8. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
9. Blomgren G, Hoborn J, Nyström B. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72-B:985-7
10. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
11. Pada S and Perl TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
12. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
13. Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
14. In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison. Study G009-005. Mölnlycke Health Care 2009. Data on file.
15. Collins J. A Clinical Evaluation of Polyisoprene Biogel Orthopaedic Surgical Gloves. Design Validation DP36\_3.6.1, Mölnlycke Health Care 2011.
16. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove to Ensure Performance as Intended. Clinical Investigation Report, Mölnlycke Health Care 2014.
17. Aldiyami, Ehab; Kulkarni, Ashwin; et al. Latex-free gloves Safer for Whom?; The Journal of Arthroplasty; 2010; Vol. 25 No. 1 pp. 27-30.
18. Gottrup F, Müller K, Bergmark S, Nørregaard S. Powder-free, non-sterile gloves assessed in a wound healing centre. Eur J Surg. 2001 Aug;167(8):625-7.
19. Customer Validation of Biogel Value Proposition. Mölnlycke Health Care. January 2020. Data on file.
20. Ke Li, Na Wei, and Shouwei Yue. Effects of Tactile Sensitivity on Structural Variability of Digit Forces during Stable Precision Grip. BioMed Research International, vol. 2016.
21. Wigmore SJ & Rainey JB. Use of coloured undergloves to detect puncture. BJS 1994; 81:1480.
22. MHC Report, Glove puncture detection systems, GMCS-2017-098. Data on file.
23. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File.
24. Asplund Peiro S et al. Quantitative determination of endotoxins on surgical gloves. Journal of Hospital Infection 1990; 16:167-172.
25. Mischke C et al. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7;(3):CD009573
26. Thomas S. et al. Intraoperative glove perforation - single versus double gloving in protection against skin contamination. Postgrad. Med. J. 2001;77 458-460.
27. Tanner J, et al. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.
28. Hübner NO, Goerdts AM, Stanislawski N et al. Bacterial migration through punctured surgical gloves under real surgical conditions. BMC Infect Dis. 2010 Jul 1;10:192.
29. Avery CME, Taylor J. Johnson PA (1999) Doublegloving and a system for identifying glove perforations in maxillofacial trauma surgery. Br J Oral Maxillofacial Surg 37:316-19.
30. REPR0355, Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves. 2008. Data on file.
31. Avery CM, Gallagher P, Birnbaum W. Double gloving and a glove perforation indication system during the dental treatment of HIV positive patients: are they necessary? Br Dent J. 1999 Jan 9;186(1):27-9.
32. Evaluation of Indication Performance of Meditrad and Sempermed NR Double Gloving Combinations versus Biogel NR Indicators. 2018. Data on file.
33. Evaluation of Indication Performance of Biogel Natural Rubber Indicator Systems versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
34. Evaluation of Indication Performance of Biogel Synthetic Double Gloving Combinations versus Competitors' Double Gloving Combinations. 2019. Data on file.
35. Mölnlycke Health Care, Data on file.
36. Collins J. An Open label Evaluation of the Biogel PI ProFit Surgical Glove. CIR\_BioGel\_PI\_ProFit\_Design Validation DP35\_3.6.1, Mölnlycke Health Care. 2012.
37. Carter S, Choong S, Marino A, Sellu D. Can surgical gloves be made thinner without increasing their liability to puncture? Ann R Coll Surg Engl. 1996 May;78(3 (Pt 1)):186-7. Mölnlycke Health Care. 2012.
38. Design Verification report: PD-523866, Design Verification Report PD-509013
39. EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns.
40. ANSI/AAMI PB70:Liquid performance and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities.
41. Mölnlycke Laboratory Test, USA, PD-528943, PD-528942.
42. Eriksson E & Westerdaal J. Life Cycle Assessment of single-use and reusable hospital staff clothing on the Spanish market. Gothenburg, 2 September, 2011. IVL Swedish Environmental Research Institute.
43. Avance Solo CMM-Daten im Archiv (Qu. 10)
44. Avance Solo Adapt CMM-Daten im Archiv (Qu. 2)
45. Van Overschelde, P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016.
46. Silverstein P. et al. An open, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. Journal of Burn Care and Research, 2011.
47. Gee Kee E.L. et al. Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns, 2014.
48. David F. et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipidocolloid wound contact layer (UrgoTul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017.
49. Patton M.L. et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of burn care & research, 2013
50. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018.
51. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
52. Herst P. et al. Prophylactic use of Mepitel Film prevents radiation-induced moist desquamation in an intra-patient randomised controlled clinical trial of 78 breast cancer patients. Radiotherapy and Oncology, 2014.
53. Gotschall C.S. et al. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. Journal of Burn Care & Rehabilitation, 1998.
54. Raeder J et al. Reduced Hypothermia and Improved Patient Thermal Comfort by Perioperative Use of a Disposable Self-Warming Blanket – A randomized Multi-Center Trial. Poster presented at: 67th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology, 2013 Dec 13-17; New York, NY.

# Mölnlycke ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Gesundheitssektor

## Unser Ziel

Unser Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Wir streben danach, medizinischen Fachkräften die bestmöglichen Lösungen für ein optimales Ergebnis an die Hand zu geben.

**14**

**Produktionsstätten**  
in 8 Ländern



**Zentrale**  
Göteborg,  
Schweden

**99%**

**im Besitz von Investor AB**  
der Rest im Besitz  
der Geschäftsleitung

**8.070**

**Mitarbeiter\*innen weltweit**

**1.686 Mio**

**weltweiter Jahresumsatz**  
EUR Währung (2021)

Rufnummer für Bestellungen:

Customer Service Center 0800/186218 0 (-9)

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon +49 (0)211 92088-0, Fax +49 (0)211 92088-170, [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)  
Die Marken Mölnlycke, BARRIER, Drisite, Biogel, ProcedurePak, Mefix, Mepore, Mepilex, Mepitel, Mextra, Exufiber, Safetac, Tubifast, Granudacyn, Granulox, Avance sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEAIMSU20230801  
Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO: <https://www.molnlycke.de/informationen-zu-dieser-seite/datenschutzrichtlinien/>

