

Mit Tubifast[®] wäre das nicht passiert:



Abdrücke, verursacht durch einen einengenden Netzverband.



Verrutscher, zu lockerer Schlauchverband



Starke Kompression durch zu enge Verbandfixierung.

Tubifast[®] hält Verbände sicher in Position, ohne einzuengen oder Kompression zu verursachen.



Bestellinformationen

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	PZN/ Packung	PZN/ Stück	Stück/ Karton
Home Care & Klinik					
10 m Länge					
24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 26 91	---	1
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 16	---	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 39	---	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 27 45	---	1
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 27 68	---	1

Home Care

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	PZN/ Packung	PZN/ Stück	Stück/ Karton
1 m Länge					
24 80	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 277 4	00 14 35 38	12
24 81	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28	12
24 82	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40	12
24 79	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57	12

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle, 1 m-Produkte einzeln verpackt

Erstattungsfähig, Sprechstundenbedarf. Die 1 m-Längen Tubifast sind auch einzeln verordnungs- und abgabefähig.



Größen- und Anwendungsübersicht

Tubifast[®] – Sicher. Komfortabel. Praktisch.

Für eine optimale Verbandfixierung.



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Die Namen Molnlycke und das Logo Tubifast sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2018 Molnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

Tubifast®

WITH 2-WAY STRETCH® TECHNOLOGY

Elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband

Viskose, Elastan und Polyamid

In fünf farbig markierten Breiten erhältlich – für gute Anpassung an alle Gliedmaßen unabhängig von Größe oder Form.

Dehnfähigkeit in beide Richtungen – für volle Bewegungsfreiheit und Komfort des Patienten.



Sicher

- Hält Verbände sicher in Position, ohne Sicherheitsnadeln oder Klebebänder verwenden zu müssen
- Produktbestandteile und Verpackung sind latexfrei

Komfortabel

- Übt keinen Druck aus und engt nicht ein
- Volle Bewegungsfreiheit und Komfort für den Patienten durch Dehnfähigkeit in beide Richtungen

Praktisch

- Schnell und einfach in der Anwendung
- Kann zugeschnitten und gewaschen werden
- In fünf farbig markierten Breiten für gute Anpassung an alle Gliedmaßen

Anwendungen:



Kopf

Gelber Streifen

Brust
Rücken

Violetter Streifen

Arme
Hände

Roter Streifen

Grüner Streifen

Blauer Streifen

Beine
Hüfte
Knöchel
Füße
Zehen

Grüner Streifen

Blauer Streifen

Gelber Streifen

Blauer Streifen

Blauer Streifen

Roter Streifen

Je nach Wundzustand, Exsudatmenge, Lokalisation der Wunde ist Tubifast® die ideale Fixierung für Mepilex®XT, Mepilex® Lite, Mepilex® Transfer, Mepilex® Ag oder Mextra® Superabsorbent.