

Sehr stark
exsudierend

Infiziert**

Infektions-
gefährdet*

Nicht infiziert

EINFACH. MACHEN.[®]

Wundversorgung
mit Mölnlycke

Größe	PZN	Stück/ Karton
-------	-----	------------------

Granudacyn[®]

Wundspülösungen		
50 ml	15 23 26 15	20
250 ml	11 86 51 40	15
500 ml	11 86 51 63	12
1000 ml	11 86 52 00	6

Wundgele		
50 g	11 86 52 69	12
100 g	11 86 52 81	12
250 g	12 60 80 20	15

Größe (cm)	PZN	Stück/ Packung
------------	-----	-------------------

Mepilex[®] Border Flex Lite		
4 x 5	16 22 64 91	10
5 x 12,5	16 22 65 22	5
7,5 x 7,5	16 22 65 16	5
10 x 10	16 22 65 39	5
15 x 15	16 22 65 45	5

Mepilex[®] Border Flex		
7,5 x 7,5	12 59 59 84	10
10 x 10	12 59 60 09	10
12,5 x 12,5	12 59 60 15	10
15 x 15	12 59 60 21	10
15 x 20	12 59 60 38	10
7,8 x 10	14 41 21 43	5
13 x 16	14 41 21 95	5
15 x 19	14 41 22 03	5

Mepilex[®] XT		
5 x 5	11 30 38 38	5
10 x 10	07 05 23 36	5
10 x 20	07 05 23 42	5
15 x 15	07 05 23 59	5
20 x 20	07 05 23 65	5
20 x 50	11 47 94 60	2

Mepilex[®] Heel		
13 x 20	04 79 10 62	5

Größe (cm)	PZN	Stück/ Packung
------------	-----	-------------------

Mepilex[®] Ag		
10 x 10	09 06 26 81	10
10 x 20	02 22 72 39	5
15 x 15	02 22 72 74	5
20 x 20	02 23 09 68	5
20 x 50	01 23 54 61	2

Exufiber[®] Ag+		
Kompressen		
5 x 5	14 02 16 03	10
10 x 10	14 02 16 32	10
15 x 15	14 02 16 49	10
4,5 x 10	14 03 93 59	10
4,5 x 20	14 03 93 65	10
4,5 x 30	14 03 93 71	10
20 x 30	14 02 16 55	5

Tamponade		
2 x 4,5	14 02 15 95	5

Mepitel[®] One		
mit Abziehhilfe		
6 x 7	14 33 30 99	5
9 x 10	14 33 31 07	5
13 x 15	14 33 31 13	5

ohne Abziehhilfe		
5 x 7,5	03 08 97 27	10
7,5 x 10	03 09 00 15	10
10 x 18	09 50 47 59	10
17 x 25	09 50 84 50	5
27,5 x 50	11 02 88 46	2

Mextra[®] Superabsorbent		
12,5 x 12,5	12 51 30 87	10
12,5 x 17,5	12 51 31 01	10
12,5 x 22,5	12 51 31 18	10
17,5 x 22,5	12 51 31 24	10
22,5 x 27,5	12 51 31 53	10
22,5 x 32,5	12 51 31 76	10
22,5 x 42,5	12 51 31 82	10

Größe (cm)	PZN	Stück/ Packung
------------	-----	-------------------

Exufiber[®]		
Kompressen		
5 x 5	14 02 16 61	10
10 x 10	14 02 16 78	10
15 x 15	14 02 16 84	10
4,5 x 30	14 03 93 42	10
4,5 x 10	14 03 93 36	10
4,5 x 20	14 02 16 90	10
20 x 30	14 03 93 13	5

Tamponaden		
1 x 4,5	14 02 17 15	5
2 x 4,5	14 02 17 09	5

Tubifast[®]		
10 m – Rolle		
Rot (3,5cm)	09 93 26 91	1
Grün (5cm)	09 93 27 16	1
Blau (7,5cm)	09 93 27 39	1
Gelb (10,75cm)	09 93 27 45	1
Violett (20cm)	09 93 27 68	1

1 m – einzeln verpackt		
Rot (3,5cm)	09 93 27 74	12
Grün (5cm)	09 93 27 80	12
Blau (7,5cm)	09 93 27 97	12
Gelb (10,75cm)	09 93 28 05	12
Violett (20cm)	09 93 28 11	12


Hotline für Produktfragen: 0211 92088-400

Mölnlycke Health Care GmbH,
Gräfenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf,
Tel. 0211 92088-0, Fax 0211 92088-170

Die Namen Mölnlycke Health Care und das Satelec Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.

© 2022 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten.

 **Mölnlycke[®]**



ZEIT FÜR EINEN
EINFACHEN
VERBANDWECHSEL

Mölnlycke[®] möchte es Ihnen so einfach wie möglich machen, **für jeden Ihrer Patienten die effektivste und wirksamste Wundversorgung zu finden:** Mit nur 10 Produkten sind Sie optimal ausgerüstet für die Behandlung von beinahe jeder Art von Wunde. Setzen Sie deshalb mit uns auf einen echten und vor allem einfachen Verbandwechsel:

Entdecken Sie unsere praktische Auswahl an innovativen, kontinuierlich weiterentwickelten Verbänden und anderen Wundmanagementslösungen.

Überzeugen Sie sich von den qualitativen, therapeutischen und nicht zuletzt ökonomischen Vorteilen der Mölnlycke[®]-Produkte.


Zeit für mehr Einfachheit in der Wundversorgung. Wir freuen uns auf Ihre Muster-Bestellungen.

Und schenken Sie uns Ihr **Vertrauen** – zum Wohle Ihrer Patienten und für ein gutes Gefühl in Ihrem Praxistaam.

Referenzen **1.** Bugnann PH, et al. A silicone coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns, 1998. **2.** Patton P, et al. An open, prospective, randomized pilot investigation evaluating pain with the use of a soft silicone wound contact layer vs. bridal veil and staples on split thickness skin grafts as a primary dressing. Journal of Burn Care and Research, 2013. **3.** David F, et al. A randomised, controlled, non-inferiority trial comparing the performance of a soft silicone-coated wound contact layer (Mepitel One) with a lipiodocollid wound contact layer (Urgotul) in the treatment of acute wounds. International Wound Journal, 2017. **4.** Mölnlycke Health Care. Design Verification Report, Mepitel One, PD-557646. Data on file.

WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

MIT MÖLNLYCKE® TREFFEN SIE IMMER DIE RICHTIGE WAHL:



Wundreinigung und Befeuchtung

Mepilex® Border Flex Lite
Der besondere Aufbau bietet die **optimale Balance von Exsudat-Absorption und Abdampfung für nicht bis mittelstark exsudierende Wunden**. Gut einsetzen auch zum Ende der Wundheilung, wenn nur wenig Exsudat vorhanden ist. Für den Einsatz bei z.B. Dekubitus, Bein- und Fußgeschwüren sowie traumatischen Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgischen Wunden vorgesehen.



All-in-one-Verband für nicht bis mäßig exsudierende Wunden, der so konzipiert ist, dass er sicher haftet und sich einzigartig anpasst.

Mepilex® Border Flex
Der Verband mit 5 Schichten **absorbiert und kanalisiert Exsudat und schließt es sicher ein**. Die Schichten leiten das Exsudat vom Wundbett ab und verhindern einen Rückfluss in die Wunde, sogar unter einem Kompressionsverband.

Mepilex® Border Flex wurde **für eine große Bandbreite von exsudierenden Wunden** entwickelt, z.B. Dekubitus, Bein- und Fußgeschwüre sowie traumatische Wunden (beispielsweise Skin Tears) und chirurgische Wunden.



Der All-in-one-Verband passt sich gut an den Körper an und verfügt über eine einzigartige Haftfähigkeit.

Granudacyn® Wundspülung und -gel
Für **alle Wunden** einschließlich Körperhöhlen, Fisteln und empfindliche Gewebestrukturen.



Mepilex® XT
Absorbierender Schaumverband für **normales und viskoses Exsudat**. Er kann Flüssigkeitsmengen sicher zurückhalten und **nimmt Flüssigkeit schneller auf** als andere Schaumverbände.




Mepilex® Heel Schaumverband
Mepilex® Heel ist ein speziell für Wunden an der Ferse. Dank der **hohen Absorptionskraft** von Mepilex® Heel wird Wundexsudat effektiv aufgenommen, außerdem schmiegt sich der Verband gut an die Ferse an. Probieren Sie Mepilex® Heel auch an anderen Gelenken aus.



Nicht haftende Schaumverbände für alle Wundphasen.

Mepilex® Ag antimikrobieller Schaumverband – mit antimikrobieller Wirksamkeit zur **Senkung der Keimbelastung**.




Tiefe infizierte Wunde?

Exufiber® Ag+ Gelbildender Faserverband mit schneller antimikrobieller Wirkung für **lang anhaltenden Schutz** vor einer Vielzahl von gramnegativen und grampositiven Bakterien.



Effektive antimikrobielle Behandlung, Exufiber® Ag+ kann als Bestandteil des Biofilm-Managements verwendet werden.

Mepitel® One Einseitig beschichteter Silikon-Tüll: sanft zur Haut, haltbar und sicher in der Anwendung – **optimiert den Heilungsprozess**. Kosteneffizient durch 14 Tage lange Tragedauer.¹⁻⁴



Mextra® Superabsorbent Supersorbierender Wundverband mit Flüssigkeitsabweisen-der Deckschicht nimmt Flüssigkeiten schnell auf. Das **hohe Absorptions- und Retentionsvermögen** mindert das Risiko für Mazeration.



Sichere Lösung mit großer Aufnahmekapazität. In Kombination mit Mepitel® One werden Haut und Wunde geschützt.



Tiefe Wunde?



Exufiber®

Gelbildender Faserverband für eine Vielzahl **oberflächlicher und tiefer Wunden**.



Fixierung

Elastischer, längs und quer dehnbare **Schlauchverband**.



Tubifast®