

# Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an latexfreien OP-Handschuhen

Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*
<b>Latexfrei – Polyisopren</b>					
 Biogel PI Indicator System (414**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
 Biogel PI UltraTouch (409**)	strohfarben	stark	glatt	mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Indicator Underglove (416**)	blau	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Micro Indicator System (483**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme
 Biogel PI Micro (485**)	leicht transparent	dünn	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI Micro Indicator Underglove (489**)	blau	dünn	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel PI UltraTouch G (421**)	strohfarben	stark	angeraut/ stumpf	weicher Handschuh mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
<b>Latexfrei – Polychloropren</b>					
DER Handschuh für Chemikalien & Zytostatika***					
 Biogel Skinsense (509**)	leicht gelblich	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
 Biogel Skinsense Indicator Underglove (406**)	blau	dünn	glatt	geeignet für den Umgang mit zytotoxischen und chemischen Wirkstoffen	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar
<b>Akzeleratorenfrei – Polychloropren</b>					
 Biogel NeoDerm (429**)	khaki	dünn	angeraut/ stumpf	geeignet für Fachpersonal mit Empfindlichkeiten gegenüber Chemikalien (z.B. Beschleunigern)	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuramen.  
Wandstärke (Finger): dünn = 0,2–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm  
AQL: 0,65<sup>1</sup>

\* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/ Box -> 160 Paar/ VSK  
\*\* Artikelnummer + Größe | 822 + Größe; 7,5 = Artikelnummer; 882275 |  
\*\*\* siehe Permeations- und Degradations-Tabelle

## 3 gute Gründe für Biogel® OP-Handschuhe

**#1** **Verlässlich**  
100 % puderfreie Produktion

**#2** **Einzigartig**  
Einzige Handschuhmarke mit einem nicht-pyrogenen Portfolio<sup>1,2</sup>

**#3** **Tadellos**  
Prüfung jedes einzelnen Handschuhs

1. MKT004. Why Choose Biogel. 2009. Data on file.  
2. Ellis, K. Medical gloves. Emerging properties and trends. Infection Control Today 2005. <http://www.infectioncontrolday.com/articles/2005/11/medical-gloves.aspx>  
3. Mercurio J. Creating a latex-safe perioperative environment. OR Nurse 2011;5(6): 18–25.  
4. REPR0355. Spectrophotometer Measurement of the Colour Indicator Type Surgical Gloves.  
5. Wigmore SJ & Rainey JB. BJS 1994; 81:1480

Jetzt Muster und weitere Serviceleistungen anfordern unter [www.molnlycke.de/handschuhe](http://www.molnlycke.de/handschuhe)

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Deutschland, T +49 (0) 211 920 880, F +49 (0) 211 920 88 170, [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)  
Molnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz, T +41 44 744 54 00, F +41 44 744 54 11, [www.molnlycke.ch/de-ch/](http://www.molnlycke.ch/de-ch/)  
Molnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich, T +43 1 278 85 42, F +43 1 278 85 42 199, [www.molnlycke.at](http://www.molnlycke.at)  
Molnlycke, Biogel® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © [2017] Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.



Biogel® OP-Handschuhe



Mit Sicherheit ein gutes Gefühl

**Verlässlich**  
100 % puderfreie Produktion

**Einzigartig**  
Einzige Handschuhmarke mit einem nicht-pyrogenen Portfolio<sup>1,2</sup>

**Tadellos**  
Prüfung jedes einzelnen Handschuhs

# Latexfrei? Sie haben die Wahl

Die synthetische Alternative in Biogel® Qualität



„Ich habe eine Latex-Allergie.  
Da mir Sicherheit wichtig ist, benutze  
ich spezielle latexfreie OP-Handschuhe.“

Dr. med. Yasser Abdalla, Facharzt für Neurochirurgie

**70%**

aller latexbedingten Reaktionen  
entfallen auf Fachkräfte  
des Gesundheitswesens<sup>3</sup>

**1 von 50**

Fachkräften im Gesundheits-  
wesen entwickelt eine  
Latex-Allergie – Jahr für Jahr<sup>3</sup>

**1 zu 1**

Viele Nutzer empfinden in  
Bezug auf Tragekomfort und  
Sicherheit keinen Unterschied  
zu Latex-OP-Handschuhen

# Einzigartig doppelwandig

Das Biogel® Indicator System



Doppelte Behandschuhung sorgt dafür,  
dass auch kleinste Risse und Perforationen  
im OP-Handschuh schnell erkannt werden –  
und sich damit das Infektionsrisiko nach-  
weislich reduzieren lässt.

# Dreifach sicher

## Eindeutig

Durch die einzigartige  
Farbtechnologie der Innenhand-  
schuhe werden Perforationen  
und kleinste Schnitte  
bestmöglich sichtbar<sup>4</sup>

## Schnell

Beschädigungen der patentierten  
Handschuhe fallen bereits nach  
kürzester Zeit auf, da sich an der  
Schadstelle sofort eine signifikante  
Verfärbung bildet<sup>4</sup>

## Auffällig

Die Verfärbung dehnt sich  
markant aus und ist auch aus  
der Distanz gut zu erkennen –  
z. B. für OP-Assistenten<sup>4</sup>

**97%** aller Perforationen werden erkannt.<sup>5</sup>  
Bestwert unter den Doppelhandschuhsystemen.<sup>5</sup>

# Sicherheit, die zu Ihnen passt

Das Biogel® Sortiment an Latex-OP-Handschuhen

Name (Artikel-Nr.)	Farbe	Wand- stärke	Oberflächen	Besonderheiten	Mengen- einheiten*	Proteine (extrahierbar)
<b>Latex – Naturkautschuklatex</b>						
Biogel Eclipse Indicator System (607**)				Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation	Box = 50 Paar = 25 Indicator Systeme VSK = 200 Paar = 100 Indicator Systeme	<40 µg/g
Biogel Eclipse (751**)	leicht trans- parent	normal	angeraut/ stumpf	30% weicheres und 15% dünnerer Naturkautschuklatex (im Vergleich zu Biogel Surgeons) mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Stulpe	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<40 µg/g
Biogel Indicator Underglove (732**)	grün	normal	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<40 µg/g
Biogel Surgeons (822**)	strohfarben	stark	glatt		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g
Biogel M (823**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen		Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g
Biogel Super- Sensitive (825**)	strohfarben	dünn	glatt	20% dünnerer Naturkau- tschuklatex im Vergleich zu Biogel Surgeons	Box = 50 Paar VSK = 200 Paar	<20 µg/g

<b>Dental- und Untersuchungshandschuhe</b>						
Biogel Dental Sterile (99990**)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	steriler Dentalhandschuh	Box = 10 Paar VSK = 100 Paar	<20 µg/g
Biogel Dental (5636-5643)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Dentalhandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	<20 µg/g
Biogel Diagnostic (5653-5660)	strohfarben	stark	glatt, strukturierte Fingerkuppen	unsteriler Untersuchungshandschuh	Box = 25 Paar VSK = 150 Paar	<20 µg/g

Alle sterilen Biogel® Handschuhe haben eine vollanatomische Passform. Das komplette Biogel® Sortiment ist frei von Thiuramen.  
Wandstärke (Finger): dünn = 0,21–0,23 mm | normal = 0,24–0,25 mm | stark = 0,27–0,29 mm  
AQL: 0,65<sup>1</sup>

\* bei sterilen Biogel® OP-Handschuhen Gr. 9 => 40 Paar/Box -> 160 Paar/VSK  
\*\* Artikelnummer + Größe [822 + Größe: 7,5 = Artikelnummer: 822275]