

# Optischer Ballon Trokar



Der optische Ballon Trokar ist ein steriles Einweginstrument, das bei einer Vielzahl von minimal-invasiven Eingriffen verwendet werden kann, um einen Zugang für laparoskopische Instrumente zu schaffen. Der Trokar besteht aus einer transparenter Hülse und einem Obturator mit transparenter Dilatationsspitze, die eine direkte Visualisierung der einzelnen Gewebeschichten während des Einführens ermöglicht.

- Ein umfangreiches Sortiment ergonomischer geformter Trokare für einen einfachen Zugang zur Bauchhöhle
- Universaldichtung für Instrumente von 5 bis 12 mm, geeignet und zur Aufrechterhaltung des Pneumoperitoneums
- Abnehmbares Dichtungsgehäuse zur einfacheren Probenentnahme (bezieht sich auf 11 und 12 mm Trokare)
- Dieses Produkt verfügt über einen Ballon und einen Fixierring zur inneren und äußeren Verankerung während der Operation
- Die transparente Dilatationsspitze ermöglicht die direkte Visualisierung der Schichten der Bauchdecke während des Einführens



Optischer Ballon Trokar

## Optischer Ballon Trokar

Art.-Nr.	Ø	Länge	IV / VSK
899330	5 mm	70 mm	5 / 60
899327	5 mm	100 mm	5 / 60
899331	11 mm	100 mm	5 / 60
899328	12 mm	100 mm	5 / 60

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

## Allgemeine Informationen

**Sterilisation:** Ethylenoxid

**Haltbarkeit:** Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

**Verpackung:** Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

**Entsorgung:** Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

**Hersteller:** Unimax Medical Systems Inc.;  
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)