

Abnehmbarer Bergebeutel



Der abnehmbare Bergebeutel ist ein steriles Einweginstrument für schnelles, einfaches, sicheres Greifen und Entnehmen von Resektaten. Der abnehmbare Beutel bietet Komfort, da das Resektat für eine spätere Entnahme in der Bauchhöhle verbleiben kann.

- Erhältlich in verschiedene Größen, um verschiedene Lösungen für die Entnahme und Extraktion von Proben zu bieten
- Selbstöffnendes Beuteldesign ermöglicht schnelle und einfache Probenentnahme
- Optimiertes Metallringdesign ermöglicht ein einfacheres Platzieren. Die große Beutelöffnung sorgt für eine sichere Entnahme der Resektate



Abnehmbarer Bergebeutel

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Beutelgröße	Volumen	IV / VSK
899102	Abnehmbarer Bergebeutel	10 mm	80 x 145 mm	250 - 300 ml	5 / 50
899103	Abnehmbarer Bergebeutel	10 mm	130 x 180 mm	500 - 700 ml	5 / 50
899112	Abnehmbarer Bergebeutel	12 mm	190 x 230 mm	1150 - 1500 ml	5 / 50
899104	Abnehmbarer Bergebeutel	15 mm	190 x 230 mm	1150 - 1500 ml	5 / 50

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Material: DEHP- und Latexfrei.

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com