



Lösungen für Chirurgie und Wundversorgung

Sortimentsübersicht für die Klinik 2018

PRODUKTKATALOG

Inhalt

Mölnlycke® Sich täglich neu beweisen	2	BARRIER® OP-Bekleidung	45	Mölnlycke® Chirurgische Instrumente	75
Chirurgische Lösungen	3	Materialkunde OP-Mäntel	46-47	Trokare	76
Mölnlycke® - eingriffsspezifische OP-Trays	4	OP-Mäntel (EN 13795)		Abnehmbarer Bergebeutel	77
Belegte Effizienzgewinne mit		Primary/Universal	48	Monopolare L-Haken-Elektrode	77
Mölnlycke® OP Trays	5	Ultimate	49	Monopolare Scheren	77
BARRIER® OP-Abdeckungen	6	Classic	50	Veressnadeln	77
Zeichenerklärung Zahlen/Materialien	7	FPP/Urologie/Armschützer	51	Monopolare Instrumentenkabel	77
Materialindex	8	OP-Hauben		Saug-/Spülsystem	77
		Baretthauben	52	Monopolare Instrumente	78
BARRIER® OP-Abdeckungen		Astronautenhauben	53	Mölnlycke® Pulsed Lavage	
BARRIER Flex - dehnbare Klebezonen	9	Schwesternschleier/Schiffchen	54	Pulsed Lavage System	79
Universal Sets	10-11	Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken)		Safetac Wundversorgung	81
Laparoskopie	12	Standard (EN 14683 Typ II)	56	Mepilex	82
Allgemein/Abdominalchirurgie	13-14	Special (EN 14683 Typ II)	57	Mepilex/Mepitel/Exufiber	83
Orthopädie	15-20	Extra Protection (EN 14683 TYP II R)	58	Mextra/Mepore/Mefix/Tubifast	84
Gynäkologie/Geburtshilfe	21-23	Atemschutzmasken (EN 149)	59	Referenzen	85
Urologie	24	Bereichskleidung		Index (Artikel-Nr.)	86 ff.
Herz-/Thoraxchirurgie	25	Basic/Unisoft	60		
Hybrid Cardiovascular Set	25	Thermojacke Basic/Unisoft	61		
Angiographie	26	Reinraumbekleidung	62		
Neurochirurgie	27	Schutzmäntel/Schürzen	63		
HNO/Dental	28	Schutzprodukte	64		
Ophthalmologie	29	Patientenwärmemanagement			
Ergänzungsprodukte		Wärmedecke/BARRIER EasyWarm	65		
Instrumententischbezüge	30	Biogel® Handschuhe	67-68		
Tischabdeckungen	31	Latex OP-Handschuhe	69		
OP-Abdecktücher	32-33	Latexfreie OP-Handschuhe	70-71		
Schlitztücher	34	Untersuchungshandschuhe	72		
Lochtücher	35	HiBi® Desinfektion	73		
OP-Tape/Klett-Schlauchfixierungen	36	Ganzkörperwaschung	74		
Saugertaschen/Beutel	37				
Stockinetten/Beinlinge/					
Armlehnenbezug	38				
Kamerabezüge/Allzwecküberzüge	39				
Inventarabdeckungen	40				
Inzisionsfolien	41				
Allzweckbeutel	42				
Bauchtücher	43				

„Die Anzahl der Eingriffe stieg um 18 % und im gesamten Arbeitsablauf wurden 1060 Stunden eingespart. Daraus ergaben sich Einsparungen von 51.000 Euro.“

Hartmut Freckmann, leitender OP-Pfleger/OP-Koordinator, Deutschland, über die individuell zusammengestellten OP-Trays

Unsere Lösungen

Chirurgische Lösungen

Im OP-Saal geht es vor allem um Sicherheit und Effizienz und wir arbeiten kontinuierlich mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um zu erfahren, wie wir Ihnen dabei helfen können, bessere Ergebnisse zu erzielen. Unsere kundenindividuellen OP-Trays von Mölnlycke® sind ein gutes Beispiel. Sie enthalten die für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einweg-Komponenten, darunter Instrumente, OP-Abdeckungen, OP-Mäntel und Wundauflagen. Es ist eine praktische Lösung, die Abfall reduziert, Zeit spart und Einkäufern mehr Kontrolle über die Kosten gewährt. Dies ist nur ein Beispiel, wie wir dazu beitragen, die Effizienz im OP zu verbessern.

Unser Portfolio

Unser breites Portfolio beinhaltet alles - von chirurgischen Instrumenten bis zu OP-Mänteln. Jede Lösung wurde entwickelt, um die Effizienz zu verbessern und zu einem für das OP-Personal und Patienten optimalen Ergebnis beizutragen.

PROVING IT
EVERY DAY

Sich täglich neu beweisen

Das Gesundheitswesen befindet sich im Wandel. Wir wissen, dass medizinisches Fachpersonal unter dem Druck steht, mehr Patienten zu behandeln – und eine immer bessere Versorgung zu gewährleisten – und das alles bei niedrigeren Kosten. Trotz dieser anspruchsvollen Aufgabe arbeiten Sie immer mit Leidenschaft, professionell und absolut engagiert.

Bei Mölnlycke betrachten wir die Herausforderungen des medizinischen Fachpersonals als unsere eigenen. Und wie Sie möchten wir neue Wege finden, um die Ergebnisse im Gesundheitswesen zu verbessern. Mit Leidenschaft, professionell und absolut engagiert, genau wie Sie. Und das wollen wir jeden Tag erneut beweisen.



Chirurgische Instrumente von Mölnlycke

Unsere führenden Marken

Mölnlycke® OP-Trays - alle für einen chirurgischen Eingriff benötigten Einwegartikel in einer praktischen sterilen Verpackung, um medizinischem Fachpersonal eine wirklich individuelle und umfassende Lösung zu bieten.

Mölnlycke® chirurgische Instrumente - eine breite Auswahl an Instrumenten für den Einmalgebrauch, darunter Trokare für minimalinvasive Eingriffe.

Biogel® OP-Handschuhe - zum Schutz als Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation. Zudem die bevorzugte Wahl bezüglich Passform, Gefühl und Komfort.*

BARRIER® Abdeckungen - eine große Auswahl, die speziell für verschiedene chirurgische Eingriffe entwickelt wurden.

BARRIER® OP-Bekleidung - ein breites Sortiment an Schutzkleidung, die die Sicherheit und den Komfort von medizinischem Fachpersonal und Patienten gewährleistet.

* Archivierte Daten bei Mölnlycke.



40%

Weniger Vorbereitungszeit

Mit allen Komponenten in einem OP-Tray von Mölnlycke kann das OP-Personal die Vorbereitungszeit um bis zu 40 % senken.³

Mölnlycke® eingriffsspezifische OP-Trays

Eingriffsspezifische OP-Trays enthalten sämtliche Einweg-Produkte, die für einen bestimmten Eingriff benötigt werden. Der hohe Individualisierungsgrad sorgt für vielfältige Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung. Mölnlycke OP-Trays beinhalten immer die richtigen Produkte für den jeweiligen Eingriffstyp. Das Komponenten-Sortiment wird dabei selbstverständlich kontinuierlich überarbeitet und erweitert, um den wachsenden Anforderungen im OP gerecht zu werden. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Qualität und der einfachen Handhabung der OP-Trays, wird das Personal von reibungslosen Arbeitsabläufen, insbesondere während der OP-Vorbereitung, profitieren. Dies kann individuell zu erheblichen Effizienzgewinnen führen.

Mit Mölnlycke OP-Trays erhalten mehr Patienten eine noch bessere Pflege
Individuelle OP-Komplettsätze sparen im Allgemeinen Zeit. Aber es können auch Effizienzsteigerungen im gesamten Krankenhaus erreicht werden. Mölnlycke bietet eine Systemlösung, die hochwertige, sichere Produkte, Liefer- und Logistikvorteile und kontinuierliche Beratungen und Anwendungsschulungen miteinander kombiniert. Mölnlycke OP-Trays bieten für jeden Eingriff das richtige Produkt. Die individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse erhöht die Effizienz in vielen verschiedenen Bereichen und so erhalten in Ihrem Krankenhaus mehr Patienten eine noch bessere Pflege.

Eine durch und durch maßgefertigte Lösung
Durch die große Auswahl und hohe Qualität der verfügbaren Komponenten erhalten Sie immer die optimale Setzusammenstellung für eine bestimmte Eingriffsart.

Garantiert höchste Sicherheit
Sämtliche Komponenten sowie das Verpackungssystem selbst entsprechen den strengsten Standards, um die Sicherheit von Patienten und Personal zu gewährleisten.

Expertenrat, Schulung und Betreuung
Das hochqualifizierte Team von Mölnlycke steht Ihnen jederzeit für Schulung und Betreuung sowie mit Studienmaterial zur Verfügung.

Zuverlässige Lieferung und Logistik
Lieferoptionen und Lagerhaltung werden auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt – so stehen Ihnen Ihre OP-Trays immer zur Verfügung, wenn Sie sie benötigen.

Belegte Effizienzgewinne mit Mölnlycke® OP-Trays

Die endgültigen Ergebnisse einer multizentrischen Studie in Europa weisen auf erhebliche Effizienzgewinne durch den Einsatz von Mölnlycke OP-Trays hin.


In einem der Studienhäuser werden 11 verschiedene OP-Trays bei insgesamt 2.785 Operationen jährlich eingesetzt. Die durch die Zeit- und Kostenersparnis sowie Prozessoptimierungen freigewordenen Ressourcen ermöglichten im Vergleich zum Vorjahr 500 zusätzliche Operationen, was einen Anstieg um 18 % bedeutet. In einem anderen Krankenhaus stieg die Anzahl der Operationen um 37,5 %, von 40 auf 55 pro Tag an.

Diese Ergebnisse wurden durch die Kombination aus Zeiteinsparungen, Prozessveränderungen und dem parallelen Arbeiten in zwei OPs durch Mölnlycke OP-Trays möglich.³

Einige der nach der Implementierung von Mölnlycke OP-Trays beobachteten Effekte sind:

- Effizientere Nutzung der OPs
- Kürzere Wechselzeiten
- Abbau von Überstunden
- Stärkerer Fokus auf die Kernaufgaben der perioperativen Pflege

- Qualitätsverbesserungen als Folge von Stressreduzierung und Einhaltung von Pausen
- Senkung der durch Fehler verursachten Kosten



BARRIER® OP-Abdeckungen

Die Produkte und Lösungen innerhalb des BARRIER Sortiments wurden entwickelt, um täglich reibungslose Abläufe in den OP-Sälen gewährleisten zu können. Dank unseres hochwertigen Sortiments an eingriffsspezifischen Produkten können wir Ihnen innovative Lösungen in der optimalen Kombination von Schutz, Funktionalität und Komfort bieten.

Auf der sicheren Seite

Alle BARRIER Produkte wurden entwickelt, um größtmöglichen Schutz für medizinisches Fachpersonal und Patienten sowie eine optimale Infektionskontrolle sicherzustellen. Eine effektive Infektionskontrolle wird durch vollständig undurchlässige Einweg-OP-Abdeckmaterialien gewährleistet.

Absorbierende Materialien und Saugertaschen sorgen für eine gute Flüssigkeitskontrolle und einen trockenen Arbeitsbereich.

Komfortabel für Patient und Anwender


Auf vielen Abdeckungen von Mölnlycke befindet sich zur Haut des Patienten ein Komfortlayer aus angenehmem Vliesstoff-Material. Dieser erhöht sowohl das Wohlbefinden des Patienten als auch die Reißfestigkeit der OP-Abdeckung. Einen weiteren Vorteil stellt die Faltung der Produkte dar, da wir großes Augenmerk auf eine optimale Handhabung und die einfache Applikation unserer OP-Abdeckungen legen.


Spezielles Sortiment für die Orthopädie

Für den orthopädischen Bereich bieten wir ein patentiertes Drei-Zonen-Konzept für exzellentes Flüssigkeitsmanagement und erhöhte Reißfestigkeit an. Sie erkennen die Abdeckungen aus diesem speziellen Material an der Zusatzmarkierung "Drisite® Plus".


Das gewisse Extra

Das BARRIER Produktangebot wird vervollständigt durch bestmöglichen Service, maßgeschneiderte Logistikkösungen sowie durch Unterstützung in Form von Projektberatung und Produkttrainings. Alle BARRIER OP-Abdeckungen sind auch in unseren kundenindividuellen Mölnlycke OP-Trays erhältlich.






Elastische Manschette
Verwendung: Abdeckungen



transparente PE-Folie
Verwendung: Abdeckungen



Inzisionsfolien
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges,
1-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Absorbierendes und
undurchlässiges
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Absorbierendes und
undurchlässiges
3-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen



Undurchlässiges und
2-lagiges Material
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Flüssigkeitsabweisendes Vlies-
stoffmaterial
Verwendung: Abdeckungen
und OP-Mäntel



Hoch flüssigkeitsabweisendes
Vliesstoffmaterial
Verwendung: OP-Mäntel



Absorbierendes und
undurchlässiges
verstärktes Material
Verwendung: Abdeckungen
Undurchlässige Verstärkung:
OP-Mäntel




Hoch absorbierendes
1-lagiges Patch-Material
Verwendung: Abdeckungen



Hoch absorbierendes,
undurchlässiges und
verstärktes Material
Verwendung: Abdeckungen




Schaum-Material
Verwendung: Abdeckungen




Spezial Vliesstoff-Bauchtuch
mit Schlaufe

Universal Set BARRIER Flex 5/10 66010




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdeckung 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

OP-Abdecktücher BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66002	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch	15/30
66003	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm, mit Patch	12/24

OP-Abdecktuch BARRIER Flex selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66001	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, ganzflächig undurchlässig verstärkt, mit Patch	22/132

Produkte, die ebenfalls über BARRIER Flex verfügen

Art.-Nr.	Beschreibung	Seite
694245	Laparoskopie Set	12
61450	Laparoskopie Set Bariatrie	12
694241	Laparoskopie Rektum Set	12
694242	Super Laparoskopie Rektum Set	12
61310	Pädiatrietuch T-Form 200/270 x 320 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	14
61340	Pädiatrietuch 200 x 300 cm, Verstärkung 46 x 71 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	14



Die BARRIER Flex OP-Abdeckung ist geeignet für

- Bariatrische Eingriffe/Bariatrie
- Laparoskopische Eingriffe
- Mamma-Chirurgie
- HNO/plastische Chirurgie

Vorteile beim Einsatz der neuen BARRIER Flex OP-Abdeckungen

- Flexible und optimal anmodellierbare selbstklebende Zone, die eine effektive Abdeckung auch schwieriger Körperregionen ermöglicht
- Der verwendete Kleber sorgt auch bei Kontakt mit großen Flüssigkeitsmengen für eine sichere und dichte Abdeckung
- Leichte Handhabung für eine Person


*Alle hier aufgeführten Materialien sind latexfrei!

Universal Sets - In verschiedenen Ausführungen für Ihre Bedürfnisse im OP

Unser Standard: Qualität


Standard, 4-lagig

Für hohes Flüssigkeitsaufkommen




Basic

3-lagig ohne Patch, für mittleres bis geringes Flüssigkeitsaufkommen




Light

2-lagig für Kleinsteingriffe und geringes Flüssigkeitsaufkommen




Universal Set Light* -/14 **790500**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 140 x 190 cm, 65 x 190 cm absorbierend

* Für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.


Universal Set Basic* 6/12 **698900**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


* Für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.

Universal Set Standard 6/12 **699054**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 90 x 75 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Super Universal Set Basic II* 5/10 **699145**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


* Für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen.

Super Universal Set Standard 5/10 **699140**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Universal Set Standard 5/10 **699540**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 200 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Pädiatrie Universal Set 6/12 **699010**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 148 cm, selbstklebender Rand: 2,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set 5/10 **694245**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
1	Laparoskopie-Abdecktuch mit integrierten Beinlingen 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Set Bariatrie 5/10 **61450**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen sk. 2,5 x 30 cm
1	Kamerabezug 14 x 250 cm mit perforierter Spitze
2	Instrumententaschen sk. 25 x 40 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch 280/230/270 x 335 cm, Ausschnitt sk. 32 x 42 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Laparoskopie Rektum Set 5/10 **694241**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Super Laparoskopie Rektum Set 5/10 **694242**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung sk. 2,5 x 30 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch 300/200 x 270 x 295 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Schlitttuch Set Light -/14 **796000**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlitttuch 200 x 250 cm, Schlitz sk. 20 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm
1	Tischabdecktuch 140 x 190 cm, 65 x 190 cm absorbierend (Einschlagpapier)


Basis Schlitttuch Set 6/12 **60617**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Schlitttuch* sk. 230 x 150 cm, Schlitz 7 x 65 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Laparoskopie Rektum Set 5/10 **694241**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch 250/175/270 x 260 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Super Laparoskopie Rektum Set 5/10 **694242**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung sk. 2,5 x 30 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch 300/200 x 270 x 295 cm, Ausschnitt sk. 25 x 30 cm und Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Basis Schlitttuch Set II 6/12 **60618**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlitttuch* sk. 230 x 150 cm, Schlitz 7 x 65 cm
2	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 200 x 240 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


U-Tuch Set 5/10 **60620**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk., 90 x 75 cm
1	Schlitttuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 240 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Variables Schlitttuch Set (Hals Set) 7/14 **697250**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Schlitttuch (Körper) sk. 175 x 230 cm, Schlitz 20 x 20 cm
1	Schlitttuch (Kopf) sk. 260 x 150 cm, Schlitz 20 x 65 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Struma Set 7/14 **697260**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Strumatuch sk. 200/280 x 350 cm, Ausschnitt 11 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Strumatuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65011	Strumatuch 175/250 x 302 cm, Inzisionsbereich sk. 15 x 15 cm	10/20


Varizen Set 6/12 61400



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	Abdecktuch sk. 240 x 175 cm, 19,5 x 55 cm verstärkt
1	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hand Set 6/12 60305




Stück	Beschreibung
1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Hand Set 5/10 60306




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 90 cm absorbierend

Laparotomie Set 7/14 697100




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Laparotomie-Abdecktuch 200 x 315 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Set für Kleinsteingriffe 9/18 697600




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Lochtuch 200 x 240 cm Ausschnitt sk. 12 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Hand Abdecktuch



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung	IV/VSK
60310	1	Handabdecktuch 150/370 x 280 cm, elastische Manschette 3,5 cm	7/14


Hand-/Fußtücher*




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60308	Hand-/Fußabdecktuch 150 x 180 cm, elastische Manschette 3,5 cm	13/52
60309	Hand-/Fußabdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 3,5 cm	11/22

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Pädiatrietücher



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61310	Pädiatrietuch T-Form, 200/270 x 320 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	8/16




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61340	Pädiatrietuch 200 x 300 cm, Verstärkung 46 x 71 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	11/22

Laparotomietücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61330	Laparotomietuch T-Form 200/270 x 320 cm, Inzisionsbereich 23 x 36 cm	10/20



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
825000	Laparotomietuch 200 x 315 cm, Ausschnitt sk. 11 x 22 cm, mit Patch 50 x 70 cm	12/24


Hand/Fuß Set 7/14 60303



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
1	Hand-/Fußabdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Fuß Set Bilateral 7/14 60300



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Fußabdecktuch bilateral* 200 x 300 cm, 2 elastische Manschetten 3,5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Extremitäten Set Light -/12 **798500**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 140 x 190 cm, 65 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch 200 x 300 cm, Ausschnitt 7 cm
1	Tischabdecktuch 140 x 190 cm, 65 x 190 cm absorbierend, eingeschlagen


Extremitäten Set 4/4 **60206**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Extremitäten-Abdecktuch* 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set 5/10 **60208**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Abdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitäten Set mit Stockinette 5/10 **60209**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Extremitäten-Abdecktuch* 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentücher*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60210	Extremitäten-Abdecktuch 250 x 315 cm	9/18
60211	Extremitäten-Abdecktuch 200 x 300 cm, elastische Manschette 7 cm	11/22
60212	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm, eingeschlagen	10/20
60213	Extremitäten-Abdecktuch 230 x 315 cm, elastische Manschette 7 cm	10/20

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Extremitätentuch T-Form



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60214	Extremitäten-Abdecktuch* T-Form 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm	7/14


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopie Set 4/8 **60102**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Knie-Arthroskopie-Abdecktuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 cm und 5 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Knie Set Bilateral 7/14 **60301**



Stück	Beschreibung
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Knie-Abdecktuch* bilateral 200 x 300 cm, 2 elastische Manschetten 7 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch mit Beutel*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60105	Knie-Arthroskopietuch mit Beutel 260/300 x 320 cm, 2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, eingeschlagen	5/10


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Knie-Arthroskopietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60104	Knie-Arthroskopietuch 230 x 320 cm, elastische Manschetten 7 und 5 cm	5/10


Schulter Arthroskopie Set 4/8 60001



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schulter-Abdecktuch* sk. 240 x 170 cm, Schlitz 15 x 45 cm
1	Schlitztuch* 230 x 295 cm, Schlitz 10 x 70 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Schulter Set mit Beutel 4/8 60002



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schlitztuch* sk. 230 x 295 cm, Schlitz 10 x 70 cm
1	Schulter-Abdecktuch 240 x 170 cm mit Saugertasche, Schlitz 15 x 45 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Beach Chair Schulter Set 4/8 60003




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt, 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Stockinette 22 x 75 cm
1	Schulter-Abdecktuch Beach Chair 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm
1	Schlitztuch (Plastik) 150 x 193 cm, Schlitz 15 x 61 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Beach Chair Schultertuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60004	Beach Chair Schultertuch 400 x 240 cm, elastische Manschette 10 x 10 cm, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	6/12


Hüft Set 4/8 60603



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 90 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set 4/8 60604



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set mit Stockinette 4/8 60608



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set mit Stockinette 4/8 60609



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm,
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 200 x 260 cm, Schlitz 7 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set 4/8 60611



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 230 x 330 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.


Hüft Set 4/8 60616



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm
1	Stockinette 32 x 120 cm
1	Schlitztuch* sk. 250 x 290 cm, Schlitz 20 x 102 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Hüft Set All-in-One 3/6 60602




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tapes 9 x 49 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Stockinette 32 x 120 cm
2	Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Hüft-Abdecktuch 230/300 x 330 cm, elastische Manschette 18 x 22 cm
1	Sauger/Diathermiebeutel 38 x 33 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltuch Set 6/12 903016




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 40 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltuch Set 4/8 903026




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Vertikal-Abdecktuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 25 x 86 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm verstärkt, 75 x 190 cm absorbierend

Vertikaltücher




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
826010	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 25 x 86 cm	7/14
826020	Vertikaltuch 330 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 40 cm	10/20
80000527	Vertikaltuch II 320 x 240 cm, Inzisionsbereich 30 x 60 cm	10/20

Gynäkologie/Zystoskopie Set 11/22 696110




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie/Zystoskopie Set 10/20 902496




Stück	Beschreibung
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Lithotomie Set 6/12 61010




Stück	Beschreibung
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lithotomie-Abdecktuch 75/150 x 170 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Lithotomietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
61000	Lithotomietuch T-Form 75/150 x 170 cm, Ausschnitt sk. 9 x 11 cm	20/40

Gynäkologie Set 7/14 696810



Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm, 3-lagig
1	Gynäkologie-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 220 cm, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm rechts und links
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Gynäkologie Set 7/14 888113



Art.-Nr.	Stück	Beschreibung
888521	1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
	2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
	1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
	1	Gynäkologie-Abdecktuch* 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
	1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen 200/270 x 215 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	


*Auch einzeln steril erhältlich, siehe Seite 22.

Gynäkologie Set mit Beutel 7/14 888112




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung sk. 9 x 18 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm mit Saugertasche, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
1	OP-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/270 x 215 cm, Ausschnitt 13 x 24 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie Set All-in-One 5/10 925984




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
1	Gynäkologie-Abdecktuch 200/270 x 280 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Urologie/Gynäkologie Set 5/10 **905020**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Gesäftuch 75 x 100 cm
1	Urologie/Gynäkologie-Abdecktuch 200/355 x 295 cm, Ausschnitt sk. 17/8 x 28 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie/Laparoskopie Set 5/10 **903020**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
2	OP-Tape 9 x 49 cm
1	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm
1	Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 200/260 x 330 cm, Ausschnitt sk. 25 x 20 cm und Ausschnitt 6 x 15 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Pfannenstiel Set 6/12 **694500**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Pfannenstiel-Abdecktuch 200/250 x 335 cm, Ausschnitt sk. 30 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Gynäkologie/Laparoskopie Set 7/14 **696600**



Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Laparoskopie-Abdecktuch mit Beinlingen, 250/270 x 270 cm, dreieckiger Ausschnitt sk. 26 x 20 cm und Ausschnitt 7,5 x 13 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend


Gynäkologie Abdecktuch 40/80 **888521**



Stück	Beschreibung
1	Gynäkologie-Abdecktuch 60 x 116 cm, Ausschnitt sk. 8 x 11 cm


Auch in Kombination mit Laparoskopie Rektum Set und Super Laparoskopie Rektum Set verwendbar.

Sectio Set mit integrierten Beinlingen 4/8 **694145**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche und integrierten Beinlingen 250/175 cm/270 x 275 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Sectio Set für Flachlage All-in-One 4/8 **694135**




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
4	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Babytuch 90 x 120 cm
1	Sectio-Abdecktuch mit Saugertasche 175/250 x 305 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm, Ausschnitt 18 x 16 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Entbindungs-Set 4/16 **695000**




Stück	Beschreibung
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
1	Gesäftuch 85 x 120 cm, mit Flüssigkeitsauffangbeutel
1	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm (2 Stück)
1	Babytuch 100 x 100 cm
1	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm, 2-lagig
1	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, mit Patch
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Babytuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541251	Babytuch 77 x 77 cm, Viskose und PE, mit Acryl verklebt	18/108

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 888222




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 888224




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Beutel, Sieb und Ablaufschlauch, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Sieb 7/14 888225




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 180 cm mit Sieb, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit integriertem Beutel 6/12 888226




Stück	Beschreibung
1	Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm
1	Schlauchfixierung 9 x 18 cm
1	TUR-Abdecktuch 175/270 x 240 cm mit Beutel, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 5 cm, Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Zystoskopie Set 15/30 80974401




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm
1	Lochtuch 75 x 175 cm, Ausschnitt 9 x 15 cm
1	Einschlagpapier 90 x 90 cm

TUR Set 10/20 696310




Stück	Beschreibung
1	OP-Tape 9 x 49 cm
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	TUR-Abdecktuch 75 x 175 cm, Ausschnitt sk. 8 cm und Ausschnitt 6 cm Fingerling zur Palpation
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

TUR Set mit Sieb 7/14 65800




Stück	Beschreibung
2	Lithotomie Beinlinge 75 x 120 cm
1	TUR-Abdecktuch mit Sieb 100/152 x 220 cm, Ausschnitt 9 x 18 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Nephroskopietch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65810	Nephroskopietch 175 x 300 cm mit Saugertasche, eingeschlagen, Inzisionsbereich mit Ausschnitt 5 cm	7/14

Cardiovascular Set 3/6 694640




Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
6	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend
1	Defibrillatorbeutel 33 x 38 cm
2	Klett-Schlauchfixierungen 2,5 x 30 cm
3	OP-Tapes 9 x 49 cm
2	Fußlinge grün, 36 x 28 cm
2	Fußlinge transparent, 36 x 28 cm
2	OP-Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm
1	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 240 cm, 75 x 240 cm absorbierend

Schlitztuch mit Perinealabdeckung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824700	Schlitztuch 200 x 260 cm mit integrierter Perinealabdeckung, Schlitz sk. 20 x 102 cm	13/26

Thoraxtuch




Art.Nr.	Beschreibung	IV/VSK
824600	Thoraxtuch 200/300 x 330 cm, Inzisionsbereich 32 x 40 cm	6/12

Hybrid Cardiovascular Set 5/10 61800




Stück	Beschreibung
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 absorbierend
2	Abdecktücher sk. 75 x 75 cm, 3-lagig
1	Hybrid Cardiovasculartuch 240/300 x 450 cm, Inzisionsbereiche 60 x 40 cm und 15 x 27 cm [2]

Angiographie Set 6/12 **65213**




Stück	Beschreibung
1	Angiographietuch 240 x 320 cm, Verstärkung 90 x 110 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Angiographie Set 5/10 **698220**




Stück	Beschreibung
1	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm
1	Abdecktuch sk. 50 x 50 cm
1	Allzwecküberzug 140 cm Durchmesser
1	Absorptionsunterlage 34 x 50 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Angiographietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65211	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 90 x 220 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm	7/14

Angiographietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
65212	Angiographietuch 115 x 150 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 6 cm	21/42

Angiographietuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828300	Angiographietuch 240 x 370 cm, Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm	9/18

Neurochirurgie Set 5/10 **888142**



Stück	Beschreibung
1	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend
2	Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm
1	OP-Tape 9 x 49 cm
4	Abdecktücher sk. 50 x 50 cm
1	Neurochirurgie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm
1	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend

Neurochirurgietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888342	Neurochirurgie-Abdecktuch 230 x 300 cm, mit Saugertasche, Verstärkung 90 x 135 cm und 60 x 54 cm Inzisionsbereich 30 x 20 cm	7/14

Neurochirurgietuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
888442	Neurochirurgie-Abdecktuch 280 x 295 cm, mit Saugertasche, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	9/18

HNO/Dental Set 22/44 306480




- | Stück | Beschreibung |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Dentaltuch 100 x 150 cm, Ausschnitt 13 x 9,5 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 24,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 75 x 100 cm |

Dental Set 14/28 694000




- | Stück | Beschreibung |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Dentaltuch 150 x 150 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm |
| 2 | Schlauch-/Kameraüberzüge inkl. Klebetape 8 x 120 cm |
| 2 | Abdecktücher 45 x 75 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 24,5 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 75 x 100 cm |

Ophthalmologie Set 16/32 903286




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Zellstoff-Tuch 18 x 25 cm |
| 1 | Inzisionsfolie 10 x 12 cm |
| 1 | Ophthalmologie-Abdecktuch 150 x 180 cm, mit Saugertaschen, Ausschnitt 5 x 7 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend |

Ophthalmologie Set mit Inzisionsfolie -/20 84511451




- | Stück | Beschreibung |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Drainagedocht 0,3 x 20 cm |
| 1 | Ophthalmologie-Abdecktuch 155 x 146 cm, Inzisionsbereich 9,5 x 8 cm, Ausschnitt 5 x 3 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 170 cm, 75 x 170 cm absorbierend |

HNO Set 7/14 65000




- | Stück | Beschreibung |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 75 x 90 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm |
| 1 | Schlitztuch* sk. 150 x 260 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm verstärkt |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

HNO Schlitztuch Set 7/14 697000




- | Stück | Beschreibung |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 4 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 2 | OP-Tapes 9 x 49 cm |
| 1 | Abdecktuch sk. 75 x 75 cm |
| 1 | OP-Abdecktuch 150 x 175 cm |
| 1 | Schlitztuch sk. 150 x 125 cm, Schlitz 7 x 45 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Ophthalmologie Set -/20 84511461



- | Stück | Beschreibung |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Drainagedocht 0,3 x 20 cm |
| 1 | Ophthalmologie-Abdecktuch 155 x 146 cm, Inzisionsbereich 9,5 x 8 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 170 cm, 75 x 170 cm absorbierend |


Ophthalmologietuch



- | Art.-Nr. | Beschreibung | IV/VSK |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 824400 | Ophthalmologietuch 150 x 165 cm, Ausschnitt 8 cm, separate Inzisionsfolie 15 x 20 cm mit Saugertaschen | 16/32 |


*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

HNO Lochtuch Set 8/16 697640




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Lochtuch sk. 200 x 240 cm, Ausschnitt 7 cm |
| 2 | Zellstoff-Tücher 18 x 25 cm |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

Kopf Set 6/12 696940




- | Stück | Beschreibung |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Kopf-Abdecktuch 125/175 x 150 cm, Schlitz 75 cm, Turban 100 x 106 cm, Schlitz 33 cm (plus 1 OP-Tape 9 x 49 cm) |
| 1 | OP-Tape 9 x 49 cm |
| 1 | Abdecktuch sk. 175 x 175 cm, mit Patch |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend |

HNO Set 6/12 1218




- | Stück | Beschreibung |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend |
| 1 | Kopf-Abdecktuch 150 x 94 cm, Turban 128 x 79 cm |
| 1 | Schlitztuch sk. 200 x 290 cm, Ausschnitt 7 x 65 cm verstärkt |
| 1 | Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend |

Instrumententischbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610601	Instrumententischbezug 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	25/75

Instrumententischbezug verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610900	Instrumententischbezug verstärkt 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorbierend	20/60

Tischabdecktuch Light




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
799010	Tischabdecktuch 140 x 190 cm, 65 x 190 cm absorbierend	-/80

Tischabdecktuch Standard




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80100	Tischabdecktuch 100 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	40/80
80150	Tischabdecktuch 150 x 150 cm, 75 x 150 cm absorbierend	30/60
80170	Tischabdecktuch 150 x 160 cm, 75 x 160 cm absorbierend	27/54
80190	Tischabdecktuch 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	22/44
80210	Tischabdecktuch 150 x 210 cm, 75 x 210 cm absorbierend	21/42

Tischabdecktuch verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
85190	Tischabdecktuch verstärkt 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorbierend	15/30

OP-Abdecktücher, 2-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
800330	OP-Abdecktuch 37,5 x 45 cm	180/720
800430	OP-Abdecktuch 45 x 75 cm	112/448
800530	OP-Abdecktuch 75 x 90 cm	38/228

OP-Abdecktuch, 2-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80649015	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	19/114

OP-Abdecktücher, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777900	OP-Abdecktuch 90 x 150 cm	30/60
778000	OP-Abdecktuch 150 x 175 cm	18/36
778100	OP-Abdecktuch 150 x 240 cm	14/28

OP-Abdecktücher Light selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
792200	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	-/60
792300	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	-/46

OP-Abdecktuch Light selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
792100	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	-/200

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
777400	OP-Abdecktuch sk. 175x 150 cm	15/30
777600	OP-Abdecktuch sk. 240 x 150 cm	12/24
778200	OP-Abdecktuch sk. 300 x 175 cm	8/16
920496	OP-Abdecktuch sk. 175 x 175 cm	13/26

OP-Abdecktuch selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
66540	OP-Abdecktuch sk. 260 x 175 cm, mit durchgehendem Kleberand	12/24

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706300	OP-Abdecktuch sk. 75 x 50 cm	50/300
706400	OP-Abdecktuch sk. 50 x 50 cm	65/390
706500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm	35/210
706700	OP-Abdecktuch sk. 75 x 100 cm	28/168
706900	OP-Abdecktuch sk. 100 x 100 cm	43/86
707500	OP-Abdecktuch sk. 75 x 75 cm, Doppelpack	36/216
906677	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm	32/192

OP-Abdecktücher selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706800	OP-Abdecktuch sk. 90 x 75 cm, mit Patch	42/84
66520	OP-Abdecktuch sk. 120 x 100 cm, mit Patch	22/44

Gesäßtuch



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
828900	Gesäßtuch 75 x 100 cm, Unterlegtuch mit steriler Schutzkante, eignet sich z. B. für alle Eingriffe in Steinschnittlage	40 /80


Gesäßtuch mit Auffangbeutel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
229	Gesäßtuch mit Auffangbeutel 85 x 120 cm	18/36


Perineal Set

20/120 **706200**




Stück	Beschreibung
1	Perineal-Abdecktuch 75 x 120 cm, Ausschnitt 8 x 12 cm
1	Tischabdecktuch 75 x 90 cm

absorbierendes Pad selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706100	absorbierendes Pad sk. 55 x 70 cm	25/50

Perineal-Abdeckung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
903153	Perinealabdeckung 15 x 40 cm	50/100

Extremitäten-Vorbereitungstuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80006214	Extremitäten-Vorbereitungstuch 120 x 150 cm, Schlitz 10 x 36 cm	15/90

Schlitztuch selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
2750	Schlitztuch 152 x 193 cm PE-Folie, Schlitz sk. 15 x 61 cm	20/40

Schlitztuch Light selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
791000	Schlitztuch 200 x 250 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm	-/32

Schlitztuch selbstklebend



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
778900	Schlitztuch 150 x 125 cm, Schlitz sk. 7 x 45 cm	15/60


Schlitztücher selbstklebend*




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60502	Schlitztuch (abgebildet) 200 x 150 cm, Schlitz sk. 7 x 65 cm, mit Patch 70 x 100 cm	10/40
60503	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	14/28
60504	Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	14/28
60506	Schlitztuch 200 x 290 cm, Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	12/24

*Aus besonders reißfestem, hochabsorbierendem Drisite® Plus Material.

Lochtücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708840	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval	16/96
708850	Lochtuch 150 x 180 cm, Ausschnitt sk. 5 x 15 cm oval	20/40
708860	Lochtuch 200 x 240 cm, Ausschnitt sk. 12 cm rund	17/34
904622	Lochtuch 45 x 75 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	72/288
904624	Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 7 cm rund	48/192
906542	Lochtuch 75 x 90 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	50/200
906693	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval	100/400




706610	Lochtuch 100 x 125 cm, Ausschnittgröße 11 cm sk., 45 cm vom oberen Rand	20/120
708870	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 15 cm sk., 114 cm vom oberen Rand	12/24
708880	Lochtuch 200 x 280 cm, Ausschnittgröße 14 x 14 cm sk., 124 cm vom oberen Rand	14/28
935569	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnittgröße 5 x 7 cm, sk., oval, 65 cm vom oberen Rand	18/108

Lochtücher selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706620	Lochtuch sk. variabel 50 x 75 cm	40/240
706630	Lochtuch sk. variabel 75 x 100 cm	30/180

Epiduraltuch selbstklebend, 3-lagig




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906540	Epiduraltuch 60 x 75 cm, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	50/300

Fenstertuch mit Inzisionsfolie selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1272	Fenstertuch 104 x 114 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 8 x 19 cm, eingeschlagen	12/72

Lochtuch




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
906544	Lochtuch 50 x 60 cm, Ausschnitt 6 x 8 cm oval	100/400

Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84521200	Lochtuch 120 x 150 cm, Ausschnitt sk. Inzisionsfolie 7,5 cm, eingeschlagen	22/44

OP-Tape



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
381035	OP-Tape 9 x 49 cm	100/400
381045	OP-Tape 9 x 49 cm, Doppelpack	120/480


Klett-Schlauchfixierungen



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
708131	Klett-Schlauchfixierung 2,5 x 30 cm	50/200
80006076	Klett-Schlauchfixierung 5 x 15 cm	50/200

Luxationsbeutel


NEU



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541230	Luxationsbeutel 75 x 120 cm eingeschlagen	14/84


lt. CH selbstklebend?

Saugertasche transparent selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706035	Saugertasche sk. 40 x 35 cm 1 Kammer	30/120

Saugertasche transparent




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
707035	Saugertasche 40 x 35 cm 2 Kammern	30/120

Bohrschlauch-Halterung




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80003113	Bohrschlauch-Halterung 90 x 96 cm absorbierend	-/40

Instrumententasche transparent, 3 Kammern




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705860	Instrumententasche sk. 30 x 50 cm 3 Kammern	25/50

Stockinetten




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
611105	Stockinette kurz 22 x 75 cm	22/132
611205	Stockinette lang 32 x 120 cm	20/40

Stockinetten




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
272	Stockinette klein 18 x 86 cm, mit Baumwollstrumpf	8/48
273	Stockinette mittel 23 x 107 cm, mit Baumwollstrumpf	8/48
269	Stockinette kurz 23 x 71 cm, mit Baumwollstrumpf	10/60
274	Stockinette groß 31 x 122 cm, mit Baumwollstrumpf (vormals 86530880)	7/42

Lithotomie-Beinlinge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
610930	Lithotomie-Beinlinge 75 x 120 cm zweilagiges Laminat, Doppelpack	30/60

transparente Füßlinge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
691005	Füßlinge 36 x 28 cm, für eine verbesserte Kontrolle der Blutzirkulation, Doppelpack	130/260

Armlehnenbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
80002120	Armlehnenbezug 35 x 73 cm, Doppelpack	30/180

Schlauch-/Kameraüberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705740	Überzug 8 x 120 cm, flache Spitze	30/120
705750	Überzug 14 x 250 cm, flache Spitze	20/80

Kamerabezüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705820	Kamerabezug 14 x 250 cm, perforierte Spitze	20/80
705830	Kamerabezug 18 x 250 cm, elastische Spitze	20/80

Kamerabezug/Schlauch-/Kameraüberzug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
84541211	Überzug 14 x 254 cm, mit Einführhilfe	40/80

Allzwecküberzüge




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705844	Allzwecküberzug quadratisch 75 x 75 cm	8/32
705845	Allzwecküberzug rechteckig 90 x 75 cm	8/32

Allzwecküberzüge/Bildverstärkerhauben




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705840	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube Durchmesser 150 cm	12/24
705841	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube Durchmesser 75 cm	8/32
903740	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube Durchmesser 90 cm	28/168

Röntgenkassettenbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705856	Röntgenkassettenbezug 60 x 60 cm	35/70

C-Bogen-Bezug Bildwandler




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705850	C-Bogen-Bezug Bildwandler halbseitige Abdeckung 117 x 183 cm	20 /40
705852	C-Bogen-Bezug Bildwandler Komplettbezug 152 x 265 cm	12/24

Mikroskop-Bezug Zeiss MD




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705960	Mikroskop-Bezug Objektiv 65 mm 117 x 305 cm	10/20

Mikroskop-Bezug Zeiss OPMI



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705975	Mikroskop-Bezug Objektiv 48 mm schmal 50/117 x 165 cm	12/24

Ultraschallkopfbezug




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
706000	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm schmale Spitze	30/120
706004	Ultraschallkopfbezug 13 x 236 cm breite Spitze	30/120

Lampengriffüberzug Universal




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
705827	Lampengriffüberzug Universal, geeignet für alle handelsüblichen Lampengriffe Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm	40/80

Inzisionsfolien




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
801014	Inzisionsfolie 10 x 14 (10 x 8) cm	45/180
801526	Inzisionsfolie 15 x 26 (15 x 20) cm	30/120
803026	Inzisionsfolie 30 x 26 (30 x 20) cm	25/100
804040	Inzisionsfolie 40 x 40 (40 x 34) cm	20/80
804526	Inzisionsfolie 45 x 26 (45 x 20) cm	20/80
804555	Inzisionsfolie 45 x 55 (45 x 49) cm	15/60
805680	Inzisionsfolie 56 x 80 (56 x 74) cm	10/40

Schulter-Saugertasche selbstklebend




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5217	Schulter-Saugertasche sk. 81 x 86 cm, Schlitz 15 x 52 cm	11/22

Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832000	Sectio-Flüssigkeitsauffangbeutel 100 x 80 cm, Inzisionsbereich 38 x 32 cm	11/22

Knie-Arthroskopiebeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
69200	Knie-Arthroskopiebeutel 60 x 120 cm, Manschette 7 cm und 5 cm elastisch, eingeschlagen	12/24

Allzweckbeutel mit Sieb/Saugertasche



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831200	Allzweckbeutel 50 x 50 cm	12/24
5218	Saugertasche 51 x 59 cm	12/72


Spezial Vliesstoff-Bauchtücher weiß*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187812	Vliesstoff-Bauchtuch spezial, weiß, steril, 2 Stück 40 x 40 cm	24/144
187912	Vliesstoff-Bauchtuch spezial, weiß, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96

*Mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130g.

Spezial Vliesstoff-Bauchtücher grün*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
187832	Vliesstoff-Bauchtuch spezial, grün, steril, 2 Stück 40 x 40 cm	24/144
187835	Vliesstoff-Bauchtuch spezial, grün, steril, 5 Stück 40 x 40 cm	25/150
187932	Vliesstoff-Bauchtuch spezial, grün, steril, 2 Stück 40 x 60 cm	16/96

*Mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130g.



BARRIER® OP-Bekleidung

Das Sortiment von BARRIER OP-Bekleidung umfasst verschiedenste Produkte, die dem Schutz vor bakterieller Kontamination des OP-Personals und der OP-Wunde dienen.

BARRIER OP-Mäntel bieten unterschiedliche Schutzstufen, um sowohl kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen als auch lange Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen abzudecken. Die OP-Mäntel der Leistungsstufe Hoch sind im kritischen Ärmel- und Frontbereich mit einer Polyethylenfolie verstärkt oder sogar ganzflächig undurchlässig, um den Schutz vor Kontaminationen für das OP-Personal und der OP-Wunde zu erhöhen.

Ein Großteil der BARRIER OP-Mäntel bieten bei längeren Eingriffen ein hohes Komfortlevel dank des atmungsaktiven und weichen Materials.

BARRIER OP-Hauben bieten ebenfalls hohen Komfort und schützen das OP-Gebiet vor herabfallenden Partikeln.⁶

BARRIER Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohe Filtereigenschaften und teilweise einen Spritzschutz.⁷


Unsere Bereichskleidung wurde entwickelt, um gleichzeitig Schutz und Sicherheit für den Patienten als auch Komfort für das OP-Team zu gewährleisten. Das umfangreiche Sortiment an Einwegbereichskleidung und Thermojacken bieten Frische und Sicherheit jeden Tag. Einwegbereichskleidung trägt weiterhin zur Infektionskontrolle im Krankenhaus bei.⁴

Die Reinraumbekleidung sorgt für eine effektive Infektionskontrolle⁵, z.B. in Bereichen wie der Orthopädie, wo diese besonders benötigt wird und reduziert das Risiko einer bakteriellen Kontamination über die Luft durch Freisetzung von Hautpartikeln des Personals in die Umgebung.

Mölnlycke bietet noch weitere Ergänzungsprodukte für die Sicherheit und den Komfort des OP-Personals an, z.B. Bekleidungsprodukte, wie Schutzmäntel und -schürzen.

OP-Mäntel aus SMS-Material


BARRIER OP-Mantel Primary



Für leichten Schutz und Einfachheit

- Leichtes Material für Mobilität und Flexibilität
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für kurze Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)


BARRIER OP-Mantel Universal



Für Rundum-Schutz und Einfachheit

- Großzügig geschnittener Mantel für universelle Passform
- Flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für mittellange Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
- T-Schnitt für gute Passform; extra lange Ärmel, um das Hochrutschen der Bündchen zu verhindern
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

BARRIER OP-Mantel Ultimate




Für ultimativen Schutz und Komfort

- Sehr weiches und geräuscharmes Material
- Maximale Atmungsaktivität für ultimativen Komfort
- Stark flüssigkeitsabweisendes SMS-Material für erhöhten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)

OP-Mäntel aus Spunlace-Material

BARRIER OP-Mantel Classic




Für ausgezeichnete Weichheit und hohen Komfort

- Sehr weiches Material für verbesserten Komfort
- Flüssigkeitsabweisendes Spunlace Material für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit
- Erhältlich in den Varianten verstärkt (HP) und unverstärkt (SP)



OP-Mäntel aus Laminat

BARRIER OP-Mantel FPP*




Für maximalen Schutz vor Flüssigkeiten

- Leichtes, atmungsaktives Material für gute Wärmeregulierung
- Mikroporen beugen der Schweißbildung vor, während die Polyethylenfolie Flüssigkeitspenetration verhindert
- Undurchlässig für Körperflüssigkeiten über die gesamte Oberfläche für den höchsten Schutz
- Ergonomische Passform für mehr Bewegungsfreiheit

* Fluid Protection Plus


OP-Mäntel Primary Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
98000622	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/42
98000624	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/42
98000625	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/42

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.


OP-Mäntel Primary verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
98000722	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/30
98000724	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/28
98000725	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/26

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die undurchlässige Verstärkung im kritischen Bereich sorgt für zusätzlichen Schutz. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.


OP-Mäntel Primary Standard Plus



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
98001622	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/42
98001624	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/42
98001625	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/42

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für alle kleineren, weniger komplexen Eingriffe, die von kürzerer Dauer sind und bei denen weniger Flüssigkeit anfällt. Die spezielle Imprägnierung der Oberfläche wie in unseren Produktlinien Classic, Universal und Ultimate sorgt für zusätzlichen Schutz vor Flüssigkeiten mit einer geringen Oberflächenspannung wie z.B. Alkohol. Die wirtschaftliche Lösung für den stationären und ambulanten Bereich.


OP-Mantel Universal Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
93000621	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/26
93000622	142 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	-/26
93000623	137 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/26
93000624	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/24
93000625	167 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	-/22

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz. Ideal für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Großzügig geschnittener Mantel für universelle Passform und gute Bewegungsfreiheit. Mit extra langen Ärmeln, die das Hochrutschen der Bündchen aus den OP-Handschuhen vermeiden. Die Universal-Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.

OP-Mantel Universal verstärkt



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
93000721	127 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	-/24
93000722	142 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	-/24
93000723	137 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	-/24
93000724	152 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	-/22
93000725	167 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	-/20

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für hohen Schutz für Eingriffe mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Großzügig geschnittener Mantel für universelle Passform und gute Bewegungsfreiheit. Mit extra langen Ärmeln, die das Hochrutschen der Bündchen aus den OP-Handschuhen vermeiden. Die Verstärkung sorgt für zusätzlichen Schutz in den kritischen Bereichen. Die Universal-Lösung mit gutem Komfort und hoher Sicherheit.


OP-Mäntel Ultimate Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
680102	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
680103	137 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	16/32
680104	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
680105	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
680106	147 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	14/28
680003	137 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	16/32
680005	148 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	16/32
680006	147 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	14/28


OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem innovativem und äußerst leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch besonders weiches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und höchstem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Ultimate verstärkt




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
690102	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
690103	137 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	14/28
690104	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	14/28
690105	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	14/28
690106	147 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL	12/24
690107	167 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	12/24
690003	137 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	14/28
690005	148 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	14/28
690006	147 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XXL-L	12/24

OP-Wickelmantel aus hoch flüssigkeitsabweisendem innovativem und äußerst leistungsstarkem SMS Material mit zusätzlicher Imprägnierung für einen hohen Schutz bei Eingriffen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Ultimativer Tragekomfort durch besonders weiches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Die Premium Lösung mit hoher Sicherheit und höchstem Komfort. Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Bindemäntel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
640102	120 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, L	22/44
640103	141 cm, 1 Handtuch, ohne Einschlagpapier, XL-L	20/40

OP-Bindemantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material als Standard in Schutz und Sicherheit. Hoher Tragekomfort durch weiches und atmungsaktives Material. Die fehlende Überlappung im Rücken sorgt für hohen thermischen Komfort.

OP-Mäntel Classic Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
650102	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	20/40
650104	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	20/40
650108	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	18/36
650110	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	18/36
650114	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	18/36
650113	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
650105	131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	22/44
650111	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	18/36

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilhähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mäntel Classic verstärkt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
660101	121 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	18/36
660102	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	18/36
660105	132 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32
660106	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	16/32
660111	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	16/32
660110	161 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	16/32
660103	131 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, L-L	18/36
660113	132 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL	18/36
660107	145 cm, ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier, XL-L	18/36

OP-Wickelmantel aus flüssigkeitsabweisendem Spunlace Material bietet hohen Schutz und Komfort für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen. Hoher Tragekomfort durch textilhähnliches, atmungsaktives Material und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch ergonomischen Schnitt. Die großzügige, undurchlässige und atmungsaktive Verstärkung sorgt für hohen Schutz im kritischen Bereich. Der Klassiker mit hoher Sicherheit und hohem Komfort. Vakuumverpackt plus zusätzliche Dispenserbox für eine hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Mantel Set Classic Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
650112	145/131 cm, ohne Handtücher, mit Einschlagpapier, 2 x XL-L + 1 x L-L	6/12

OP-Mantel Set mit drei Classic OP-Mänteln Standard.

OP-Mantel Set Classic verstärkt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
660109	145/131 cm, ohne Handtücher, mit Einschlagpapier, 2 x XL-L + 1 x L-L	6/12


OP-Mantel Set mit drei Classic OP-Mänteln verstärkt.

OP-Mäntel FPP*



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
670103	131 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L-L	30/60
670105	145 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL-L	28/56
670107	148 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-L	26/52
670106	161 cm 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XXL-XL	28/56

Ganzflächiger flüssigkeitsundurchlässiger OP-Wickelmantel, gefertigt aus einem einzigartigen, ultra-leichten, flüssigkeitsundurchlässigen und dennoch atmungsaktiven Material für Eingriffe mit intensivem Flüssigkeitsaufkommen oder für Hochrisikoeingriffe. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

*FPP = Fluid Protection Plus

Armschützer


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
623501	48 cm lang, mit Ärmelbund, einzeln verpackt	30/180

OP-Mäntel Urologie


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
670301	141 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, L	16/32
670302	160 cm, 2 Handtücher, mit Einschlagpapier, XL	16/32

Der OP-Mantel Urologie besteht im Front- und Ärmelbereich aus flüssigkeitsundurchlässiger PE-Folie für höchsten Schutz bei urologischen Eingriffen mit hohem Flüssigkeitsaufkommen. Durch den weiten Schnitt besonders für urologische Eingriffe im Sitzen geeignet. Das offene Rückenteil sorgt für zusätzlichen Komfort. Vakuumverpackt für eine sichere, hygienische und platzsparende Lagerung.

OP-Haube Annie



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621500	Barett, farblich sortiert, Gr. L	150/600
621825	Barett, grün, Gr. L	150/600
621835	Barett, weiß, Gr. L	150/600
621715	Barett, blau, Gr. M	150/600
M = 50 cm L = 55 cm		

OP-Haube



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42610	Barett, weiß, Einheitsgröße	100/600
42620	Barett, blau, Einheitsgröße	100/600
42630	Barett, grün, Einheitsgröße	100/600



OP-Haube Flott



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/400



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
70042013	Barett, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/600

OP-Haube Charlotte



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620900	Patientenhaube, weiß, Gr. M M = 50 cm	-/200

OP-Haube Flair



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42113	mit Mittelnah, grün, speziell für volles Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	60/480



OP-Haube Tuck



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620100	Astronautenhaube, grün	100/500

OP-Haube Glenn



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620200	Astronautenhaube mit Schweißband und Kragen, grün	40/200

OP-Haube All Lady



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42071	Astronautenhaube für Frauen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube All



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42072	Astronautenhaube, blau, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960
42073	Astronautenhaube, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960

OP-Haube All Pro



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42074	Astronautenhaube mit Schweißband, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	70/560



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42076	Astronautenhaube mit Schweißband und Kragen, grün, auch für längeres Haar geeignet, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	50/400

OP-Haube Kosack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621000	mit elastischem Nackenband, grün	100/500
621001	mit elastischem Nackenband, violett	100/500

OP-Haube Flory



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620500	Schwesternschleier, mit variablem Stirnbereich und Bindebändern grün/weiß	100/500

OP-Haube Chic



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42033	Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich und Bindebändern, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	100/800

OP-Haube Commodus



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
622010	mit integriertem Schweißband, blau/grün/weiß	60/300

OP-Haube Top



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42093	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	120/960



OP-Haube Peggy



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
621600	mit elastischem Nackenband, blau, speziell für langes Haar	100/500
621700	mit elastischem Nackenband, grün, speziell für langes Haar	100/500

OP-Haube Elast



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42063	Schiffchenform, grün, aus atmungsaktivem Cluster-Key-Back-Material	150/1200

OP-Haube Jack



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
620300	Schiffchenform, grün	100/500

Haubenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Farbe	latexfrei	Schweißband	mit Gummizug	Barettform	Astronautenform	Astronautenf. mit Kragen	Schwesternschleier	Schiffchen	elast. Nackenband	langes Haar	weibl. Personal	männl. Personal	Patienten	Material
Barettform																
620900	OP-Haube Charlotte	weiß	•	•	•									•		P
621500	OP-Haube Annie, farbl. sort.	bunt	•	•	•							•	•	•	•	P
621715	OP-Haube Annie	blau	•	•	•							•	•	•	•	P
621825	OP-Haube Annie	grün	•	•	•							•	•	•	•	P
621835	OP-Haube Annie	weiß	•	•	•							•	•	•	•	P
42610	Barett Haube	weiß		•	•							•	•	•	•	P
42620	Barett Haube	blau		•	•							•	•	•	•	P
42630	Barett Haube	grün		•	•							•	•	•	•	P
42013	OP-Haube Flott	grün		•	•							•	•	•	•	C
70042013	OP-Haube Flott	grün	•	•	•							•	•	•	•	C
42113	OP-Haube Flair, Mittelnaht	grün		•	•							•	•	•	•	C
Astronautenform																
620100	OP-Haube Tuck	grün	•			•						•	•	•		V
42071	OP-Haube All Lady	grün	•			•						•	•			C
620200	OP-Haube Glenn	grün	•	•		•						•	•	•		V
42072	OP-Haube All	blau	•			•						•	•	•		C
42073	OP-Haube All	grün	•			•						•	•	•		C
42074	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•						•	•	•		C
42076	OP-Haube All Pro	grün	•	•		•	•					•	•	•		C
Special / Schiffchen / Schwesternschleier																
620300	OP-Haube Jack	grün	•						•					•		V
621600	OP-Haube Peggy	blau	•		•					•	•	•	•	•		V
621700	OP-Haube Peggy	grün	•		•					•	•	•	•	•		V
621000	OP-Haube Kosack	grün	•		•					•	•	•				V
621001	OP-Haube Kosack	violett	•		•					•	•	•				V
620500	OP-Haube Flory	grün	•				•			•	•	•				V
42063	OP-Haube Elast	grün	•					•						•		C
42093	OP-Haube Top	grün			•					•	•	•	•	•		C
622010	OP-Haube Commodus	b/g/w	•	•	•					•		•	•	•		V
42033	OP-Haube Chic	grün	•					•				•	•	•		C

V = Viskose-Polyester, C = Viskose-Cellulose-Polyester, P = Polypropylen

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

OP-Maske Standard mit Ohrschlaufen



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4301	Ohrschlaufen, grün	50/600
4311	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657200	Ohrschlaufen, blau	50/600

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42270	Ohrschlaufen, blau	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



OP-Maske Standard



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4302	Bindebänder, grün	50/600
4312	Bindebänder, blau	50/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657000	Bindebänder, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern, einem weichen Innenvlies und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42280	Bindebänder, blau	60/600
42290	Bindebänder, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4230	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428901	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern und kurzem Nasenbügel, aus Zellulose, grün	70/700

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.




Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

OP-Maske Special



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657100	Bindebänder, extrabreite Maske für Barträger, blau	60/360

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658200	Ohrschlaufen mit Formhalter, grün	50/500

OP-Maske mit Ohrschlaufen und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4231	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658300	OP-Maske für empfindliche Haut mit Bindebändern, Formhalter, weiß	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Für besonders empfindliche Haut geeignet. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.




OP-Maske Special



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
657010	Bindebänder, antifog, blau	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen und speziell für Brillenträger durch antifog. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
658000	Bindebänder mit Formhalter, grün	60/600
658010	Bindebänder mit Formhalter, antifog, grün	60/600

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
428801	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit extra langen Bindebändern und kurzem Nasenbügel, antifog, grün	70/700

OP-Maske mit einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsaufkommen und speziell für Brillenträger durch antifog. Alle OP-Masken nach EN 14683 Typ II bestehen aus einem 3-Lagen-Design.



Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

OP-Maske Extra Protection



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4232	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, Blendschutz und Visier, blau	50/200

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



OP-Maske Extra Protection



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
4236	OP-Maske für empfindliche Haut aus Zellulose, mit Bindebändern, antifog, spritzfest, violett	50/500

OP-Maske mit extra langen Bindebändern und einer bakteriellen Filtrationseffizienz von $\geq 98\%$. Wirkungsvolles 4-Lagen-Design garantiert eine effiziente Barriere gegenüber bakteriellen Kontaminationen. Geringer Atemwiderstand garantiert hohen Tragekomfort. Für besonders empfindliche Haut geeignet und für Brillenträger durch antifog. Geeignet für alle Eingriffe mit hohem bis sehr hohem Flüssigkeitsaufkommen. EN Maske Typ II R mit 4-Lagen-Design.



Extra Filtration Gesichtsmaske



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42902	FFP1 Maske mit gelben Gummibändern, weiß	20/200

Extra Filtration Gesichtsmaske



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42904	FFP2 Maske mit blauen Gummibändern, weiß	20/200

Maskenübersicht

Art.-Nr.	Artikelname	Ohrschleife	Bindeband	Lagen	Farbe	für empfindliche Haut	antifog	spritzfest	weiß/ohne Druckfarbe	Formhalter	Barträger	Visier	gepolsterter Nasenbügel
OP-Masken Standard / EN 14683 Typ II													
4301	OP-Maske Basic	•		3-lagig	grün								
4311	OP-Maske Basic	•		3-lagig	blau								
657200	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau								
42270	OP-Maske Standard	•		3-lagig	blau								
428901	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün	•							
4302	OP-Maske Basic		•	3-lagig	grün								
4312	OP-Maske Basic		•	3-lagig	blau								
657000	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau								
42280	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau								
42290	OP-Maske Standard		•	3-lagig	grün								
4230	OP-Maske Standard		•	3-lagig	blau	•							
OP-Masken Special / EN 14683 Typ II													
657100	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau					•			
658200	OP-Maske Special	•		3-lagig	grün				•				
658000	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün				•				
658010	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•			•				
4231	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau	•	•					•	
657010	OP-Maske Special		•	3-lagig	blau	•							
658300	OP-Maske Special		•	3-lagig	weiß	•		•	•				
428801	OP-Maske Special		•	3-lagig	grün	•	•						
OP-Masken Extra Protection / EN 14683 Typ II R													
4232	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	blau	•	•	•				•	
4236	OP-Maske Extra Protection		•	4-lagig	violett	•	•	•					
OP-Masken Extra Filtration / EN149													
42902	Ext. Filtration Gesichtsmaske, FFP1				weiß								
42904	Ext. Filtration Gesichtsmaske, FFP2				weiß								

Alle BARRIER®-Masken sind latexfrei.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

Alle OP-Hauben und -Masken sind unsteril.

Bereichskleidung Shirt Basic, grün



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
839109	Shirt, grün, S	-/45
839209	Shirt, grün, M	-/45
839309	Shirt, grün, L	-/45
839409	Shirt, grün, XL	-/45

Bereichskleidung Tunnelzughose Basic, grün



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
839509	Tunnelzughose, grün, S	-/45
839609	Tunnelzughose, grün, M	-/45
839709	Tunnelzughose, grün, L	-/45
839809	Tunnelzughose, grün, XL	-/45

Bereichskleidung Set (Shirt und Hose) Basic, in 2 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
836009	Shirt und Hose, blau, XS	-/45
836109	Shirt und Hose, blau, S	-/45
836209	Shirt und Hose, blau, M	-/45
836309	Shirt und Hose, blau, L	-/45
836409	Shirt und Hose, blau, XL	-/45
832109	Shirt und Hose, violett, S	-/45
832209	Shirt und Hose, violett, M	-/45
832309	Shirt und Hose, violett, L	-/45
832409	Shirt und Hose, violett, XL	-/45

Bereichskleidung Gummizughose Unisoft, grün



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18920	Gummizughose, grün, S	-/48
18930	Gummizughose, grün, M	-/48
18940	Gummizughose, grün, L	-/48
18950	Gummizughose, grün, XL	-/48
18960	Gummizughose, grün, 2XL	-/48

Bereichskleidung Shirt Unisoft in 3 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18600	Shirt, grün, XS	-/48
18610	Shirt, grün, S	-/48
18620	Shirt, grün, M	-/48
18630	Shirt, grün, L	-/48
18640	Shirt, grün, XL	-/48
18650	Shirt, grün, 2XL	-/48
18660	Shirt, grün, 3XL	-/48
18670	Shirt, grün, 4XL	-/48
21600	Shirt, blau, XS	-/48
21610	Shirt, blau, S	-/48
21620	Shirt, blau, M	-/48
21630	Shirt, blau, L	-/48
21640	Shirt, blau, XL	-/48
21650	Shirt, blau, 2XL	-/48
21660	Shirt, blau, 3XL	-/48
21670	Shirt, blau, 4XL	-/48
24600	Shirt, violett, XS	-/48
24610	Shirt, violett, S	-/48
24620	Shirt, violett, M	-/48
24630	Shirt, violett, L	-/48
24640	Shirt, violett, XL	-/48
24650	Shirt, violett, 2XL	-/48
24660	Shirt, violett, 3XL	-/48
24670	Shirt, violett, 4XL	-/48

Bereichskleidung Tunnelzughose Unisoft, in 3 Farben



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18700	Tunnelzughose, grün, XS	-/48
18710	Tunnelzughose, grün, S	-/48
18720	Tunnelzughose, grün, M	-/48
18730	Tunnelzughose, grün, L	-/48
18740	Tunnelzughose, grün, XL	-/48
18750	Tunnelzughose, grün, 2XL	-/48
18760	Tunnelzughose, grün, 3XL	-/48
18770	Tunnelzughose, grün, 4XL	-/48
21700	Tunnelzughose, blau, XS	-/48
21710	Tunnelzughose, blau, S	-/48
21720	Tunnelzughose, blau, M	-/48
21730	Tunnelzughose, blau, L	-/48
21740	Tunnelzughose, blau, XL	-/48
21750	Tunnelzughose, blau, 2XL	-/48
21760	Tunnelzughose, blau, 3XL	-/48
21770	Tunnelzughose, blau, 4XL	-/48
24700	Tunnelzughose, violett, XS	-/48
24710	Tunnelzughose, violett, S	-/48
24720	Tunnelzughose, violett, M	-/48
24730	Tunnelzughose, violett, L	-/48
24740	Tunnelzughose, violett, XL	-/48
24750	Tunnelzughose, violett, 2XL	-/48
24760	Tunnelzughose, violett, 3XL	-/48
24770	Tunnelzughose, violett, 4XL	-/48

Thermojacke Basic, grün




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
832010	Thermojacke, grün, S	-/30
832020	Thermojacke, grün, M	-/30
832030	Thermojacke, grün, L	-/30
832040	Thermojacke, grün, XL	-/30

Thermojacke Basic, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
831010	Thermojacke, blau, S	-/30
831020	Thermojacke, blau, M	-/30
831030	Thermojacke, blau, L	-/30
831040	Thermojacke, blau, XL	-/30

Thermojacke Unisoft, grün



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
18001	Thermojacke, grün, S	-/48
18010	Thermojacke, grün, M	-/48
18020	Thermojacke, grün, L	-/48
18030	Thermojacke, grün, XL	-/48
18040	Thermojacke, grün, 2XL	-/48
18050	Thermojacke, grün, 3XL	-/48

Thermojacke Unisoft, blau



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
28000	Thermojacke, blau, S	-/48
28010	Thermojacke, blau, M	-/48
28020	Thermojacke, blau, L	-/48
28030	Thermojacke, blau, XL	-/48
28040	Thermojacke, blau, 2XL	-/48
28050	Thermojacke, blau, 3XL	-/48

Thermojacke Unisoft, violett



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
24000	Thermojacke, violett, S	-/48
24010	Thermojacke, violett, M	-/48
24020	Thermojacke, violett, L	-/48
24030	Thermojacke, violett, XL	-/48
24040	Thermojacke, violett, 2XL	-/48
24050	Thermojacke, violett, 3XL	-/48

Thermojacke Unisoft, violett mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
22300	Thermojacke, violett, S	-/48
22310	Thermojacke, violett, M	-/48
22320	Thermojacke, violett, L	-/48
22330	Thermojacke, violett, XL	-/48
22340	Thermojacke, violett, 2XL	-/48

Thermojacke Unisoft, weiss mit Halbarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
25300	Thermojacke, weiß, S	-/48
25310	Thermojacke, weiß, M	-/48
25320	Thermojacke, weiß, L	-/48
25330	Thermojacke, weiß, XL	-/48
25340	Thermojacke, weiß, 2XL	-/48

Reinraumbekleidung, Shirt


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
842100	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, S	-/26
842200	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, M	-/22
842300	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, L	-/20
842400	Reinraumshirt blau, mit Bündchen an Ärmeln und Taille, XL	-/18

Reinraumbekleidung, Hose


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
843100	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, S	-/26
843200	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, M	-/22
843300	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, L	-/20
843400	Hose mit Tunnelzug und Bündchen an den Beinen, blau, XL	-/18

Schutzmantel unsteril


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1901	114 cm lang, gelb, L	-/50
1903	114 cm lang, grün, L	-/50
1904	114 cm lang, weiß, L	-/50
1905	114 cm lang, blau, L	-/50
1921	127 cm lang, gelb, XL	-/50
1923	127 cm lang, grün, XL	-/50
1924	127 cm lang, weiß, XL	-/50
1925	127 cm lang, blau, XL	-/50

Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
19055	114 cm lang, blau, L	-/50
19255	127 cm lang, blau, XL	-/45

Schutzmantel steril


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
616650	120 cm lang, blau, L	26/52


Schutzmantel unsteril, undurchlässig


Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
1931	124 cm lang, gelb, L	-/50
1932	124 cm lang, blau, L	-/50
1933	142 cm lang, gelb, XL	-/40
1934	142 cm lang, blau, XL	-/40

Einwegschürze



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
613000	2-lagiges Laminat 115 x 75 cm, weiß	-/200
613100	2-lagiges Laminat 145 x 75 cm, weiß	-/150
613350	Polyethylen 140 x 81 cm, weiß	100/500

Absbond OP-Handtuch unsteril




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
748140	Absbond OP-Handtuch 35 x 40 cm	30/300

Prep-Pad-Unterlage unsteril



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
213	Undurchlässiges Gesäfftuch 61 x 102 cm	-/100

Patientenwärmedecke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629999	Vliesstoff 130 x 190 cm	-/20

Patientenwärmedecke EasyWarm



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629900	Aktive selbstwärmende Patientendecke, 92 x 152 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/10

Patientenwärmedecke EasyWarm+



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
629910	Aktive selbstwärmende Patientendecke in 2-teiligem Design, 110/150 x 200 cm, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm), die in Taschen auf der Oberfläche integriert sind.	-/7

BARRIER® EasyWarm

Die aktive selbstwärmende Patientendecke erwärmt sich, einmal aus ihrer Verpackung entnommen, innerhalb von 30 Min. auf 44°C und behält diese Temperatur über 10 Stunden. Die Hauttemperatur unter den Pads beträgt maximal 42° C. Die Decke kann bei einer Prewarming-Zeit des Patienten von mindestens 30 Minuten die Körperkerntemperatur 2,5 Stunden intraoperativ aufrecht

erhalten. Da die Decke sich durch Oxidation erwärmt, ist keine Stromversorgung erforderlich und EasyWarm kann Flexibel von der Station über den OP bis in den Aufwachraum den Patienten begleiten und somit helfen, eine Hypothermie zu vermeiden.



Biogel® OP-Handschuhe

Biogel ist die weltweit führende Marke für hochwertige und hochentwickelte OP-Handschuhe für medizinisches Fachpersonal. Die Marke steht für einen der bedeutendsten Durchbrüche in der Geschichte der OP-Handschuhe. Die einzigartige Biogel-Innenbeschichtung machte es möglich, OP-Handschuhe auch mit feuchten Händen leicht anzuziehen. Biogel garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau und ist mit dem Angebot an latexhaltigen und latexfreien OP-Handschuhen der Maßstab im OP.

Zur Auswahl stehen verschiedene Grade des Tastempfindens und mehrere Texturen, so dass Sie den idealen Handschuh für Ihren Komfort und Schutzbedarf wählen können. Biogel Handschuhe haben den niedrigsten AQL (Acceptable Quality Level) für Löcher. Diese Eigenschaft minimiert sowohl für Patienten, als auch für medizinisches Fachpersonal das Risiko einer Infektion durch Pathogene wie HIV und Hepatitis-Viren.

Biogel ist die einzige größere OP-Handschuh Marke, deren Handschuhe zu 100 % als nicht-pyrogen zertifiziert sind. Dadurch wird das Risiko von postoperativen Komplikationen reduziert. Biogel ist auch die einzige größere OP-Handschuh Marke mit einem exklusiven puderfreien Angebot. Da die Biogel OP-Handschuhe in einer garantiert puderfreien Umgebung hergestellt und verpackt werden, können sie ohne das Risiko einer Puderkontamination bei allen chirurgischen Eingriffen verwendet werden.

Biogel® - Hände gut, alles gut!

Biogel® OP-Handschuhe überzeugen durch ausgezeichnete Sicherheit, höchste Qualität und maximalen Komfort. So profitieren das OP-Team, die Patienten und nicht zuletzt der Einkauf.



Biogel sorgt dafür, dass das OP-Team sich voll auf das Operieren konzentrieren kann

- Vollanatomische Passform und gutes Tastempfinden
- Hautfreundlichkeit und hoher Tragekomfort

Biogel hilft, das Allergierisiko zu senken

- 100 % puderfrei, dadurch geringeres Risiko für Latexallergien, vor allem beim OP-Team
- Auch als synthetische Variante erhältlich, um Latexallergien bei Patienten und Anwendern vollständig zu umgehen
- Allergenarm mit nur geringen Mengen chemischer Rückstände¹ und extrahierbaren Proteinen¹

Biogel hilft, das Risiko postoperativer Komplikationen zu senken

- Nicht-pyrogen zertifiziertes Handschuhsortiment verringert das Risiko von gefährlichen Reaktionen auf Pyrogene*

Biogel bietet ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

- Besitzt eine der niedrigsten Handschuh-Ausfallquoten¹ und bietet damit eine höhere Effizienz durch geringen Handschuhverbrauch⁷
- Das reduzierte Risiko für Allergien, postoperative Komplikationen und Infektionen hilft, entsprechende Folgekosten zu senken

Biogel hilft, das Kontaminationsrisiko zu reduzieren

- Zusätzliche Sicherheit für OP-Team und Patienten durch potenziell weniger Kontaminationen und Verletzungen
- Jeder einzelne Handschuh wird auf Löcher und andere Defekte geprüft¹, bevor dieser überhaupt zum Anwender gelangt
- Perforationen während der OP werden mit den Biogel Indicator® Doppelhandschuhsystemen zuverlässig erkannt.
- Dies senkt das Risiko eines Blutkontaktes²⁻⁶ bzw. Kontaktes mit anderen Körperflüssigkeiten und reduziert somit das Infektionsrisiko.

*Pyrogene sind Zerfallsprodukte von Bakterien, die im menschlichen Körper zu Gewebereaktionen, Fieber, Entzündungen oder sogar zum Tod führen können⁸.

Referenzen: ¹ MKT 004 Why Choose Biogel; ² Thomas S et al. Postgrad Med. 2001; 77: 458-60; ³ Quebbemann EJ et al. Arch Surg. 1992; 127: 213-6; ⁴ Sebold EJ, Jordan LR Clin Orthop. 1993; 297: 242-4; ⁵ LeSac C, Twomey RN. Joint Comm J Qual Safety. 2003; 29: 369-78; ⁶ Laine T, Aarnio P. Am J Surg. 2001; 181: 564-6; ⁷ MHC In Use Surgical Glove Failure Rate Comparison Study G009-005. [4658 total gloving events, glove brand code missing for 17 cases]; ⁸ Dorland, W. [Ed.]. (2003). Dorland's Illustrated Medical Dictionary. (30th ed.). (2003). Philadelphia, PA: Saunders

Biogel Eclipse® Indicator® Doppelhandschuhsystem 607



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
60755	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
60760	Größe 6	25 x 2/100 x 2
60765	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
60770	Größe 7	25 x 2/100 x 2
60775	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
60780	Größe 8	25 x 2/100 x 2
60785	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies Doppelhandschuhsystem mit Perforationsindikation aus besonders weichem Latex mit Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar grüne Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuhe. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel Eclipse® 751



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
75155	Größe 5,5	50/200
75160	Größe 6	50/200
75165	Größe 6,5	50/200
75170	Größe 7	50/200
75175	Größe 7,5	50/200
75180	Größe 8	50/200
75185	Größe 8,5	50/200
75190	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung für verbessertes Tastempfinden. Für bessere Griffigkeit ist die Handschuhoberfläche leicht angestumpft. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein höheres Tastempfinden erfordern.

Biogel Eclipse® Indicator® Underglove 732



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
73255	Größe 5,5	50/200
73260	Größe 6	50/200
73265	Größe 6,5	50/200
73270	Größe 7	50/200
73275	Größe 7,5	50/200
73280	Größe 8	50/200
73285	Größe 8,5	50/200
73290	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, grüner OP-Innenhandschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung aus besonders weichem Latex. Der Biogel Eclipse Indicator Underglove ist für alle chirurgischen Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko und auch zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® Surgeons 822



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82255	Größe 5,5	50/200
82260	Größe 6	50/200
82265	Größe 6,5	50/200
82270	Größe 7	50/200
82275	Größe 7,5	50/200
82280	Größe 8	50/200
82285	Größe 8,5	50/200
82290	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® M 823



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82355	Größe 5,5	50/200
82360	Größe 6	50/200
82365	Größe 6,5	50/200
82370	Größe 7	50/200
82375	Größe 7,5	50/200
82380	Größe 8	50/200
82385	Größe 8,5	50/200
82390	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Super-Sensitive™ 825



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
82555	Größe 5,5	50/200
82560	Größe 6	50/200
82565	Größe 6,5	50/200
82570	Größe 7	50/200
82575	Größe 7,5	50/200
82580	Größe 8	50/200
82585	Größe 8,5	50/200
82590	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Indicator™ Doppelhandschuhssystem 414



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41455	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
41460	Größe 6	25 x 2/100 x 2
41465	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
41470	Größe 7	25 x 2/100 x 2
41475	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
41480	Größe 8	25 x 2/100 x 2
41485	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhssystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuh. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko.

Biogel® PI UltraTouch™ 409



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40955	Größe 5,5	50/200
40960	Größe 6	50/200
40965	Größe 6,5	50/200
40970	Größe 7	50/200
40975	Größe 7,5	50/200
40980	Größe 8	50/200
40985	Größe 8,5	50/200
40990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung und einem Gefühl und Tastempfinden wie bei Latex. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® Skinsense® 509



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
50955	Größe 5,5	50/200
50960	Größe 6	50/200
50965	Größe 6,5	50/200
50970	Größe 7	50/200
50975	Größe 7,5	50/200
50980	Größe 8	50/200
50985	Größe 8,5	50/200
50990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® Skinsense® Indicator® Underglove 406



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
40655	Größe 5,5	50/200
40660	Größe 6	50/200
40665	Größe 6,5	50/200
40670	Größe 7	50/200
40675	Größe 7,5	50/200
40680	Größe 8	50/200
40685	Größe 8,5	50/200
40690	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern. Zur alleinigen Verwendung, zur Allergieprävention und für die Zytostatika-Herstellung geeignet.

Biogel® PI Indicator™ Underglove 416



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
41655	Größe 5,5	50/200
41660	Größe 6	50/200
41665	Größe 6,5	50/200
41670	Größe 7	50/200
41675	Größe 7,5	50/200
41680	Größe 8	50/200
41685	Größe 8,5	50/200
41690	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI Micro Indicator® Doppelhandschuhssystem 483



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48355	Größe 5,5	25 x 2/100 x 2
48360	Größe 6	25 x 2/100 x 2
48365	Größe 6,5	25 x 2/100 x 2
48370	Größe 7	25 x 2/100 x 2
48375	Größe 7,5	25 x 2/100 x 2
48380	Größe 8	25 x 2/100 x 2
48385	Größe 8,5	25 x 2/100 x 2

Steriles, puderfreies, synthetisches Doppelhandschuhssystem mit Perforationsindikation aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. System: Ein Paar blaue Innenhandschuhe (1/2 Nummer größer) und ein Paar strohfarbene Außenhandschuh. Empfohlen für chirurgische Eingriffe mit hohem Perforationsrisiko, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® NeoDerm® 429



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42955	Größe 5,5	50/200
42960	Größe 6	50/200
42965	Größe 6,5	50/200
42970	Größe 7	50/200
42975	Größe 7,5	50/200
42980	Größe 8	50/200
42985	Größe 8,5	50/200
42990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polychloropren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Frei von allergieauslösenden Chemikalien wie Thiurame, Mercapto-benzothiazole, Diphenylthiourea, Diphenylguanidin und Dithiocarbamat. Für alle chirurgischen Eingriffe an/mit Latex- und Typ IV-Allergikern und zur Allergieprävention geeignet.

Biogel® PI Micro™ 485



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48555	Größe 5,5	50/200
48560	Größe 6	50/200
48565	Größe 6,5	50/200
48570	Größe 7	50/200
48575	Größe 7,5	50/200
48580	Größe 8	50/200
48585	Größe 8,5	50/200
48590	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern.

Biogel® PI Micro Indicator Underglove 489



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
48955	Größe 5,5	50/200
48960	Größe 6	50/200
48965	Größe 6,5	50/200
48970	Größe 7	50/200
48975	Größe 7,5	50/200
48980	Größe 8	50/200
48985	Größe 8,5	50/200
48990	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer, blauer OP-Innenhandschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform. Für alle chirurgischen Eingriffe mit/an Latexallergikern und zur Allergieprävention geeignet, die ein erhöhtes Tastempfinden erfordern. Zur alleinigen Verwendung geeignet.

Biogel® PI UltraTouch G™ 421



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
42155	Größe 5,5	50/200
42160	Größe 6	50/200
42165	Größe 6,5	50/200
42170	Größe 7	50/200
42175	Größe 7,5	50/200
42180	Größe 8	50/200
42185	Größe 8,5	50/200
42190	Größe 9	40/160

Steriler, puderfreier, synthetischer OP-Handschuh aus Polyisopren mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Mikrogeraute Handschuhoberfläche für hohe Griffsicherheit und optimale Kontrolle bei der Instrumentenführung. Für alle mikrochirurgischen Eingriffe geeignet.

Biogel® Dental 56



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5636	Größe 5,5	25/150
5637	Größe 6	25/150
5638	Größe 6,5	25/150
5639	Größe 7	25/150
5640	Größe 7,5	25/150
5641	Größe 8	25/150
5642	Größe 8,5	25/150
5643	Größe 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnmedizinischen Behandlungen geeignet.

Biogel® Diagnostic™ 56



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
5653	Größe 5,5	25/150
5654	Größe 6	25/150
5655	Größe 6,5	25/150
5656	Größe 7	25/150
5657	Größe 7,5	25/150
5658	Größe 8	25/150
5659	Größe 8,5	25/150
5660	Größe 9	25/150

Unsteriler, puderfreier Latex-Untersuchungshandschuh in OP-Handschuhqualität mit vollanatomischer Passform und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle unsterilen Behandlungen geeignet.

Biogel® Dental Sterile 99990



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9999055	Größe 5,5	10/100
9999060	Größe 6	10/100
9999065	Größe 6,5	10/100
9999070	Größe 7	10/100
9999075	Größe 7,5	10/100
9999080	Größe 8	10/100
9999085	Größe 8,5	10/100
9999090	Größe 9	10/100

Steriler, puderfreier Latex-OP-Handschuh mit geraden Fingern und Biogel-Innenbeschichtung. Für alle zahnärztlich-chirurgischen/oralchirurgischen Behandlungen geeignet.



HiBi® Desinfektion

HiBi, mit einer über 40-jährigen Geschichte, ist eine professionelle und zuverlässige Marke für Desinfektionsmittel.

Krankenhäuser in der ganzen Welt verwenden unsere Produkte oder haben sie verwendet. HiBi bietet sowohl medizinischem Fachpersonal als auch den Patienten Sicherheit.

Für den Patienten

Für den Krankenhausaufenthalt eines Patienten kann HiBi einen hohen allgemeinen Schutz zu jedem Zeitpunkt vor der Operation, während des Aufenthaltes auf der Station und in der Genesungszeit zu Hause bieten.

Für medizinisches Fachpersonal

HiBi kann das medizinische Fachpersonal mit idealen Produkten für die Ganzkörperwaschung und eine gute Handhygiene bei der Infektionskontrolle unterstützen.

Durch den langanhaltenden Schutz von bis zu 6 Stunden¹³ bieten die HiBi-Produkte mit Chlorhexidinguconat Sicherheit sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Fachpersonal.

HiBiScrub Plus **10009281**



Ganzkörperwaschung
Packungsgröße: 125ml x 20
Wirkstoff: Chlorhexidingluconat 4 % w/v
Anwendungsgebiete: Antimikrobielles
 Hautreinigungsmittel für die prä-/postoperative
 Ganzkörperwaschung
Standards: EN1499, EN1275 (nur C. albicans), EPA
 Methode DIS/TIS-7, ASTM E1052-99
Haltbarkeit: 24 Monate
Lagerungshinweise: Unter 25° C lagern.

Über HiBi®

Nosokomiale Infektionen in Europa

Nosokomiale Infektionen sind heute ein großes Problem im Gesundheitswesen. Jedes Jahr erleidet 1 von 20 Patienten in der EU eine nosokomiale Infektion, was insgesamt 4,5 Millionen Infektionen bedeutet. 37.000 Patienten sterben daran und bei 111.000 Patienten tragen nosokomiale Infektionen zur Todesursache bei.¹⁴

Laut eines kürzlich veröffentlichten Berichts des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) können im Durchschnitt 20-30 % dieser unter den derzeitigen Bedingungen im Gesundheitswesen auftretenden nosokomialen Infektionen vermieden werden.

Staphylococcus aureus

Die Übertragung von Bakterien auf der Station zwischen Mitarbeitern, Patienten und Besuchern ist gut dokumentiert. Ein weiteres großes Risiko ist jedoch eine postoperative Wundinfektion mit Bakterien aus der natürlichen Hautflora des Patienten. Bei einer aseptischen Operation findet man eine signifikante Beziehung zwischen einer positiven Hautkultur und der Anzahl der Wundinfektionen, was darauf hinweist, dass die Haut eine mögliche Kontaminationsquelle sein kann.¹⁵

Etwa 25 % aller nosokomialen Infektionen werden durch *S. aureus* verursacht,^{16,17,18} wobei 80 % dieser Stämme ihren Ursprung in der Nase haben.¹⁹

Infektionsreduktion

Eine kürzlich im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Studie²⁰ zeigte, dass eine Ganzkörperwaschung mit HiBiScrub zusammen mit einem nasalen Antibiotikum den Krankenhausaufenthalt um fast zwei Tage und nosokomiale *S. aureus* Infektionen um fast 60 % reduzieren konnte.

Chlorhexidingluconat

Chlorhexidingluconat erreicht seine antimikrobielle Wirkung durch die Spaltung der mikrobiellen Zellplasmamembranen und die Ausfällung der Zellinhalte. Chlorhexidingluconat hat eine anhaltende Wirkung mit einer chemischen Aktivität von bis zu 6 Stunden, die unabhängig von seiner kumulativen Wirkung ist.²¹

Das kationische Chlorhexidingluconat bindet sich stark an die Haut, wird aber nur in einem sehr geringen Maß durch die Hautschichten absorbiert, sodass es eine effektive Schutzbarriere auf der Haut bildet.

HiBiScrub Plus

mit 4 % Chlorhexidingluconat wird von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen als antimikrobielles Hautreinigungsmittel zur präoperativen Ganzkörperwaschung vor dem stationären Aufenthalt²² empfohlen.



Chirurgische Instrumente: Maßgeschneiderte Lösungen für die Laparoskopie und die Orthopädie

Die laparoskopischen Instrumente sind ein wichtiger Bestandteil unserer maßgeschneiderten Lösungen für die Laparoskopie.

Unser Angebot umfasst ein großes Sortiment an Trokaren, monopolaren Scheren, abnehmbaren Bergebeutel, monopolaren Instrumenten und monopolaren L-Haken-Elektroden – damit Sie bei Ihren Eingriffen jederzeit alles zur Hand haben!

Unser Pulsed Lavage System mit Hochdruckfunktion für den Einmalgebrauch reinigt in der Endoprothetik wirksam Knochen und entfernt Wundbeläge.

Dadurch wird das Eindringen des Zements in die Spongiosa verbessert und die Fixierung des Implantats potentiell verstärkt. Somit wird die Revisionsrate verringert.

Es eignet sich darüber hinaus als wirksames mechanisches Debridement für die Reinigung von Wunden, das Entfernen von Schmutz und nekrotischem Gewebe.

Diese Produkte können natürlich auch in unsere kundenspezifischen laparoskopischen und orthopädischen Mölnlycke OP-Trays integriert werden.

Trokar mit geschützter Klinge



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899300	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 70 mm	5/60
899301	Trokar mit geschützter Klinge 5 mm, 100 mm	5/60
899302	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 100 mm	5/60
899303	Trokar mit geschützter Klinge 11 mm, 150 mm	5/30
899304	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 100 mm	5/60
899305	Trokar mit geschützter Klinge 12 mm, 150 mm	5/30

Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899308	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 70 mm	5/60
899309	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 5 mm, 100 mm	5/60
899310	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 100 mm	5/60
899311	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 11 mm, 150 mm	5/30
899312	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 100 mm	5/60
899313	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze, 12 mm, 150 mm	5/30

Optischer Trokar - Pistolengriff



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899314	Optischer Trokar - Pistolengriff 11 mm, 100 mm	5/30
899315	Optischer Trokar - Pistolengriff 12 mm, 100 mm	5/30

Optischer Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899316	Optischer Trokar, 5 mm, 70 mm	5/60
899317	Optischer Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899324	Optischer Trokar 5 mm, 150 mm	5/60
899318	Optischer Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899325	Optischer Trokar 11 mm, 150 mm	5/60
899319	Optischer Trokar 12 mm, 100 mm	5/60
899326	Optischer Trokar 12 mm, 150 mm	5/60

Optischer Ballon Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899330	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 70 mm	5/60
899327	Optischer Ballon Trokar 5 mm, 100 mm	5/60
899331	Optischer Ballon Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899328	Optischer Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Hasson Ballon Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899329	Hasson Ballon Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Hasson Trokar



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899306	Hasson Trokar 11 mm, 100 mm	5/60
899307	Hasson Trokar 12 mm, 100 mm	5/60

Universal-Trokarhülse




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899320	Universal-Trokarhülse 5 mm, 70 mm	5/60
899321	Universal-Trokarhülse 5 mm, 100 mm	5/60
899322	Universal-Trokarhülse 11 mm, 100 mm	5/60
899323	Universal-Trokarhülse 12 mm, 100 mm	5/60

Abnehmbarer Bergebeutel




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899102	Abnehmbarer Bergebeutel 90 x 145 mm (250 ml), 10 mm	5/50
899103	Abnehmbarer Bergebeutel 130 x 180 mm (600 ml), 10 mm	5/50
899112	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 ml), 12 mm	5/50
899104	Abnehmbarer Bergebeutel 190 x 230 mm (1150 ml), 15 mm	5/50

Monopolare L-Haken-Elektrode



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm	10/100
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode 5 mm, 33 cm, mit Kabel	10/100

Monopolare Scheren



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899216	Monopolare Schere - Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899217	Monopolare Schere - Mini Metzenbaum, 5 mm, 33 cm	10/100
899218	Monopolare Schere - Metzenbaum, 5 mm, 45 cm	10/100

Veressnadeln



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899105	Veressnadel 120 mm	25/200
899106	Veressnadel 150 mm	25/200

Monopolare Instrumentenkabel



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899110	Monopolares Instrumentenkabel 4 mm	40/400
899111	Monopolares Instrumentenkabel 8 mm	40/400

Saug-/Spülsystem



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899107	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 33 cm	10/20
899108	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn 5 mm, 45 cm	10/20
899109	Saug-/Spülsatz 10 mm, 33 cm	10/20

Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899200	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899208	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Maryland-Präparierzange



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899201	Maryland-Präparierzange, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899209	Maryland-Präparierzange, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899202	Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899210	Klemm-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke




Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899203	Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899211	Babcock-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899204	Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899212	Rattenzahn-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899205	Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899213	Duckbill-Fasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Darmfasszange, Griff Sperrklinke



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899206	Darmfasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899214	Darmfasszange, Griff Sperrklinke, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - Fenestriert



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
899207	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - fenestriert, 5 mm, 33 cm, Standard	10/100
899215	Gerade Fasszange, Griff Sperrklinke - fenestriert, 5 mm, 33 cm, Komfort	10/100

Griff Standard

Griff Komfort



Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750000*	Pulsed Lavage System, Wechselstromversorgung	-/5

Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9750001	Pulsed Lavage System, mit integrierten Batterien	-/5

AC-Adapter



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9752000	AC-Adapter [AC 100-240 V]	-/1

Femoraler Bürstenaufsatz



Art.-Nr.	Beschreibung	IV/VSK
9751000**	Femoraler Bürstenaufsatz	-/10
9751001	Kleine Konusspitze, 30 mm [ohne Abbildung]	-/10
9751002	Koaxiale Röhrenspitze, 23 cm [ohne Abbildung]	-/10

* AC-Ausführung zusammen mit OP-Trays verfügbar. Batterie-Ausführung in Kürze auch für den Einsatz in OP-Trays verfügbar.
 ** Femoraler Bürstenaufsatz verfügbar – entweder steril einzeln verpackt oder im kundenspezifischen OP-Tray.

Pulsed Lavage System

In zwei Ausführungen erhältlich

Keine versteckten Kosten, alles ist enthalten


1. AC-Adapter: Eine umweltfreundliche Ausführung, die eine Verwendung von Alkali-Batterien überflüssig macht. Handstück für den Einmalgebrauch und wiederverwendbarer Wechselstromadapter.

2. Integrierte Batterien: Eine flexible und mobile Ausführung mit integrierten Batterien im Handstück, für schnelles und einfaches Herausnehmen der Batterien.

- Ergonomisches und komfortables Handstück
- Kurze Fächerstrahlspitze mit Spritzschutz
- Lange Femurkanalspitze
- Integriertes Absaugen und Spülen
- Reinigungsstab für die Behebung von potenziellen Verstopfungen in der Femuralspitze



Weil das Ergebnis zählt



Wundversorgung

Die von Mölnlycke entwickelte Safetac* Technologie bietet Vorteile, die weit über die üblichen Produktversprechen hinausgehen.

Safetac optimiert nachweislich den Wundheilungsprozess und kann Wunden sogar vorbeugen.

Verbände mit Safetac sind auf jeden Fall eine sichere Wahl für Patienten und Wegbereiter für einen neuen, hohen Standard im Bereich der Wundversorgung. Uns liegen zahlreiche Belege dafür vor, die die klinischen und wirtschaftlichen Vorteile von Verbänden mit Safetac, darunter Mepilex®, Mepitel®,

Mepiform® und Mepitac® untermauern. Bereits heute haben unsere Verbände das Leben von Millionen Patienten weltweit erleichtert.

Nachweislich die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

*Eine Technologie, die ausschließlich von Mölnlycke erhältlich ist.



Mepilex - Schaumverband ohne Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
294015	5 x 5	5/40
294100	10 x 10	5/70
294200	10 x 20	5/45
294300	15 x 15	5/25
294400	20 x 20	5/20
294500	20 x 50	2/12
Mepilex Heel		
288100	13 x 20	5/25

Steril - einzeln verpackt

Absorbierender Schaumverband mit Safetac® Technologie. Für eine große Bandbreite von mittelstark exsudierenden Wunden, wie z.B. Ulcus Cruris, diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus oder Verbrennungen bis Grad 2a geeignet.

Mepilex Lite - Schaumverband ohne Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
284000	6 x 8,5	5/70
284100	10 x 10	5/50
284300	15 x 15	5/50
284500	20 x 50	4/24

Steril - einzeln verpackt

Dünnere als Mepilex® bietet Mepilex® Lite die gleichen Vorteile wie Mepilex, ist jedoch dank seines dünneren Designs noch anpassungsfähiger und flexibler. Geeignet für schwach exsudierende Wunden, Strahlenfolgeschäden (auch während der Bestrahlung tragbar), diabetisches Fußsyndrom, als Hautschutz. Mit Safetac® Technologie.

Mepilex Border Post-Op - Schaumverband mit Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Absorption	Packung/Karton
496100	6 x 8	3 x 5	mittel/hoch	10/80
496200	9 x 10	4,5 x 6	mittel/hoch	10/70
496300	10 x 15	4,5 x 10	mittel/hoch	10/100
496400	10 x 20	4,5 x 14,5	hoch	10/120
496450	10 x 25	4,5 x 19,5	hoch	10/60
496600	10 x 30	4,5 x 24	hoch	10/40
496650	10 x 35	4,5 x 29	hoch	5/55

Steril - einzeln verpackt

Der neue Mepilex® Border Post-Op ist ein innovativer Verband für chirurgische Wunden, der speziell auf die komplexen Anforderungen in der Chirurgie ausgelegt ist. Safetac® Technologie sorgt für schonende Haftung, stark absorbierende Fasern bieten ausgezeichnetes Exsudatmanagement und Flex-Technologie verleiht hohe Flexibilität. So werden Komplikationen wie z.B. Spannungsblasen vermieden.

Mepilex Border Flex - Schaumverband mit Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
283570	7,8 x 10	3,5 x 5,5	5/50
283300	13 x 16	9 x 12	5/35
283400	15 x 19	11,2 x 15,2	5/45

Steril - einzeln verpackt

Mepilex® Border Flex ist ein ovaler Kompletverband, der Exsudat effektiv absorbiert und zurückhält sowie feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält. Die optimierte Form bietet eine bessere Anpassung und Haftung. Mepilex Border Flex ist optimiert durch unsere Flex-Technologie: Das Perforationsmuster erhöht die Dehnbarkeit und Flexibilität.

Mepilex XT - Schaumverband ohne Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
211015	5 x 5	5/40
211110	12,5 x 12,5	5/50
211210	10 x 21	5/45
211310	17,5 x 17,5	5/25
211410	21 x 22	5/20
211500	20 x 50	2/12

Steril - einzeln verpackt

Mepilex® XT ist ein weicher Polyurethanschaum mit Safetac® Technologie, der für leicht bis mittelstark exsudierende Wunden und chronischen Wunden in allen Heilungsstadien vorgesehen ist. Z.B. Ulcus Cruris, diabetisches Fußsyndrom, Dekubitus oder Verbrennungen bis Grad 2a geeignet.

Mepilex Transfer - Schaumverband ohne Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
294700	10 x 12	5/50
294800	15 x 20	5/40
294502	20 x 50	4/24

Steril - einzeln verpackt

Die Kombination aus Safetac® Technologie und einem dünnen, drainagefähigem Schaum macht Mepilex® Transfer zum idealen Verband bei der Versorgung von schwierigen, auch sehr stark exsudierenden Wunden. Mepilex Transfer leitet Wundexsudat in einen darüber liegenden Saugverband, z.B. Mextra Superabsorbent, minimiert das Mazerationsrisiko und schützt die Wunde vor Traumatisierung.

Mepilex Border - Schaumverband mit Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
295200	7,5 x 7,5	4 x 4,5	5/70
295300	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
295400	15 x 15	11 x 11	5/50
295600	15 x 20	11 x 16	5/45
295800	10 x 20	6 x 16	5/25
295900	10 x 30	5 x 25	5/25
Mepilex Border Sacrum			
282000	18 x 18	120 cm²	5/40
282400	23 x 23	238 cm²	5/25
Mepilex Border Heel			
283250	18,5 x 24	---	5/40

Steril - einzeln verpackt

Mepilex® Border ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Polyurethanschaumverband zur Versorgung mittel bis sehr stark exsudierender Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert, auch unter Kompression, ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Der Haltrand mit Safetac® Technologie sorgt für die schonende und dennoch sichere Fixierung, ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel und schützt das wundumgebende Gewebe vor Schädigung und Mazeration.

Mepilex Border Lite - Schaumverband mit Haftrand



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
281000	4 x 5	2 x 3	10/70
281100	5 x 12,5	2,5 x 8,5	5/65
281200	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	5/70
281300	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
281500	15 x 15	11 x 11	5/50

Steril - einzeln verpackt

Als dünnere Version von Mepilex® Border ist Mepilex® Border Lite geeignet für nicht bis leicht exudierende Wunden wie Schnitt- und Schürfwunden, epithelisierende Wunden und beim diabetischen Fußsyndrom.

Mepilex Ag - antimikrobiell mit Silber



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
287110	10 x 10	5/70
287210	10 x 20	5/45
287310	15 x 15	5/25
287410	20 x 20	5/20
287510	20 x 50	2/12
Mepilex Heel Ag		
388100	13 x 20	5/25
388300	15 x 22	5/30

Steril - einzeln verpackt

Absorbierender, antimikrobieller Schaumverband. Verbindet die schnelle und langanhaltende antimikrobielle Wirkung von Silber mit den Vorteilen der Safetac® Technologie. Geeignet für die Versorgung von infizierten Wunden oder Wunden mit Infektionsrisiko wie Ulcus cruris, diabetisches Fußsyndrom, Verbrennungen bis Grad 2.

Mepilex Transfer Ag - antimikrobiell mit Silber



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
394000	7,5 x 8,5	10/70
394100	10 x 12,5	5/50
394800	15 x 20	10/50
394500	20 x 50	2/12

Steril - einzeln verpackt

Mepilex Transfer Ag eignet sich zur Versorgung von kritisch kolonisierten und infizierten Wunden, die leicht bis stark exsudieren. Sobald der Verband mit Exsudat in Kontakt kommt, werden Silberionen freigesetzt, die wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten bis zu 7 Tage effektiv inaktivieren. Perfekt in Kombination mit Mextra Superabsorbent anzuwenden.

Mepitel Film Folienverband/Hautschutz



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
296170	6 x 7	10/50
296270	10 x 12	10/70
296470	10 x 25	10/50
296670	15 x 20	10/70

Steril - einzeln verpackt

Mepitel® Film ist ein sanfter, transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac® Technologie. Mepitel® Film bietet Ihnen fortschrittliche Möglichkeiten z.B. für die Versorgung von oberflächlichen Wunden. Der innovative Folienverband kann aber auch als sanfter Hautschutz im Bereich von reibungs-, scherkraft- und mazerationsgefährdeten Körperstellen angewendet werden. Mepitel® Film ist dünn, weich und sehr komfortabel. Und der erste Folienverband, der mit der Safetac® Technologie ausgerüstet ist, um vor Trauma und Schmerzen während des Verbandwechsels zu schützen.

Mepitel - Wunddistanzgitter



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
290510	5 x 7,5	10/50
290710	7,5 x 10	10/40
291010	10 x 18	10/70
292005	20 x 30	5/30

Steril - einzeln verpackt

Mepitel® mit Safetac® Technologie ist ein transparenter, beidseitig beschichteter Netzverband, der für eine Vielzahl von Wunden entwickelt wurde und selbst auf freiliegenden Strukturen angewendet werden kann. Mepitel hat eine Liegedauer von bis zu 14 Tagen. Je nach Einsatzgebiet muss nur der Sekundärverband gewechselt werden. Sehr gut geeignet für stark exsudierende Wunden, Strahlenfolgereaktionen, Tumorzellen, Verbrennungen bis Grad 2a, Hautentnahmestellen und zur Fixierung von Hauttransplantaten.

Mepilex Border Ag - antimikrobiell mit Silber



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
395260	7 x 7,5	4 x 4,5	5/70
395360	10 x 12,5	6,5 x 8,5	5/50
395460	15 x 17,5	11 x 13	5/35
395660	17 x 20	12 x 16	5/40
395800	10 x 20	6 x 16	5/35
395700	10 x 25	5 x 20	5/35
395900	10 x 30	5 x 25	5/25

Steril - einzeln verpackt

Selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Safetac® Technologie zur Versorgung kritisch kolonisierter und infizierter, oberflächlicher Wunden. Der integrierte Superabsorber verhindert auch unter Kompression ein Auslaufen und eine Rücknässung des Verbandes. Auch als Mepilex Border Sacrum Ag erhältlich.

Mepilex Border Sacrum Ag	Größe in cm²	Packung/Karton
382000	18 x 18	120
382200	20 x 20	162
382400	23 x 23	239

Exufiber - Faserverband



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
Kompressen		
603300	5 x 5	10/40
603301	10 x 10	10/60
603302	15 x 15	10/60
603303	20 x 30	5/20
603305	4,5 x 10	10/40
603306	4,5 x 20	10/50
603307	4,5 x 30	10/60
Tamponade		
603304	2 x 45	5/20

Steril - einzeln verpackt

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock-Technologie und besteht aus hochabsorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). Exufiber ist für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet. Für Absorption und Retention von Exsudat, Blut und Bakterien.

Mepitel One - Wunddistanzgitter



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
289100	5 x 7,5	10/70
289300	7,5 x 10	10/40
289500	10 x 18	10/70
289700	17 x 25	5/40
289750	27,5 x 50	2/14
Mepitel One (auf Rolle)		
289800	9,5 x 150	1/9

Steril - einzeln verpackt

Mepitel® One mit Safetac® Technologie ist ein hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband, der für eine Vielzahl von Wunden geeignet ist und bis zu 14 Tagen auf der Wunde verbleiben kann. Je nach Einsatzgebiet muss nur der Sekundärverband gewechselt werden. Sehr gut geeignet für stark exsudierende Wunden, Verbrennungen, bis Grad 2a, chirurgische und akute Wunden.

Mextra Superabsorbent

NEU



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
610700	10 x 10	10/50
610710	10 x 15	10/40
610720	10 x 20	10/90
610730	15 x 20	10/40
610740	20 x 25	10/40
610750	20 x 30	10/50
610760	20 x 40	10/50

Steril - einzeln verpackt

Mextra Superabsorbent ist ein superabsorbierender Verband mit einem flüssigkeitsabweisenden Deckvlies, einem Kern bestehend aus superabsorbierenden Partikeln und einer Wundkontaktschicht aus Vlies. Besonders gut für stark exsudierende Wunden in Kombination mit einem Primärverband (Mepitel, Mepitel One oder Mepilex Transfer) anzuwenden.

Mepore - Wundschnellverband



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
670800	6 x 7	3 x 4	60/480
670900	10 x 9	6 x 4,5	50/400
671000	15 x 9	10 x 4,5	50/400
671100	20 x 9	15 x 4,5	30/180
671200	25 x 9	20 x 4,5	30/180
671300	30 x 9	25 x 4,5	30/270
671400	35 x 9	30 x 5	30/180

Steril - einzeln verpackt

Art.-Nr.	Breite in cm	Packung/Karton
5 m Länge (Produkte auf Rolle)		
331900	4	1/24
332000	7	1/18

Unsteril - im Karton

Mepore ist ein selbstklebender Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden, akuten Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

Mepore Pro



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
670820	6 x 7	3 x 4	60/480
670920	10 x 9	4,5 x 6	40/320
671020	15 x 9	4,5 x 10	40/320
671120	20 x 9	4,5 x 15	30/180
671220	25 x 9	4,5 x 20	30/210
671320	30 x 9	4,5 x 25	30/270

Steril - einzeln verpackt

Mepore Pro ist ein selbstklebender, wasserfester Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden, akuten Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie die sichere Fixierung.

Mepore Film & Pad



Art.-Nr.	Größe in cm	Größe in cm Wundkissen	Packung/Karton
275100	4 x 5	1,5 x 2,5	85/340
275200	5 x 7, oval	2,5 x 4	85/340
275300	5 x 7	2,5 x 4	85/340
275400	10 x 9	5 x 4,5	30/180
275500	15 x 9	10 x 4,5	30/240
275600	20 x 9	15 x 4,5	30/240
275700	25 x 9	20 x 4,5	30/150
275800	30 x 9	25 x 4,5	25/125
275900	35 x 9	30 x 4,5	25/100

Steril - einzeln verpackt

Mepore Film & Pad ist ein transparenter, atmungsaktiver und wasserfester Filmverband mit Wundkissen zum Abdecken und Schützen von leicht exsudierenden akuten Wunden. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie sichere Fixierung.

Mepore IV



Art.-Nr.	Größe in cm	Packung/Karton
274000	5,5 x 5	100/600
274200	8 x 9	70/210
274400	10 x 11	70/210

Steril - einzeln verpackt

Mepore IV ist ein transparenter, atmungsaktiver, selbstklebender Verband zur Fixierung von Kanülen bei intravenösen Zugängen, wie z.B. zentralen Venenkathetern oder Venenverweilkanülen. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie die sichere Fixierung.

Mefix - Fixiervlies



Art.-Nr.	Breite in cm	Packung/Karton
10 m Länge (Produkte auf Rolle)		
310250	2,5	1/40
310500	5	1/40
311000	10	1/20
311500	15	1/22
312000	20	1/10
313000	30	1/12

Unsteril - im Karton

Luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden und/oder medizinischen Gebrauchsartikeln. Die Querdehnbarkeit des Materials ermöglicht auch die Applikation über Gelenken. Der Polyacrylatkleber auf Wasser-Emulsionsbasis gewährleistet eine schonende Anwendung sowie die sichere Fixierung.

Tubifast 2-Way Stretch - Schlauchverband



Art.-Nr.	Breite in cm	Umfang in cm Gliedmaße	Packung/Karton
10 m Länge (Produkte auf Rolle)			
2434	3,5 - rot	9 - 18	1/20
2436	5 - grün	14 - 24	1/24
2438	7,5 - blau	24 - 40	1/30
2440	10,75 - gelb	35 - 64	1/12
2444	20 - violett	64 - 130	1/15

Unsteril

Tubifast 2-Way Stretch ist ein unsteriler, elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband, der sich für die Sicherung von Primärverbänden, wie z.B. Mepilex, Mepilex Lite, Mextra Superabsorbent oder anderen medizinischen Produkten eignet. Durch die besonderen Vorteile der 2-Way Stretch-Technologie fixiert Tubifast zuverlässig ohne zusätzliche Hilfsmittel, engt dabei aber nicht ein und verursacht auch keine Kompression.

Referenzen

- Customer Reference Program, 2009
- Customer Reference Program, 2009
- Greiling M: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Poster presented at European Association of Hospital Managers, September 2010
- Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000; 36: 724-6.
- Verkala K et al Eur J Card Surg 1998; 14:206-10.
- Humans as dispersers of microorganisms-dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
- Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical- masks - Requirements and test methods.
- Testing conducted at PRAC (Report 04-007) and overseen by a board-certified dermatologist, 2004.
- Total Protein - Based on ASTM D5712 - 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
- Antigenic Protein - Based on ASTM D6499 - 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
- Eye of the Needle. UK Surveillance of Significant Occupational Exposures to Blood-borne Viruses in Healthcare Workers, Health Protection Agency, November 2006; p4 <http://www.hpa.org.uk/infections>.
- Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org/80/about_college/acscomm/core/coreprev.html on Sep 16, 1999
- Wigmore SJ & Rainey JB. 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994; 81: 1480
- Commission of the European Communities. Accompanying document to the Communication and Recommendation on patient safety, including the prevention and control of health-care-associated infections. Dezember 2008.
- Brote L. 1976. Wound infections in clean and potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200.
- Mintjes-de Groot AJ, van Hassel CA, Kaan JA, Verkooyen RP, Verbrugh HA. 2000. Impact of hospital-wide surveillance on hospital-acquired infections in an acute-care hospital in the Netherlands. J Hosp Infect. Vol 46; 36-42.
- VandenBerg MF, Kluytmans JA, van Hout BA, Maat AP, Seerden RJ, McDonnel J, et al. 1996. Cost-effectiveness of perioperative mupirocin nasal ointment in cardiothoracic surgery. Infect Control Hosp Epidemiol. Vol 17; 786-92.
- Pittet D, Wenzel RP. 1995. Nosocomial bloodstream infections. Secular trends in rates, mortality and contribution to total hospital deaths. Arch Intern Med. Vol 155; 1177-84.
- von Eiff C et al. 2001. Nasal carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. Study Group. NEJM. Vol 344; 11-16.
- Bode LGM et al; 2010. NEJM. Preventing Surgical-Site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. Vol 362; 9-17.
- Mölnlycke Health Care Report REPR0780
- University College London Hospital, Information for patients and relatives on Testing positive for MRSA, dated Jan 2007.

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
213	Prep-Pad Unterlage unsteril	61 x 102 cm		64
229	Gesäßtuch mit Auffangbeutel	85 x 120		33
269	Stockinette kurz	23 x 71 cm	mit Baumwollstrumpf	38
272	Stockinette klein	18 x 86 cm	mit Baumwollstrumpf	38
273	Stockinette mittel	23 x 107 cm	mit Baumwollstrumpf	38
274	Stockinette gross	31 x 122 cm	mit Baumwollstrumpf	38
1218	HNO Set			28
1272	Fenstertuch mit Inzisionsfolie selbstklebend	100 x 114 cm	Inzisionsbereich 8 x 19 cm, eingeschlagen	35
1901	Schutzmantel unsteril gelb L	114 cm lang	gelb	63
1903	Schutzmantel unsteril grün L	114 cm lang	grün	63
1904	Schutzmantel unsteril weiß L	114 cm lang	weiß	63
1905	Schutzmantel unsteril blau L	114 cm lang	blau	63
1921	Schutzmantel unsteril gelb XL	127 cm lang	gelb	63
1923	Schutzmantel unsteril grün XL	127 cm lang	grün	63
1924	Schutzmantel unsteril weiß XL	127 cm lang	weiß	63
1925	Schutzmantel unsteril blau XL	127 cm lang	blau	63
1931	Schutzmantel unsteril, undurchlässig gelb L	124 cm lang	gelb	63
1932	Schutzmantel unsteril, undurchlässig blau L	124 cm lang	blau	63
1933	Schutzmantel unsteril, undurchlässig gelb XL	142 cm lang	gelb	63
1934	Schutzmantel unsteril, undurchlässig blau XL	142 cm lang	blau	63
2434	Tubifast 2-Way Stretch	10 m x 3,5 cm		84
2436	Tubifast 2-Way Stretch	10 m x 5 cm		84
2438	Tubifast 2-Way Stretch	10 m x 7,5 cm		84
2440	Tubifast 2-Way Stretch	10 m x 10,75 cm		84
2444	Tubifast 2-Way Stretch	10 m x 20 cm		84
2750	Schlitztuch selbstklebend	152 x 193 cm	PE-Folie, Schlitz 15 x 61 cm	34
4230	OP-Maske Standard		Bindebänder, blau, für empfindliche Haut	56
4231	OP-Maske Special		Bindebänder, antifog, blau, für empfindliche Haut	57
4232	OP-Maske Extra Protection		Bindebänder, spritzfest, antifog, Blendenschutz und Visier, blau	58
4236	OP-Maske Extra Protection		Bindebänder spritzfest, antifog, violett	58
4301	OP-Maske Standard		Ohrschlaufen, grün	56
4302	OP-Maske Standard		Bindebänder, grün	56
4311	OP-Maske Standard		Ohrschlaufen, blau	56
4312	OP-Maske Standard		Bindebänder, blau	56
5217	Schulter-Saugertasche selbstklebend	81 x 86 cm	Schlitz 15 x 52 cm	42
5218	Saugertasche	51 x 59 cm		42
5636	Biogel Dental unsteril	5,5		72
5637	Biogel Dental unsteril	6		72
5638	Biogel Dental unsteril	6,5		72
5639	Biogel Dental unsteril	7		72
5640	Biogel Dental unsteril	7,5		72
5641	Biogel Dental unsteril	8		72
5642	Biogel Dental unsteril	8,5		72
5643	Biogel Dental unsteril	9		72
5653	Biogel Diagnostic unsteril	5,5		72
5654	Biogel Diagnostic unsteril	6		72
5655	Biogel Diagnostic unsteril	6,5		72

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
5656	Biogel Diagnostic unsteril	7		72
5657	Biogel Diagnostic unsteril	7,5		72
5658	Biogel Diagnostic unsteril	8		72
5659	Biogel Diagnostic unsteril	8,5		72
5660	Biogel Diagnostic unsteril	9		72
18001	Thermojacke Unisoft grün S		grün	61
18010	Thermojacke Unisoft grün M		grün	61
18020	Thermojacke Unisoft grün L		grün	61
18030	Thermojacke Unisoft grün XL		grün	61
18040	Thermojacke Unisoft grün 2XL		grün	61
18050	Thermojacke Unisoft grün 3XL		grün	61
18600	Shirt Unisoft XS		grün	60
18610	Shirt Unisoft S		grün	60
18620	Shirt Unisoft M		grün	60
18630	Shirt Unisoft L		grün	60
18640	Shirt Unisoft XL		grün	60
18650	Shirt Unisoft 2XL		grün	60
18660	Shirt Unisoft 3XL		grün	60
18670	Shirt Unisoft 4XL		grün	60
18700	Tunnelzughose Unisoft XS		grün	60
18710	Tunnelzughose Unisoft S		grün	60
18720	Tunnelzughose Unisoft M		grün	60
18730	Tunnelzughose Unisoft L		grün	60
18740	Tunnelzughose Unisoft XL		grün	60
18750	Tunnelzughose Unisoft 2XL		grün	60
18760	Tunnelzughose Unisoft 3XL		grün	60
18770	Tunnelzughose Unisoft 4XL		grün	60
18920	Gummizughose Unisoft S		grün	60
18930	Gummizughose Unisoft M		grün	60
18940	Gummizughose Unisoft L		grün	60
18950	Gummizughose Unisoft XL		grün	60
18960	Gummizughose Unisoft 2XL		grün	60
19055	Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen L	114 cm lang	blau	63
19255	Schutzmantel unsteril, mit Strickbündchen blau XL	127 cm lang	blau	63
21600	Shirt Unisoft XS		blau	60
21610	Shirt Unisoft S		blau	60
21620	Shirt Unisoft M		blau	60
21630	Shirt Unisoft L		blau	60
21640	Shirt Unisoft XL		blau	60
21650	Shirt Unisoft 2XL		blau	60
21660	Shirt Unisoft 3XL		blau	60
21670	Shirt Unisoft 4XL		blau	60
21700	Tunnelzughose Unisoft XS		blau	60
21710	Tunnelzughose Unisoft S		blau	60
21720	Tunnelzughose Unisoft M		blau	60
21730	Tunnelzughose Unisoft L		blau	60
21740	Tunnelzughose Unisoft XL		blau	60
21750	Tunnelzughose Unisoft 2XL		blau	60
21760	Tunnelzughose Unisoft 3XL		blau	60

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
21770	Tunnelzughose Unisoft 4XL		blau	60
22300	Thermojacke Unisoft violett S		violett, Halbarm	61
22310	Thermojacke Unisoft violett M		violett, Halbarm	61
22320	Thermojacke Unisoft violett L		violett, Halbarm	61
22330	Thermojacke Unisoft violett XL		violett, Halbarm	61
22340	Thermojacke Unisoft violett 2XL		violett, Halbarm	61
24000	Thermojacke Unisoft violett S		violett	61
24010	Thermojacke Unisoft violett M		violett	61
24020	Thermojacke Unisoft violett L		violett	61
24030	Thermojacke Unisoft violett XL		violett	61
24040	Thermojacke Unisoft violett 2XL		violett	61
24050	Thermojacke Unisoft violett 3XL		violett	61
24600	Shirt Unisoft XS		violett	60
24610	Shirt Unisoft S		violett	60
24620	Shirt Unisoft M		violett	60
24630	Shirt Unisoft L		violett	60
24640	Shirt Unisoft XL		violett	60
24650	Shirt Unisoft 2XL		violett	60
24660	Shirt Unisoft 3XL		violett	60
24670	Shirt Unisoft 4XL		violett	60
24700	Tunnelzughose Unisoft XS		violett	60
24710	Tunnelzughose Unisoft S		violett	60
24720	Tunnelzughose Unisoft M		violett	60
24730	Tunnelzughose Unisoft L		violett	60
24740	Tunnelzughose Unisoft XL		violett	60
24750	Tunnelzughose Unisoft 2XL		violett	60
24760	Tunnelzughose Unisoft 3XL		violett	60
24770	Tunnelzughose Unisoft 4XL		violett	60
25300	Thermojacke Unisoft weiß S		weiß, Halbarm	61
25310	Thermojacke Unisoft weiß M		weiß, Halbarm	61
25320	Thermojacke Unisoft weiß L		weiß, Halbarm	61
25330	Thermojacke Unisoft weiß XL		weiß, Halbarm	61
25340	Thermojacke Unisoft weiß 2XL		weiß, Halbarm	61
28000	Thermojacke Unisoft blau S		blau	61
28010	Thermojacke Unisoft blau M		blau	61
28020	Thermojacke Unisoft blau L		blau	61
28030	Thermojacke Unisoft blau XL		blau	61
28040	Thermojacke Unisoft blau 2XL		blau	61
28050	Thermojacke Unisoft blau 3XL		blau	61
40655	Biogel Skinsense Indicator Underglove	5,5	blau	71
40660	Biogel Skinsense Indicator Underglove	6	blau	71
40665	Biogel Skinsense Indicator Underglove	6,5	blau	71
40670	Biogel Skinsense Indicator Underglove	7	blau	71
40675	Biogel Skinsense Indicator Underglove	7,5	blau	71
40680	Biogel Skinsense Indicator Underglove	8	blau	71
40685	Biogel Skinsense Indicator Underglove	8,5	blau	71
40690	Biogel Skinsense Indicator Underglove	9	blau	71
40955	Biogel PI Ultra Touch	5,5		70
40960	Biogel PI Ultra Touch	6		70
40965	Biogel PI Ultra Touch	6,5		70

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
40970	Biogel PI Ultra Touch	7		70
40975	Biogel PI Ultra Touch	7,5		70
40980	Biogel PI Ultra Touch	8		70
40985	Biogel PI Ultra Touch	8,5		70
40990	Biogel PI Ultra Touch	9		70
41455	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	5,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41460	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	6	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41465	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	6,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41470	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	7	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41475	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	7,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41480	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	8	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41485	Biogel PI Indicator Doppelhandschuhsystem	8,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhandschuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
41655	Biogel PI Indicator Underglove	5,5	blau	70
41660	Biogel PI Indicator Underglove	6	blau	70
41665	Biogel PI Indicator Underglove	6,5	blau	70
41670	Biogel PI Indicator Underglove	7	blau	70
41675	Biogel PI Indicator Underglove	7,5	blau	70
41680	Biogel PI Indicator Underglove	8	blau	70
41685	Biogel PI Indicator Underglove	8,5	blau	70
41700	Biogel PI Indicator Underglove	9	blau	70
42013	OP-Haube Flott		Barett, grün, Latex	52
42033	OP-Haube Chic		Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich, Bindebänder, grün	54
42063	OP-Haube Elast		Schiffchenform, grün	54
42071	OP-Haube All Lady		Astronautenhaube für Frauen, grün	53
42072	OP-Haube All		Astronautenhaube, blau	53
42073	OP-Haube All		Astronautenhaube grün	53
42074	OP-Haube All Pro		Astronautenhaube, grün mit Schweißband	53
42076	OP-Haube All Pro		Astronautenhaube, grün mit Schweißband und Kragen	53
42093	OP-Haube Top		mit elastischem Nackenband grün	54
42113	OP-Haube Flair		mit Mittelnaht, grün, Latex	52
42155	Biogel PI UltraTouch G	5,5		70
42160	Biogel PI UltraTouch G	6		70
42165	Biogel PI UltraTouch G	6,5		70
42170	Biogel PI UltraTouch G	7		70
42175	Biogel PI UltraTouch G	7,5		70
42180	Biogel PI UltraTouch G	8		70
42185	Biogel PI UltraTouch G	8,5		70
42190	Biogel PI UltraTouch G	9		70
42270	OP-Maske Standard		Ohrschlaufen, blau	56
42280	OP-Maske Standard		Bindebänder, blau	56
42290	OP-Maske Standard		Bindebänder, grün	56
42610	OP-Haube		Barett, weiß	52
42620	OP-Haube		Barett, blau, Latex	52

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
42630	OP-Haube		Barett, grün, Latex	52
42902	Extra Filtration Gesichtsmaske		FFP 1 Maske , gelbe Gummibänder, weiß	59
42904	Extra Filtration Gesichtsmaske		FFP 2 Maske, blaue Gummibänder, weiß	59
42955	Biogel NeoDerm	5,5		71
42960	Biogel NeoDerm	6		71
42965	Biogel NeoDerm	6,5		71
42970	Biogel NeoDerm	7		71
42975	Biogel NeoDerm	7,5		71
42980	Biogel NeoDerm	8		71
42985	Biogel NeoDerm	8,5		71
42990	Biogel NeoDerm	9		71
48355	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	5,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48360	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	6	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48365	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	6,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48370	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	7	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48375	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	7,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48380	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	8	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48385	Biogel PI Micro Indicator Doppelhandschuh-system	8,5	1 System gleich 2 Paar, blaue Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	70
48555	Biogel PI Micro	5,5		70
48560	Biogel PI Micro	6		70
48565	Biogel PI Micro	6,5		70
48570	Biogel PI Micro	7		70
48575	Biogel PI Micro	7,5		70
48580	Biogel PI Micro	8		70
48585	Biogel PI Micro	8,5		70
48590	Biogel PI Micro	9		70
48955	Biogel PI Micro Indicator Underglove	5,5	blau	70
48960	Biogel PI Micro Indicator Underglove	6	blau	70
48965	Biogel PI Micro Indicator Underglove	6,5	blau	70
48970	Biogel PI Micro Indicator Underglove	7	blau	70
48975	Biogel PI Micro Indicator Underglove	7,5	blau	70
48980	Biogel PI Micro Indicator Underglove	8	blau	70
48985	Biogel PI Micro Indicator Underglove	8,5	blau	70
48990	Biogel PI Micro Indicator Underglove	9	blau	70
50955	Biogel Skinsense	5,5		71
50960	Biogel Skinsense	6		71
50965	Biogel Skinsense	6,5		71
50970	Biogel Skinsense	7		71
50975	Biogel Skinsense	7,5		71
50980	Biogel Skinsense	8		71
50985	Biogel Skinsense	8,5		71
50990	Biogel Skinsense	9		71
60001	Schulter Arthroskopie Set			18
60002	Schulter Set mit Beutel			18
60003	Beach Chair Schulter Set			18

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
60004	Beach Chair Schultertuch	400 x 240 cm	elastische Manschette 10 x 10 cm	18
60102	Knie-Arthroskopie Set			17
60104	Knie-Arthroskopietuch	230 x 320 cm	2 elastische Manschetten 7 und 5 cm	17
60105	Knie-Arthroskopietuch mit Beutel	260/300 x 320 cm	2 elastische Manschetten 7 und 5 cm, eingeschlagen	17
60206	Extremitäten Set		mit Extremitätentuch in T-Form 200/300 x 320 cm, elastische Manschette 7 cm	16
60208	Extremitäten Set			16
60209	Extremitäten Set mit Stockinette			16
60210	Extremitätentuch	250 x 315 cm		16
60211	Extremitätentuch	200 x 300 cm	elastische Manschette 7 cm	16
60212	Extremitätentuch	230 x 315 cm	elastische Manschette 7 cm	16
60213	Extremitätentuch	230 x 315 cm	elastische Manschette 7 cm	16
60214	Extremitätentuch T-Form	200/300 x 320 cm	elastische Manschette 7 cm	16
60300	Fuß Set bilateral			15
60301	Knie Set bilateral			17
60303	Hand/Fuß Set			15
60305	Hand Set		ohne Instrumententischbezug	15
60306	Hand Set		mit Instrumententischbezug	15
60308	Hand-/Fußtuch	150 x 180 cm	elastische Manschette 3,5 cm	15
60309	Hand-/Fußtuch	230 x 315 cm	elastische Manschette 3,5 cm	15
60310	Hand Abdecktuch	150/370 x 280 cm	elastische Manschette 3,5 cm	15
60502	Schlitztuch selbstklebend	200 x 150 cm	Schlitz sk. 7 x 65 cm, mit Patch 70 x 100 cm	34
60503	Schlitztuch selbstklebend	200 x 260 cm	Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	34
60504	Schlitztuch selbstklebend	200 x 260 cm	Schlitz sk. 20 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	34
60506	Schlitztuch selbstklebend	200 x 290 cm	Schlitz sk. 7 x 102 cm, mit Patch 70 x 100 cm	34
60602	Hüft Set All-in-One			20
60603	Hüft Set			19
60604	Hüft Set			19
60608	Hüft Set mit Stockinette		Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm	19
60609	Hüft Set mit Stockinette		Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz 7 x 102 cm	19
60611	Hüft Set			19
60616	Hüft Set mit Stockinette		mit großem Schlitztuch 250 x 290 cm, Schlitz 20 x 102 cm	19
60617	Basis-Schlitztuch Set		mit großem Schlitztuch 230 x 150 cm, Schlitz 7 x 65 cm	13
60618	Basis-Schlitztuch Set II		mit großem Schlitztuch 230 x 150 cm, Schlitz 7 x 65 cm	13
60620	U-Tuch Set		mit Schlitztuch 200 x 260 cm, Schlitz 20 x 102 cm	13
60755	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	5,5	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
60760	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	6	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
60765	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	6,5	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
60770	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	7	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
60775	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	7,5	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
60780	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	8	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
60785	Biogel Eclipse Indicator Doppelhandschuh-system	8,5	1 System gleich 2 Paar, grüne Innenhand-schuhe, strohfarbene Außenhandschuhe	69
61000	Tithotomietuch T-Form	75/150 x 170 cm	Ausschnitt sk. 9 x 11 cm	21
61010	Lithotomie Set			21
61310	Pädiatrietuch T-Form	200/270 x 320 cm	Verstärkung 50 x 100 cm, Ausschnitt 10 x 14 cm	14
61330	Laparotomietuch T-Form	200/270 x 320 cm	Verstärkung 50 x 100 cm, Ausschnitt 23 x 36 cm	14
61340	Pädiatrietuch T-Form	200 x 300 cm	Verstärkung 46 x 71 cm, Ausschnitt 12 x 16,5 cm	14
61400	Varizen Set			14
61450	Laparoskopie Set Bariatrie		mit integrierten Beinlingen	12
61800	Hybrid Cardiovascular Set	240/300 x 450 cm		25
65000	HNO Set	150 x 260 cm	Schlitz 7 x 65 cm verstärkt	28
65011	Strumatuch	175/250 x 320 cm	Ausschnitt 15 x 15 cm mit Inzisionsfolie	14
65211	Angiographietuch	240 x 370 cm	Verstärkung 90 x 220 cm, 2 Ausschnitte sk. 6 x 9 cm	26
65212	Angiographietuch	115 x 150 cm	Verstärkung 70 x 70 cm, Ausschnitt sk. 6 cm	26
65213	Angiographie Set	240 x 320 cm	Verstärkung 90 x 110 cm, 2 Ausschnitte 6 x 9 cm	26
65800	TUR Set mit Sieb	100/150 x 220 cm	Ausschnitt 9 x 18 cm	24
65810	Nephroskopietuch	175 x 300 cm	mit Inzisionsfolie, Ausschnitt 5 cm und Saugertasche	24
66001	OP-Abdecktuch BARRIER Flex	90 x 75 cm	selbstklebend mit Patch	9
66002	OP-Abdecktuch BARRIER Flex	175 x 175 cm	selbstklebend mit Patch	9
66003	OP-Abdecktuch BARRIER Flex	300 x 175 cm	selbstklebend mit Patch	9
66010	Universal Set BARRIER Flex		mit BARRIER Flex Tüchern	9
66520	OP-Abdecktuch selbstklebend	120 x 10 cm	3-lagig mit durchgehendem Kleberand	33
66540	OP-Abdecktuch selbstklebend	260 x 175 cm	3-lagig mit durchgehendem Kleberand	33
69200	Knie-Arthroskopiebeutel	60 x 120 cm	Manschette 7 cm und 5 cm	42
73255	Biogel Eclipse Indicator Underglove	5,5	grün	69
73260	Biogel Eclipse Indicator Underglove	6	grün	69
73265	Biogel Eclipse Indicator Underglove	6,5	grün	69
73270	Biogel Eclipse Indicator Underglove	7	grün	69
73275	Biogel Eclipse Indicator Underglove	7,5	grün	69
73280	Biogel Eclipse Indicator Underglove	8	grün	69
73285	Biogel Eclipse Indicator Underglove	8,5	grün	69
73290	Biogel Eclipse Indicator Underglove	9	grün	69
75155	Biogel Eclipse	5,5		69
75160	Biogel Eclipse	6		69
75165	Biogel Eclipse	6,5		69
75170	Biogel Eclipse	7		69
75175	Biogel Eclipse	7,5		69
75180	Biogel Eclipse	8		69
75185	Biogel Eclipse	8,5		69
75190	Biogel Eclipse	9		69
80100	Tischabdecktuch Standard	100 x 150 cm	absorbierende Fläche 75 x 150 cm	31

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
80150	Tischabdecktuch Standard	150 x 150 cm	absorbierende Fläche 75 x 150 cm	31
80170	Tischabdecktuch Standard	150 x 160 cm	absorbierende Fläche 75 x 160 cm	31
80190	Tischabdecktuch Standard	150 x 190 cm	absorbierende Fläche 75 x 190 cm	31
80210	Tischabdecktuch Standard	150 x 210 cm	absorbierende Fläche 75 x 210 cm	31
82255	Biogel Surgeons	5,5		69
82260	Biogel Surgeons	6		69
82265	Biogel Surgeons	6,5		69
82270	Biogel Surgeons	7		69
82275	Biogel Surgeons	7,5		69
82280	Biogel Surgeons	8		69
82285	Biogel Surgeons	8,5		69
82290	Biogel Surgeons	9		69
82355	Biogel M	5,5		69
82360	Biogel M	6		69
82365	Biogel M	6,5		69
82370	Biogel M	7		69
82375	Biogel M	7,5		69
82380	Biogel M	8		69
82385	Biogel M	8,5		69
82390	Biogel M	9		69
82555	Biogel Super-Sensitive	5,5		69
82560	Biogel Super-Sensitive	6		69
82565	Biogel Super-Sensitive	6,5		69
82570	Biogel Super-Sensitive	7		69
82575	Biogel Super-Sensitive	7,5		69
82580	Biogel Super-Sensitive	8		69
82585	Biogel Super-Sensitive	8,5		69
82590	Biogel Super-Sensitive	9		69
85190	Tischabdecktuch verstärkt	150 x 190 cm	absorbierende Fläche 75 x 190 cm	31
187812	SpezialVliesstoff-Bauchtuch weiß steril à 2 Stk.	40 x 40 cm	mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130 g	43
187832	Spezial Vliesstoff-Bauchtuch grün steril à 2 Stk.	40 x 40 cm	mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130 g	43
187835	Spezial Vliesstoff-Bauchtuch grün steril à 5 Stk.	40 x 40 cm	mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130 g	43
187912	SpezialVliesstoff-Bauchtuch weiß steril à 2 Stk.	40 x 60 cm	mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130 g	43
187932	Spezial Vliesstoff-Bauchtuch grün steril à 2 Stk.	40 x 60 cm	mit Schlaufe und Röntgen-Kontrastfaden, 130 g	43
211015	Mepilex XT	5 x 5 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
211110	Mepilex XT	12,5 x 12,5 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
211210	Mepilex XT	10 x 21 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
211310	Mepilex XT	17,5 x 17,5 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
211410	Mepilex XT	21 x 22 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
211500	Mepilex XT	20 x 50 cm	Weicher Schaumverband ohne Haftrand	82
274000	Mepore IV	5,5 x 5 cm	transparenter, atmungsaktiver, selbstkle-bender Verband	84
274200	Mepore IV	8 x 9 cm	transparenter, atmungsaktiver, selbstkle-bender Verband	84
274400	Mepore IV	10 x 11 cm	transparenter, atmungsaktiver, selbstkle-bender Verband	84
275100	Mepore Film & Pad	4 x 5 cm		84

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
275200	Mepore Film & Pad	5 x 7 cm	oval	84
275300	Mepore Film & Pad	5 x 7 cm	quadratisch	84
275400	Mepore Film & Pad	9 x 10 cm		84
275500	Mepore Film & Pad	9 x 15 cm		84
275600	Mepore Film & Pad	9 x 20 cm		84
275700	Mepore Film & Pad	9 x 25 cm		84
275800	Mepore Film & Pad	9 x 30 cm		84
275900	Mepore Film & Pad	9 x 35 cm		84
281000	Mepilex Border Lite	4 x 5 cm	dünnere Version von Mepilex Border	82
281100	Mepilex Border Lite	5 x 12,5 cm	dünnere Version von Mepilex Border	82
281200	Mepilex Border Lite	7,5 x 7,5 cm	dünnere Version von Mepilex Border	82
281300	Mepilex Border Lite	10 x 10 cm	dünnere Version von Mepilex Border	82
281500	Mepilex Border Lite	15 x 15 cm	dünnere Version von Mepilex Border	82
282000	Mepilex Border Sacrum	18 x 18 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband	82
282400	Mepilex Border Sacrum	23 x 23 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband	82
283250	Mepilex Border Heel	18,5 x 24 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband	82
283300	Mepilex Border Flex	13 x 16 cm	Ovaler Kompletverband mit Flex-Technologie	82
283400	Mepilex Border Flex	15 x 19 cm	Ovaler Kompletverband mit Flex-Technologie	82
283570	Mepilex Border Flex	7,5 x 10 cm	Ovaler Kompletverband mit Flex-Technologie	82
284000	Mepilex Lite	6 x 8,5 cm	absorbierender und anpassungsfähiger Schaumverband mit dünnerem Design als Mepilex	82
284100	Mepilex Lite	10 x 10 cm	absorbierender und anpassungsfähiger Schaumverband mit dünnerem Design als Mepilex	82
284300	Mepilex Lite	15 x 15 cm	absorbierender und anpassungsfähiger Schaumverband mit dünnerem Design als Mepilex	82
284500	Mepilex Lite	20 x 50 cm	absorbierender und anpassungsfähiger Schaumverband mit dünnerem Design als Mepilex	82
287110	Mepilex Ag	10 x 10 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber und Safetac Technologie	83
287210	Mepilex Ag	10 x 20 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber und Safetac Technologie	83
287310	Mepilex Ag	15 x 15 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber und Safetac Technologie	83
287410	Mepilex Ag	20 x 20 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber und Safetac Technologie	83
287510	Mepilex Ag	20 x 50 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silber und Safetac Technologie	83
288100	Mepilex Heel	13 x 20 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
289100	Mepitel One	5 x 7,5 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
289300	Mepitel One	7,5 x 10 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
289500	Mepitel One	10 x 18 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
289700	Mepitel One	17 x 25 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
289750	Mepitel One	27,5 x 50 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
289800	Mepitel One (auf Rolle)	9,5 x 150 cm	hochtransparenter, einseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
290510	Mepitel	5 x 7,5 cm	transparenter, beidseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
290710	Mepitel	7,5 x 10 cm	transparenter, beidseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
291010	Mepitel	10 x 18 cm	transparenter, beidseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
292005	Mepitel	20 x 30 cm	transparenter, beidseitig beschichteter Netzverband (Wunddistanzgitter)	83
294015	Mepilex	5 x 5 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294100	Mepilex	10 x 10 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294200	Mepilex	10 x 20 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294300	Mepilex	15 x 15 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294400	Mepilex	20 x 20 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294500	Mepilex	20 x 50 cm	absorbierender Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294502	Mepilex Transfer	20 x 50 cm	dünnere, drainagefähiger Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294700	Mepilex Transfer	10 x 12 cm	dünnere, drainagefähiger Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
294800	Mepilex Transfer	15 x 20 cm	dünnere, drainagefähiger Schaumverband ohne Haftrand mit Safetac Technologie	82
295200	Mepilex Border	7,5 x 7,5 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
295300	Mepilex Border	10 x 10 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
295400	Mepilex Border	15 x 15 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
295600	Mepilex Border	15 x 20 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
295800	Mepilex Border	10 x 20 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
295900	Mepilex Border	10 x 30 cm	selbsthaftender, absorbierender Schaumverband mit integriertem Superabsorber	82
296170	Mepitel Film	6 x 7 cm	transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie	83
296270	Mepitel Film	10 x 12 cm	transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie	83
296470	Mepitel Film	10 x 25 cm	transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie	83
296670	Mepitel Film	15 x 20 cm	transparenter, atmungsaktiver Folienverband mit Safetac Technologie	83
306480	HNO/Dental Set			28

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
310250	Mefix	2,5 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
310500	Mefix	5 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
311000	Mefix	10 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
311500	Mefix	15 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
312000	Mefix	20 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
313000	Mefix	30 cm x 10 m	luftdurchlässiges und querdehnbares Vlies zur vollflächigen Fixierung von Verbänden	84
381035	OP-Tape einzeln verpackt	9 x 49 cm	flüssigkeitsundurchlässig	36
381045	OP-Tape (im Doppelpack)	9 x 49 cm	flüssigkeitsundurchlässig	36
382000	Mepilex Border Sacrum Ag	18 x 18 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
382200	Mepilex Border Sacrum Ag	20 x 20 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
382400	Mepilex Border Sacrum Ag	23 x 23 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
388100	Mepilex Heel Ag	13 x 20 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
388300	Mepilex Heel Ag	15 x 22 cm	absorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
394000	Mepilex Transfer Ag	7,5 x 8,5 cm	antimikrobiell mit Silber	83
394100	Mepilex Transfer Ag	10 x 12,5 cm	antimikrobiell mit Silber	83
394500	Mepilex Transfer Ag	20 x 50 cm	antimikrobiell mit Silber	83
394800	Mepilex Transfer Ag	15 x 20 cm	antimikrobiell mit Silber	83
395260	Mepilex Border Ag	7 x 7,5 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395360	Mepilex Border Ag	10 x 12,5 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395460	Mepilex Border Ag	15 x 17,5 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395660	Mepilex Border Ag	17 x 20 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395700	Mepilex Border Ag	10 x 25 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395800	Mepilex Border Ag	10 x 20 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
395900	Mepilex Border Ag	10 x 30 cm	selbsthaftender, hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband	83
428801	OP-Maske High Filtration		Bindebänder, kurzer Nasenbügel, antifog grün	57
428901	OP-Maske Standard		Bindebänder, grün, kurzer Nasenbügel, für empfindliche Haut	56
496100	Mepilex Border Post-Op	6 x 8 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
496200	Mepilex Border Post-Op	9 x 10 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
496300	Mepilex Border Post-Op	9 x 15 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
496400	Mepilex Border Post-Op	10 x 20 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
496450	Mepilex Border Post-Op	10 x 25 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
496600	Mepilex Border Post-Op	10 x 30 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
496650	Mepilex Border Post-Op	10 x 35 cm	Innovativer Verband für chirurgische Wunden mit Safetac Technologie	82
603300	Exufiber	5 x 5 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603301	Exufiber	10 x 10 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603302	Exufiber	15 x 15 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603303	Exufiber	20 x 30 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603304	Exufiber	2 x 45 cm	Tamponade	83
603305	Exufiber	4,5 x 10 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603306	Exufiber	4,5 x 20 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
603307	Exufiber	4,5 x 30 cm	Gelbildender Faserverband mit Hydro-clock-Technologie	83
610601	Instrumententischbezug	79 x 145 cm	absorbierende Fläche 65 x 85 cm	30
610700	Mextra Superabsorbent	10 x 10 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610710	Mextra Superabsorbent	10 x 15 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610720	Mextra Superabsorbent	10 x 20 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610730	Mextra Superabsorbent	15 x 20 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610740	Mextra Superabsorbent	20 x 25 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610750	Mextra Superabsorbent	20 x 30 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610760	Mextra Superabsorbent	20 x 40 cm	superabsorbierender Verband mit flüssigkeitsabweisendem Deckvlies	84
610900	Instrumententischbezug verstärkt	79 x 145 cm	absorbierende Fläche 65 x 85 cm	30
610930	Lithotomie-Beinlinge (im Doppelpack)	75 x 120 cm	zweilagiges Laminat	38
611105	Stockinette kurz	22 x 75 cm		38
611205	Stockinette lang	32 x 120 cm		38
613000	Einwegschürze	115 cm lang	2-lagiges Laminat weiß	63
613100	Einwegschürze	145 cm lang	2-lagiges Laminat weiß	63
613350	Einwegschürze	140 cm lang	Polyethylen weiß	63
616650	Schutzmantel steril, L	120 cm lang	blau	63
620100	OP-Haube Tuck		Astronautenhaube, grün	53
620200	OP-Haube Glenn		Astronautenhaube, grün mit Schweißband und Kragen	53
620300	OP-Haube Jack		Schiffchenform, grün	54
620500	OP-Haube Flory		Schwesternschleier mit variablem Stirnbereich, Bindebänder, grün/weiß, Latex	54
620900	OP-Haube Charlotte	M, 50 cm	Patientenhaube, weiss	52
621000	OP-Haube Kosack		mit elastischem Nackenband, grün	54
621001	OP-Haube Kosack		mit elastischem Nackenband, violett	54

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
621500	OP-Haube Annie	L, 55 cm	Barett, farblich sortiert	52
621600	OP-Haube Peggy		mit elastischem Nackenband, blau	54
621700	OP-Haube Peggy		mit elastischem Nackenband, grün	54
621715	OP-Haube Annie	M, 50 cm	Barett, blau	52
621825	OP-Haube Annie	L, 55 cm	Barett, grün	52
621835	OP-Haube Annie	L, 55 cm	Barett, weiß	52
622010	OP-Haube Commodus		mit integriertem Schweißband, blau/grün/weiß	54
623501	Armschützer mit Ärmelbund	48 cm lang	mit Ärmelbund, einzeln verpackt	51
629900	EasyWarm Patientenwärmedecke	152 x 92 cm	mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm)	65
629910	EasyWarm+ Patientenwärmedecke	200 x 152 cm	T-Form mit Klett, mit 12 luftaktivierten Wärmepads (13 x 10 cm)	65
629999	Patientenwärmedecke	130 x 190 cm	Vliesstoff, weiß	65
640101	OP-Bindemantel L	120 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
640102	OP-Bindemantel L	120 cm lang	1 Handtuch, ohne Einschlagpapier	50
640103	OP-Bindemantel XL-L	141 cm lang	1 Handtuch, ohne Einschlagpapier	50
650102	OP-Mantel Classic Standard L	121 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650104	OP-Mantel Classic Standard L-L	131 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650105	OP-Mantel Classic Standard L-L	131 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	50
650108	OP-Mantel Classic Standard XL	132 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650110	OP-Mantel Classic Standard XL-L	145 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650111	OP-Mantel Classic Standard XL-L	145 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	50
650112	OP-Mantel Set Classic Standard 2 x XL-L / 1 x L-L	145/131 cm lang	ohne Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650113	OP-Mantel Classic Standard XXL-XL	161 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
650114	OP-Mantel Classic Standard XXL-L	148 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
657000	OP-Maske Standard		Bindebänder, blau	56
657010	OP-Maske Special		Bindebänder, antifog, blau	57
657100	OP-Maske Special		Bindebänder, extrabreit für Barträger, blau	57
657200	OP-Maske Standard		Ohrschlaufen, blau	56
658000	OP-Maske Special		Bindebänder, Formhalter, grün	57
658010	OP-Maske Special		Bindebänder, Formhalter, antifog, grün	57
658200	OP-Maske Special		Ohrschlaufen, Formhalter, grün	57
658300	OP-Maske Special Soft		Bindebänder, Formhalter, weiß, für empfindliche Haut	57
660101	OP-Mantel Classic verstärkt L	121 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660102	OP-Mantel Classic verstärkt L-L	131 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660103	OP-Mantel Classic verstärkt L-L	131 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	50
660105	OP-Mantel Classic verstärkt XL	132 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660106	OP-Mantel Classic verstärkt XL-L	145 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660107	OP-Mantel Classic verstärkt XL-L	145 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	50
660109	OP-Mantel Set Classic verstärkt 2 x XL-L / 1 x L-L	145/131 cm lang	ohne Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660110	OP-Mantel Classic verstärkt XXL-XL	161cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660111	OP-Mantel Classic verstärkt XXL-L	148 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	50
660113	OP-Mantel Classic verstärkt XL	132 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	50
670103	OP-Mantel FPP, L-L	131 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51
670105	OP-Mantel FPP, XL-L	145 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51
670106	OP-Mantel FPP, XXL-XL	161 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51
670107	OP-Mantel FPP, XXL-L	148 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
670301	OP-Mantel Urologie L	141 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51
670302	OP-Mantel Urologie XL	160 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	51
670800	Mepore	6 x 7 cm	selbstklebender Wundverband	84
670820	Mepore Pro	6 x 7 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
670900	Mepore	9 x 10 cm	selbstklebender Wundverband	84
670920	Mepore Pro	9 x 10 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
671000	Mepore	9 x 15 cm	selbstklebender Wundverband	84
671020	Mepore Pro	9 x 15 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
671100	Mepore	9 x 20 cm	selbstklebender Wundverband	84
671120	Mepore Pro	9 x 20 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
671200	Mepore	9 x 25 cm	selbstklebender Wundverband	84
671220	Mepore Pro	9 x 25 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
671300	Mepore	9 x 30 cm	selbstklebender Wundverband	84
671320	Mepore Pro	9 x 30 cm	selbstklebender, wasserfester Wundverband	84
671400	Mepore	9 x 35 cm	selbstklebender Wundverband	84
680003	OP-Mantel Ultimate Standard L-L	137 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
680005	OP-Mantel Ultimate Standard XL-L	148 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
680006	OP-Mantel Ultimate Standard XXL-L	147 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
680102	OP-Mantel Ultimate Standard L	121 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
680103	OP-Mantel Ultimate Standard L-L	137 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
680104	OP-Mantel Ultimate Standard XL	132 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
680105	OP-Mantel Ultimate Standard XL-L	148 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
680106	OP-Mantel Ultimate Standard XXL-L	147 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690003	OP-Mantel Ultimate verstärkt L-L	137 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
690005	OP-Mantel Ultimate verstärkt XL-L	148 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
690006	OP-Mantel Ultimate verstärkt XXL-L	147 cm lang	ohne Handtücher, ohne Einschlagpapier	49
690102	OP-Mantel Ultimate verstärkt L	121 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690103	OP-Mantel Ultimate verstärkt L-L	137 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690104	OP-Mantel Ultimate verstärkt XL	132 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690105	OP-Mantel Ultimate verstärkt XL-L	148 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690106	OP-Mantel Ultimate verstärkt XXL-L	147 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
690107	OP-Mantel Ultimate verstärkt XXL-XL	167 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	49
691005	Transparente Fusslinge (im Doppelpack)	36 x 28 cm		38
694000	Dental Set			28
694135	Sectio Set für Flachlage			23
694145	Sectio Set mit integrierten Beinlingen			23
694241	Laparoskopie Rektum Set		mit integrierten Beinlingen	12
694242	Super Laparoskopie Rektum Set			12
694245	Laparoskopie Set		mit integrierten Beinlingen	12
694500	Pfannenstiel Set			22
694640	Cardiovascular Set			25
695000	Entbindungs-Set			23
696110	Gynäkologie/Zystoskopie Set			21
696310	TUR Set			24
696600	Gynäkologie/Laparoskopie Set			22

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
696810	Gynäkologie Set	200/270 x 220 cm	Gynäkologie-Abdecktuch mit Beinlingen, Ausschnitt sk. 9 x 13 cm	21
696940	Kopf Set			28
697000	HNO Schlitztuch Set			28
697100	Laparotomie Set			14
697250	Variables Schlitztuch Set (Hals Set)			13
697260	Struma Set			13
697600	Set für Kleinsteingriffe			14
697640	HNO Lochtuch Set			28
698220	Angiographie Set			26
698900	Universal Set Basic			11
699010	Pädiatrie Universal Set			11
699054	Universal Set Standard			11
699140	Super Universal Set Standard			11
699145	Super Universal Set Basic II			11
699540	Universal Set Standard			11
705740	Schlauch-/Kameraüberzug	8 x 120 cm	flache Spitze	39
705750	Schlauch-/Kameraüberzug	14 x 250 cm	flache Spitze	39
705820	Schlauch-/Kameraüberzug	14 x 250 cm	perforierte Spitze	39
705827	Lampengriffüberzug Universal		Durchmesser 4,5 cm, Länge 15 cm	40
705830	Schlauch-/Kameraüberzug	18 x 250 cm	elastische Spitze	39
705840	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube	150 cm rund		39
705841	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube	75 cm rund		39
705844	Allzwecküberzug	75 x 75 cm	quadratisch	39
705845	Allzwecküberzug	90 x 75 cm	rechteckig	39
705850	C-Bogen-Bezug Bildwandler	117 x 183 cm	halbseitige Abdeckung	40
705852	C-Bogen-Bezug Bildwandler	152 x 265 cm	Komplettbezug	40
705856	Röntgenkassettenbezug	60 x 60 cm		40
705860	Instrumententasche transparent, 3 Kammern	30 x 50 cm	selbstklebend	37
705960	Mikroskopbezug Zeiss MD	117 x 305 cm	Objektiv 65 mm	40
705975	Mikroskopbezug Zeiss OPMI	50/117 x 165 cm	Objektiv 48 mm, schmal	40
706000	Ultraschallkopfbezug	13 x 236 cm	schmale Spitze	40
706004	Ultraschallkopfbezug	13 x 236 cm	breite Spitze	40
706035	Saugertasche transparent, 1 Kammer	40 x 35 cm	selbstklebend	37
706100	Absorbierendes Pad selbstklebend	55 x 70 cm		33
706200	Perineal Set			33
706300	OP-Abdecktuch selbstklebend	75 x 50 cm	3-lagig	33
706400	OP-Abdecktuch selbstklebend	50 x 50 cm	3-lagig	33
706500	OP-Abdecktuch selbstklebend	75 x 75 cm	3-lagig	33
706610	Lochtuch selbstklebend	100 x 125 cm	Ausschnitt sk. 11 cm 45 cm vom oberen Rand	35
706620	Lochtuch selbstklebend	50 x 75 cm	variabel, Ausschnitt 0-20 cm	35
706630	Lochtuch selbstklebend	75 x 100 cm	variabel, Ausschnitt 0-25 cm	35
706700	OP-Abdecktuch selbstklebend	75 x 100 cm	3-lagig	33
706800	OP-Abdecktuch selbstklebend	90 x 75 cm	3-lagig mit durchgehendem Kleberand	33
706900	OP-Abdecktuch selbstklebend	100 x 100 cm	3-lagig	33
707035	Saugertasche transparent, 2 Kammern	40 x 35 cm		37
707500	OP-Abdecktuch selbstklebend (im Doppelpack)	75 x 75 cm	3-lagig	33
708131	Klett-Schlauchfixierung	2,5 x 30 cm		36

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
708840	Lochtuch selbstklebend	120 x 150 cm	Ausschnitt sk. oval 5 x 7 cm	35
708850	Lochtuch selbstklebend	150 x 180 cm	Ausschnitt sk. oval 5 x 15 cm	35
708860	Lochtuch selbstklebend	200 x 240 cm	Ausschnitt sk. rund 12 cm	35
708870	Lochtuch selbstklebend	200 x 280 cm	Ausschnitt sk. rund 15 cm dezentral	35
708880	Lochtuch selbstklebend	200 x 280 cm	Ausschnitt sk. eckig 14 x 14 cm dezentral	35
748140	Absbond OP-Handtuch unsteril	35 x 40 cm	weiß	64
777400	OP-Abdecktuch selbstklebend	175 x 150 cm	3-lagig	32
777600	OP-Abdecktuch selbstklebend	240 x 150 cm	3-lagig	32
777900	OP-Abdecktuch	90 x 150 cm	3-lagig	32
778000	OP-Abdecktuch	150 x 175 cm	3-lagig	32
778100	OP-Abdecktuch	150 x 240 cm	3-lagig	32
778200	OP-Abdecktuch selbstklebend	300 x 175 cm	3-lagig	32
778900	Schlitztuch selbstklebend	150 x 125 cm	Schlitz sk. 7,5 x 45 cm	34
790500	Universal Set Light			11
791000	Schlitztuch Light selbstklebend	200 x 250 cm	Schlitz 20 x 102 cm	34
792100	OP-Abdecktuch Light selbstklebend	90 x 75 cm		32
792200	OP-Abdecktuch Light selbstklebend	175 x 175 cm		32
792300	OP-Abdecktuch Light selbstklebend	240 x 150 cm		32
796000	Schlitztuch Set Light			13
798500	Extremitäten Set Light			16
799010	Tischabdecktuch Light	140 x 190 cm	absorbierende Fläche 65 x 190 cm	31
800330	OP-Abdecktuch	37,5 x 45 cm	2-lagig	32
800430	OP-Abdecktuch	45 x 75 cm	2-lagig	32
800530	OP-Abdecktuch	75 x 90 cm	2-lagig	32
801014	Inzisionsfolie	10 x 14 cm	Klebefläche 10 x 8 cm	41
801526	Inzisionsfolie	15 x 26 cm	Klebefläche 15 x 20 cm	41
803026	Inzisionsfolie	30 x 26 cm	Klebefläche 30 x 20 cm	41
804040	Inzisionsfolie	40 x 40 cm	Klebefläche 40 x 34 cm	41
804526	Inzisionsfolie	45 x 26 cm	Klebefläche 45 x 20 cm	41
804555	Inzisionsfolie	45 x 55 cm	Klebefläche 45 x 49 cm	41
805680	Inzisionsfolie	56 x 80 cm	Klebefläche 56 x 74 cm	41
824400	Ophthalmologietuch	150 x 165 cm	Ausschnitt 8 cm, separate Inzisionsfolie 15 x 20 cm	29
824600	Thoraxtuch	200/300 x 330 cm	Ausschnitt 32 x 40 cm	25
824700	Schlitztuch mit Perinealabdeckung	200 x 260 cm	Schlitz 20 x 102 cm	25
825000	Laparotomietuch T-Form	200 x 315 cm		14
826010	Vertikaltuch	330 x 240 cm	Inzisionsbereich 25 x 86 cm	20
826020	Vertikaltuch	330 x 240 cm	Inzisionsbereich 30 x 40 cm	20
828300	Angiographietuch	240 x 370 cm	Verstärkung 70 x 70 cm, 2 Ausschnitte sk. 7 x 10 cm	26
828900	Gesäßtuch	75 x 100 cm		33
831010	Thermojacke Basic blau S		blau	61
831020	Thermojacke Basic blau M		blau	61
831030	Thermojacke Basic blau L		blau	61
831040	Thermojacke Basic blau XL		blau	61
831200	Allzweckbeutel mit Sieb	50 x 50 cm		42
832000	Sectio-Saugertasche	100 x 80 cm	Inzisionsbereich 38 x 32 cm	42
832010	Thermojacke Basic grün S		grün	61
832020	Thermojacke Basic grün M		grün	61
832030	Thermojacke Basic grün L		grün	61

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
832040	Thermojacke Basic grün XL		grün	61
832109	Basic - Shirt und Hose S		violett	60
832209	Basic - Shirt und Hose M		violett	60
832309	Basic - Shirt und Hose L		violett	60
832409	Basic - Shirt und Hose XL		violett	60
836109	Basic - Shirt und Hose S		blau	60
836209	Basic - Shirt und Hose M		blau	60
836309	Basic - Shirt und Hose L		blau	60
836409	Basic - Shirt und Hose XL		blau	60
839109	Basic Shirt S		grün	60
839209	Basic Shirt M		grün	60
839309	Basic Shirt L		grün	60
839409	Basic Shirt XL		grün	60
839509	Basic Hose S		grün	60
839609	Basic Hose M		grün	60
839709	Basic Hose L		grün	60
839809	Basic Hose XL		grün	60
842100	Reinraumbekleidung - Shirt S		Shirt mit Bündchen an Ärmeln und Taille, blau	62
842200	Reinraumbekleidung - Shirt M		Shirt mit Bündchen an Ärmeln und Taille, blau	62
842300	Reinraumbekleidung - Shirt L		Shirt mit Bündchen an Ärmeln und Taille, blau	62
842400	Reinraumbekleidung - Shirt XL		Shirt mit Bündchen an Ärmeln und Taille, blau	62
843100	Reinraumbekleidung - Hose S		Hose mit Tunnelzug, Bündchen an den Beinen, blau	62
843200	Reinraumbekleidung - Hose M		Hose mit Tunnelzug, Bündchen an den Beinen, blau	62
843300	Reinraumbekleidung - Hose L		Hose mit Tunnelzug, Bündchen an den Beinen, blau	62
843400	Reinraumbekleidung - Hose XL		Hose mit Tunnelzug, Bündchen an den Beinen, blau	62
888112	Gynäkologie Set mit Beutel			21
888113	Gynäkologie Set			21
888142	Neurochirurgie Set			27
888222	TUR Set mit integriertem Beutel	175/270 x 180 cm		24
888224	TUR Set mit integriertem Beutel	175/270 x 180 cm	Sieb und Ablaufschlauch	24
888225	TUR Set mit integriertem Sieb	175/270 x 180 cm	Fingerling zur Palpation	24
888226	TUR Set mit integriertem Beutel	175/270 x 240 cm	Fingerling zur Palpation	24
888342	Neurochirurgietuch	230 x 300 cm	Verstärkung 90 x 135 cm und 60 x 54 cm, Inzisionsbereich 30 x 20 cm	27
888442	Neurochirurgietuch	280 x 295 cm	Verstärkung 62 x 100 cm, Inzisionsbereich 30 x 20 cm, eingeschlagen	27
888521	Gynäkologie-Abdecktuch	60 x 116 cm	Ausschnitt sk. 8 x 11 cm	21
888521	Gynäkologie-Abdecktuch	60 x 116 cm	Ausschnitt sk. 8 x 11 cm	22
899010	Monopolares Instrumentenkabel	4 mm		77
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode	5 mm, 33 cm		77
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode	5 mm, 33 cm	mit Kabel	77
899102	Abnehmbarer Bergebeutel	90 x 145 mm	(250 ml) 10 mm	77
899103	Abnehmbarer Bergebeutel	130 x 180 mm	(600 ml) 10 mm	77
899104	Abnehmbarer Bergebeutel	190 x 230 mm	(1150 ml) 15 mm	77

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
899105	Veressnadeln	120 mm		77
899106	Veressnadeln	150 mm		77
899107	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn	5 mm, 33 cm		77
899108	Saug-/Spülsystem, Doppeldorn	5 mm, 45 cm		77
899109	Saug-/Spülansatz	10 mm, 33 cm		77
899111	Monopolares Instrumentenkabel	8 mm		77
899112	Abnehmbarer Bergebeutel	190 x 230 mm	(1150 ml) 12 mm	77
899200	Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899201	Maryland-Präparierzange	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899202	Klemm-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899203	Babcock-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899204	Rattenzahn-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899205	Duckbill-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899206	Darmfasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899207	Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm, 33 cm	Griff Standard	78
899208	Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899209	Maryland-Präparierzange	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899210	Klemm-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899211	Babcock-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899212	Rattenzahn-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899213	Duckbill-Fasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899214	Darmfasszange, Griff mit Sperrklinke	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899215	Gerade Fasszange, Griff mit Sperrklinke – fenestriert	5 mm, 33 cm	Griff Komfort	78
899216	Monopolare Schere - Metzenbaum	5 mm, 33 cm		77
899217	Monopolare Schere - Mini Metzenbaum	5 mm, 33 cm		77
899218	Monopolare Schere - Metzenbaum	5 mm, 45 cm		77
899239	Hasson Ballon Trokar	12 mm, 100 mm		76
899300	Trokar mit geschützter Klinge	5 mm, 70 mm		76
899301	Trokar mit geschützter Klinge	5 mm, 100 mm		76
899302	Trokar mit geschützter Klinge	11 mm, 100 mm		76
899303	Trokar mit geschützter Klinge	11 mm, 150 mm		76
899304	Trokar mit geschützter Klinge	12 mm, 100 mm		76
899305	Trokar mit geschützter Klinge	12 mm, 150 mm		76
899306	Hasson Trokar	11 mm, 100 mm		76
899307	Hasson Trokar	12 mm, 100 mm		76
899308	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	5 mm, 70 mm		76
899309	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	5 mm, 100 mm		76
899310	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	11 mm, 100 mm		76
899311	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	11 mm, 150 mm		76
899312	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	12 mm, 100 mm		76
899313	Klingenloser Trokar mit Dilatationsspitze	12 mm, 150 mm		76
899314	Optischer Trokar	11 mm, 100 mm	Pistolengriff	76
899315	Optischer Trokar	12 mm, 100 mm	Pistolengriff	76
899316	Optischer Trokar	5 mm, 70 mm		76
899317	Optischer Trokar	5 mm, 100 mm		76
899318	Optischer Trokar	11 mm, 100 mm		76
899319	Optischer Trokar	12 mm, 100 mm		76
899320	Universal-Trokarhülse	5 mm, 70 mm		76

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
899321	Universal-Trokarhülse	5 mm, 100 mm		76
899322	Universal-Trokarhülse	11 mm, 100 mm		76
899323	Universal-Trokarhülse	12 mm, 100 mm		76
899324	Optischer Trokar	5 mm, 150 mm		76
899325	Optischer Trokar	11 mm, 150 mm		76
899326	Optischer Trokar	12 mm, 150 mm		76
899327	Optischer Ballon Trokar	5 mm, 100 mm		76
899328	Optischer Ballon Trokar	12 mm, 100 mm		76
899330	Optischer Ballon Trokar	5 mm, 70 mm		76
899331	Optischer Ballon Trokar	11 mm, 100 mm		76
902496	Gynäkologie/Zystoskopie Set		mit Gesäßtuch	21
903016	Vertikaltuch Set		Inzisionsbereich 30 x 40 cm	20
903020	Gynäkologie/Laparoskopie Set			22
903026	Vertikaltuch Set		Inzisionsbereich 25 x 86 cm	20
903153	Perineal-Abdeckung	18 x 40 cm		33
903286	Opthalmologie Set			29
903740	Allzwecküberzug/Bildverstärkerhaube	90 cm rund		39
904622	Lochtuch selbstklebend	45 x 75 cm	Ausschnitt sk. 7 cm mittig rund	35
904624	Lochtuch selbstklebend	75 x 90 cm	Ausschnitt sk. 7 cm rund	35
905020	Urologie/Gynäkologie Set			22
906540	Epiduraltuch selbstklebend	60 x 75 cm	3-lagig, Ausschnitt sk. 6 x 9,5 cm oval	35
906542	Lochtuch selbstklebend	75 x 90 cm	Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval mittig	35
906544	Lochtuch	50 x 60 cm	Ausschnitt oval 6 x 8 cm	35
906677	OP-Abdecktuch selbstklebend	90 x 75 cm	3-lagig	33
906693	Lochtuch selbstklebend	50 x 60 cm	Ausschnitt sk. 6 x 8 cm oval zentral	35
920496	OP-Abdecktuch selbstklebend	175 x 175 cm	3-lagig	32
925984	Gynäkologie Set All-in-One			21
935569	Lochtuch selbstklebend	120 x 150 cm	Ausschnitt sk. 5 x 7 cm oval, 65 cm vom oberen Rand	35
965527	TUR Abdecktuch	175/270 x 240 cm	mit integrierter Saugertasche, Fingerling	24
9750000	Pulsed Lavage System		Wechselstromversorgung	79
9750001	Pulsed Lavage System		mit integrierten Batterien	79
9751000	Femorale Bürstenaufsatz			79
9751001	Kleine Konusspitze	30 mm		79
9751002	Koaxiale Röhrenspitze	23 cm		79
9752000	AC-Adapter	[AC 100~240 V]		79
9999055	Biogel Dental steril	5,5		72
9999060	Biogel Dental steril	6		72
9999065	Biogel Dental steril	6,5		72
9999070	Biogel Dental steril	7		72
9999075	Biogel Dental steril	7,5		72
9999080	Biogel Dental steril	8		72
9999085	Biogel Dental steril	8,5		72
9999090	Biogel Dental steril	9		72
10009281	HiBiScrub Plus			74
70042013	OP-Haube Flott		Barett, grün	52
80000527	Vertikaltuch II	320 x 240 cm	Inzisionsbereich 30 x 60 cm	20
80002120	Armlehnenbezug (im Doppelpack)	35 x 73 cm		38
80003113	Bohrschlauch-Halterung	90 x 96 cm	absorbierend 70 x 50 cm, eingeschlagen	37
80006076	Klett-Schlauchfixierung	5 x 15 cm		36

INDEX

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Ausstattungsmerkmale	Seite
80006214	Extremitäten-Vorbereitungstuch	120 x 150 cm	Schlitz 10 x 36 cm	34
80649015	OP-Abdecktuch	90 x 150 cm	2-lagig	32
80974401	Zystoskopie Set			24
84511451	Opthalmologie Set mit Inzisionsfolie			29
84511461	Opthalmologie Set			29
84521200	Lochtuch mit Inzisionsfolie selbstklebend	120 x 150 cm	perforierte Inzisionsfolie 7,5 cm	35
84541211	Kamerabezug/Schlauch-/Kameraüberzug	14 x 254 cm		39
84541230	Luxationsbeutel	75 x 120 cm	eingeschlagen	36
84541251	Babytuch			23
93000621	OP-Mantel Universal Standard L	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000622	OP-Mantel Universal Standard L-L	142 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000623	OP-Mantel Universal Standard XL	137 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000624	OP-Mantel Universal Standard XL-L	152 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000625	OP-Mantel Universal Standard XXL-L	167 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000721	OP-Mantel Universal verstärkt L	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000722	OP-Mantel Universal verstärkt L-L	142 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000723	OP-Mantel Universal verstärkt XL	137 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000724	OP-Mantel Universal verstärkt XL-L	152 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
93000725	OP-Mantel Universal verstärkt XXL-L	167 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000622	OP-Mantel Primary Standard L	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000624	OP-Mantel Primary Standard XL	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000625	OP-Mantel Primary Standard XL-L	152 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000722	OP-Mantel Primary verstärkt L	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000724	OP-Mantel Primary verstärkt XL	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98000725	OP-Mantel Primary verstärkt XL-L	152 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98001622	OP-Mantel Primary Plus L	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98001624	OP-Mantel Primary Plus XL	127 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48
98001625	OP-Mantel Primary Plus XL-L	152 cm lang	2 Handtücher, mit Einschlagpapier	48

Mölnlycke – Ihr Partner für Qualität, Effizienz und Sicherheit

Bei Mölnlycke bieten wir innovative Lösungen für die Behandlung von Wunden, Verbesserung der chirurgischen Sicherheit und Effizienz und Prävention von Druckgeschwüren. Lösungen, die zu besseren Ergebnissen beitragen und durch klinische und gesundheitsökonomische Evidenz belegt sind.

Bei allem, was wir tun, werden wir von einem Ziel geleitet: medizinischem Fachpersonal dabei zu helfen, das Beste zu geben.

Und das wollen wir jeden Tag erneut beweisen.

Ausgabe 2018/1

Rufnummer für Bestellungen:
Customer Service Center 0800/186218 0 (-9)

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon +49 (0)211 92088-0, Fax +49 (0)211 92088-170, www.molnlycke.de
Name und Logo von Mölnlycke® sowie die Markenzeichen BARRIER®, Biogel®, HiBi®, Mefix®, Mepore®, Mepilex®, Mepitel®, Mextra®, Exufiber®, Safetac®
sowie Tubifast® sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care Gruppe. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

